


# MIO★STAR



**PRESSURE  
ANALYSER  
MOBILE 100**

Teniomètre



# Teniomètre PRESSURE ANALYSER MOBILE 100

1

## Félicitations!

En achetant ce tensiomètre, vous venez d'acquérir un appareil de qualité, fabriqué avec soin. Bien entretenu, cet appareil vous rendra de grands services pendant de nombreuses années.



Veuillez lire attentivement ce mode d'emploi avant la première utilisation et bien respecter les consignes de sécurité.

**Les personnes n'ayant pas lu ce mode d'emploi ne doivent pas utiliser cet appareil.**

Français

## Sommaire

	page		page
Consignes de sécurité	2	Problèmes	24
Aperçu de l'appareil et des commandes	8	Rangement / Nettoyage	28
Informations sur la tension artérielle	10	Recalibrage périodique	29
Fonctionnement	14	Elimination	30
Mesurer la tension	19	Données techniques	32
		Conformité	33

## 2 Consignes de sécurité



### ATTENTION

**Ne prenez pas de mesures thérapeutiques sur la base de mesures effectuées par vous-même. Ne modifiez jamais les doses de médicament prescrites par votre médecin. Recommandations pour votre bien-être**

- ATTENTION: Si vous souffrez d'autres maladies, par exemple d'obturation artérielle, renseignez-vous auprès de votre médecin avant d'utiliser cet appareil
- Cet appareil ne peut pas être utilisé pour contrôler la fréquence cardiaque d'un stimulateur
- ATTENTION: Les femmes enceintes doivent tenir compte des mesures de précautions nécessaires, de leur condition physique et le cas échéant, consulter leur médecin
- ATTENTION: Si vous remarquez des sensations désagréab-

les durant la mesure, par ex. des douleurs du bras ou d'autres maux, procédez comme suit:

- Actionnez la touche **START**, pour dégonfler immédiatement le bracelet
- Desserrez le bracelet et ôtez-le du bras. Veuillez contacter MIGROS-Service



### Attention!

Les avis suivants doivent être respectés, afin d'assurer une mesure fiable et éviter tout risque de détérioration de l'appareil.

## Ce qu'il faut absolument respecter

- Utilisez uniquement cet appareil conformément au but d'utilisation décrit dans ce mode d'emploi. Tout emploi non conforme annule les droits de garantie
- Dans les rares cas de panne lorsque le bracelet reste gonflé durant la mesure, il faut immédiatement le desserrer et contacter MIGROS-Service
- Le fonctionnement de l'appareil risque d'être altéré dans le cas d'une utilisation proche d'un champs électromagnétique tels que les téléphones mobiles ou des postes de radio ainsi nous recommandons de respecter une distance de 1 mètre. Dans le cas où ces conditions ne peuvent être respectées, merci de vérifier que l'appareil fonctionne correctement avant toute mesure
- Ne laissez pas tomber l'appareil et ne l'exposez pas à de fortes vibrations

- 
- N'ouvrez jamais l'appareil: endommagement de l'appareil et altérations du calibrage
  - ATTENTION: Ne laissez jamais les enfants utiliser l'appareil sans surveillance. Certaines de ses parties sont si petites qu'elles peuvent être avalées. Possible risque d'étranglement dans le cas où l'appareil est fourni avec des câbles ou des tuyaux
  - En cas de panne, ne réparez pas l'appareil vous-même, vous perdriez tous vos droits de garantie. Les réparations ne doivent être effectuées que par MIGROS-Service
  - ATTENTION: Protégez l'appareil contre l'humidité. Si toutefois des liquides s'infiltrant dans l'appareil, vous devez immédiatement retirer les piles et éviter toute autre utilisation. Veuillez alors contacter MIGROS-Service
  - ATTENTION: Les personnes, enfants compris, qui en raison de leurs capacités psychiques, sensorielles ou mentales,
-

ou en raison de leur inexpérience ou manque de connaissances ne sont pas aptes à utiliser cet appareil en toute sécurité, ne sont pas autorisées à le faire ou uniquement sous surveillance

## A propos de ce mode d'emploi

Ce mode d'emploi ne peut pas prendre en compte toutes les utilisations possibles. Pour toute information ou tout problème insuffisamment ou non traité dans ce mode d'emploi, veuillez vous adresser à



M-Infoline (numéro de téléphone à l'arrière de ce mode d'emploi).

**Veuillez conserver soigneusement ce mode d'emploi et le remettre à tout utilisateur éventuel.**



# Déballage

7





- Sortir le tensiomètre de son emballage
- Veuillez contrôler la présence des pièces suivantes dans l'emballage:
  1. Tensiomètre
  2. Boîte de rangement
- Pour fonctionner, le tensiomètre nécessite deux piles LR03/AAA (non fournies avec l'appareil)
- Détruire tous les sacs plastiques qui peuvent représenter un jeu dangereux pour les enfants!

## 8 Aperçu de l'appareil et des commandes

Français



1. Compartiment à piles (sur le côté;  
2x piles de type LR03 / AAA)
2. Date et heure
3. «Voyants de couleur» indiquant la pression sanguine (vert = correcte, rouge = haute)
4. Mode Mémoire («M» = Memory)
5. Pouls par minute
6. Touche Mémoire «**M**»
7. Touche Marche/Arrêt «»
8. Valeur systolique en mmHg  
(= «pression haute»)
9. Valeur diastolique en mmHg  
(= «pression basse»)
10. Touche Time «»
11. Bracelet

## 1.1 Qu'est-ce que la tension?

La tension désigne la pression formée dans les vaisseaux à chaque battement du cœur. Lorsque le cœur se contracte (= systole) et pompe le sang dans les artères la pression vasculaire augmente. La valeur maximale est appelée pression systolique, cette valeur est la première qui est prise lors d'une mesure. Lorsque le cœur se rétracte pour se remplir de sang, la pression diminue également dans les artères. C'est lorsque les vaisseaux se relâchent, que la deuxième valeur, la pression diastolique, est mesurée.

## 1.2 Comment fonctionne la mesure?

Votre tensiomètre est un tensiomètre destiné à mesurer la tension au niveau du poignet. La mesure s'effectue au moyen d'un microprocesseur qui analyse par un capteur les différences de pression sanguine des artères lors du gonflage et dégonflage du bracelet.

## 1.3 Quelle est l'utilité de mesurer la tension à la maison

Mio Star dispose d'une longue expérience dans le domaine de la mesure de la tension. La haute précision du principe de mesure des appareils Mio Star est vérifiée par de nombreuses études cliniques effectuées selon des standards internationaux stricts.

---

Un argument important pour mesurer la tension à la maison est le fait que la mesure est effectuée dans un environnement familial lorsqu'on est au repos. La «valeur de base» mesurée le matin directement au lever avant le petit déjeuner est la plus significative. Par principe, il convient de toujours effectuer la mesure à la même heure et dans des conditions identiques. C'est le seul moyen d'obtenir des résultats comparables et ainsi de détecter à temps tout début d'hypertension.

Une hypertension restée longtemps incon nue augmente le risque d'autres maladies cardiovasculaires.

#### **Conseil:**

**Mesurez votre tension quotidienne-  
ment, même lorsque vous ne présentez  
aucun troubles.**

### **1.4 Variations de tension**

- La tension est influencée par de nombreux facteurs, ainsi, un travail physiquement éprouvant, l'anxiété, le stress, mais aussi l'heure de la journée peuvent fortement modifier les valeurs mesurées
- Les valeurs de tension personnelles peuvent fortement varier durant la journée et au cours de l'année. Les sujets hypertendus sont particulièrement exposés à ces variations
- Normalement, la tension atteint sa valeur maximale durant des activités physiques intenses et sa valeur minimale la nuit durant le sommeil

# Informations sur la tension artérielle

## 1.5 Classification des tensions

Le tableau ci-dessous présente des valeurs indicatives de tension élevée et faible sans considération de l'âge. Ces valeurs ont été déterminées par la World Health Organization (WHO).

Pression	Systolique	Diastolique	Recommandation
problématique	supérieure à 180	supérieur à 110	Contrôle médical absolument nécessaire!
vraiment trop haute	160 – 179	100 – 109	Contrôle médical
trop haute	140 – 159	90 – 99	Contrôle médical
légèrement trop haute	130 – 139	85 – 89	Parlez-en à votre médecin
normale	inférieure à 130	inférieure à 85	Contrôlez vous-même
optimale	inférieure à 120	inférieure à 80	Contrôlez vous-même



### Important:

ne prenez pas de mesures thérapeutiques sur la base de mesures effectuées par vous-même. Ne modifiez jamais les doses de médicament prescrites par votre médecin!

## 1.6 Influence et évaluation des mesures

- Mesurez régulièrement votre tension, mémorisez les résultats et comparez-les ensuite
- Ne tirez jamais de conclusion à partir d'un seul résultat. Les valeurs de votre pression sanguine doivent toujours être évaluées par un médecin informé de vos antécédents médicaux
- Si vous utilisez l'appareil régulièrement et enregistrez les valeurs pour votre médecin, il faut aussi de temps en temps informer votre médecin du déroulement
- Lorsque vous mesurez votre tension, tenez compte du fait que les valeurs quotidiennes dépendent de nombreux facteurs. Ainsi, la consommation de tabac, d'alcool, la prise de médicaments et les activités physiques influencent les valeurs des mesures de manière différente
- Mesurez votre tension avant les repas
- Avant de mesurer votre tension, reposez-vous au moins 5 minutes
- Informez votre médecin lorsque les valeurs des mesures, malgré une manipulation correcte de l'appareil, semblent anormales et si elles sont, de façon répétée, trop hautes ou trop basses. Il en est de même si le pouls est irrégulier ou trop faible et rend la mesure impossible



## 2. Avant la première utilisation

Lire attentivement les consignes de sécurité à la page 2 avant de faire fonctionner le tensiomètre.

### Utilisation

Le tensiomètre n'est strictement destiné qu'à un usage privé.

#### Recommandation importante:

**Ne prenez pas de mesures thérapeutiques sur la base de mesures effectuées par vous-même. Ne modifiez jamais les doses de médicament prescrites par votre médecin.**

### 2.1. Mise en place des piles

Après avoir déballé votre appareil, commencez par insérer les piles. Le compartiment à piles se trouve sur le côté gauche de l'appareil (voir dessin).

- Faire glisser le couvercle légèrement vers le bas puis le faire pivoter.
-





- Insérez les piles en respectant la polarité indiquée
- Si l'indicateur de décharge des piles apparaît sur l'écran, les piles sont vides et doivent être remplacées par des piles neuves

### Attention!

- Lorsque l'indicateur de décharge des piles apparaît, l'appareil est bloqué jusqu'à ce que les piles soient remplacées
- Utilisez exclusivement des piles alcalines LR03/AAA 1.5 volt
- Veuillez enlever les piles de l'appareil si vous n'utilisez pas le tensiomètre pendant une longue période
- Lorsque les piles sont vides, ou qu'elles sont retirées, les données enregistrées sont perdues



### Consignes de sécurité pour les piles:

- Les tenir hors de portée des enfants!
- Ne pas les recharger, ne pas mettre en court-circuit, ni les jeter dans le feu!
- Lorsque l'appareil reste longtemps sans servir retirer les piles
- Ne pas jeter les piles dans les ordures ménagères,

les déposer gratuitement dans un point de vente pour qu'elles soient éliminées conformément

## 2.2 Réglage de l'heure et de la date

Ce tensiomètre comprend une montre intégrée avec affichage de la date. C'est un avantage car à chaque mesure prise sont enregistrés à la fois la tension mesurée et le moment de mesure exact. Après avoir inséré de (nouvelles) piles, l'année «2012» commence à clignoter dans l'affichage. Veuillez entrer la date et l'heure:

- En appuyant plusieurs fois sur la touche «**M**», sélectionnez l'année souhaitée, **par ex. «2012»**.

**Remarque:** si l'année «2012» ne clignote plus, maintenez appuyée la touche Time «**⌚**» pendant 3 secondes

- Confirmez en appuyant sur «**⌚**»
- En appuyant plusieurs fois sur la touche «**M**», sélectionnez le mois souhaité, **par ex. «12»**
- Confirmez en appuyant sur «**⌚**»
- En appuyant plusieurs fois sur la touche «**M**», sélectionnez le jour souhaité, **par ex. «27»**
- Confirmez en appuyant sur «**⌚**»



- En appuyant plusieurs fois sur la touche «**M**», sélectionnez l'heure souhaitée, **par ex. «14»**
- Confirmez en appuyant sur «**G**»
- En appuyant plusieurs fois sur la touche «**M**», sélectionnez la minute souhaitée, **par ex. «20»**
- Confirmez en appuyant sur «**G**»

Le réglage est désormais terminé et la date, suivie de l'heure, s'affiche brièvement (par ex. «Time 14:20»).

#### Important:

- A chaque pression sur la touche «**M**» correspond une entrée (modification de la valeur de +1). Si cependant vous maintenez la pression sur la touche concernée, vous pouvez trouver plus rapidement la valeur désirée

## 2.3 Lecture de la date réglée

- Veuillez appuyer sur la touche «**G**»



## 3. Mesurer la tension

### 3.1 Avant de la mesurer

**Afin que les mesures** ne soient pas influencées de manière négative, respectez les points suivants:


- Détendez-vous pendant 5 minutes environ dans un fauteuil confortable et dans un endroit tranquille
- La tension varie au cours de la journée. Il est donc recommandé d'effectuer la mesure toujours au même moment
- Eviter toute agitation
- Ne pas manger ni fumer avant



### 3.2 Mise en place du bracelet

Placer le bracelet autour du poignet gauche et veiller à ce que:

- L'écran soit du côté interne du poigne
- Ôter auparavant les bijoux, montres, etc, portés au poignet
- Placer l'appareil directement sur la peau nue, la mesure à travers des textiles étant impossible
- Serrez le bracelet de façon à ce qu'il adhère au poignet. Il ne doit en aucun cas être tordu ni trop lâche



### 3.3 La bonne position pour la mesure


- Effectuez la mesure en position assise
- Décontractez le bras et posez-le par exemple sur une table
- Placez le poignet de manière à ce que le bracelet soit au niveau du cœur. Si le poignet est trop bas la tension mesurée est plus haute (ou le contraire)
- Restez tranquille durant la mesure: ne bougez pas et ne parlez pas, car ceci peut fausser les résultats de la mesure



Marche/Arrêt

### 3.4 Mesurer la tension

Une fois le bracelet convenablement placé, vous pouvez commencer à effectuer la mesure:

- Appuyez sur la touche , la pompe commence à gonfler le bracelet. La hausse de la pression du bracelet est affichée en continu sur l'écran
- Une fois atteinte la pression de gonflage, la pompe s'arrête et la pression tombe lentement. La pression du bracelet (gros caractères) apparaît pendant la prise



de mesure. Lorsque l'appareil a détecté le pouls, le symbole du cœur ♥ commence à clignoter sur l'écran

- Lorsque la prise de mesure est terminée, les valeurs mesurées de la tension systolique et diastolique de même que la fréquence du pouls sont alors affichées:

- **SYS** (= tension haute) par ex. 128 mmHg
- **DIA** (= tension basse) par ex. 78 mmHg
- **PUL** (= pouls) par ex. 68 /min

### «Voyants de couleur»:

- Des «voyants de couleur» se trouvent sur le côté gauche, permettant d'interpréter facilement le résultat de la mesure
- 1 à 6 bâtons s'affichent après la mesure
- Le vert signifie une tension basse/normale. Plus de bâtons apparaissent, plus la tension est haute (voire trop haute); consultez un médecin (voir page 10)
- **Exemple:** deux bâtons s'affichent à côté des zones vertes. Cela signifie que la tension se situe dans la «zone verte» (voir également page 10)


- Les résultats de mesure sont affichés jusqu'à ce que vous éteigniez l'appareil. Si vous n'appuyez sur aucun touche pendant 3 minutes, l'appareil s'éteint automatiquement pour économiser les piles

**Important:**

**Ne prenez pas de mesures thérapeutiques sur la base de mesures effectuées par vous-même. Ne modifiez jamais les doses de médicament prescrites par votre médecin!**

Français

### 3.5 Contrôle IHD du rythme cardiaque

- L'apparition du symbole de contrôle du rythme cardiaque  signifie que certaines irrégularités du pouls ont été constatées lors de la mesure. Le résultat peut alors ne pas correspondre à votre tension habituelle
- En règle générale, il n'y a aucune raison de s'inquiéter à ce sujet; si toutefois ce symbole s'affiche plus souvent (par ex. plusieurs fois par semaine lorsqu'on effectue des mesures quotidiennes) ou apparaît subitement plus souvent que ce n'était le cas auparavant, nous vous




recommandons d'en informer votre médecin (montrez-lui alors l'explication ci-après):

## **Information destinée au médecin en cas d'apparition fréquente de l'indicateur d'arythmie:**

- L'appareil tensiomètre est un tensiomètre oscillométrique qui, en option supplémentaire, analyse le pouls lors de la mesure. L'appareil a été reconnu et validé cliniquement pour son extrême précision
- Si des irrégularités du pouls sont constatées lors de la mesure, le symbole correspondant s'affiche après celle-ci. Lorsque le symbole apparaît plus fréquemment (par ex. plusieurs fois par semaine en cas de mesures quotidiennes) ou soudainement plus souvent qu'auparavant, nous recommandons au patient, pour plus de sécurité, de se soumettre à un examen médical plus précis
- L'appareil ne remplace pas un examen cardiologique, mais il contribue au dépistage précoce d'irrégularités de la fréquence cardiaque



### 3.6 Interruption d'une mesure

- Si pour une raison quelconque, vous devez interrompre la prise de tension, vous pouvez appuyer sur la touche  à n'importe quel moment. L'appareil réduit alors immédiatement et de lui-même la pression du bracelet

### 3.7 Utilisation de la fonction de mémoire

- Le tensiomètre enregistre automatiquement les 30 dernières valeurs mesurées
- En appuyant plusieurs fois sur la touche Mémoire «**M**», les dernières mesures sont affichées. A la place du pouls, le numéro de l'emplacement s'affiche brièvement, par ex. «**1**» pour la dernière mesure. Le résultat et le symbole «**M**» pour mémoire (= Memory) s'affichent ensuite. En appuyant plusieurs fois sur «**M**», il est possible de faire défiler la mémoire
- Lorsque la mémoire est pleine après 30 mesures, le plus ancien emplacement (= le 30e) est supprimé



Touche Mémoire «**M**»

## 3.8 Suppression de la mémoire

- La mémoire peut être supprimée manuellement (par ex. lorsque l'appareil est cédé):
  - Mettez l'appareil hors tension avec «**U**». Maintenez la touche «**M**» appuyée pendant 8 secondes environ (l'affichage indique «**CL**»). En appuyant de nouveau sur la touche «**M**», la mémoire est supprimée (trois bips retentissent et l'appareil s'arrête ensuite)
- **Important:** Lorsque les piles sont vides, ou qu'elles sont retirées, les données enregistrées sont perdues

## Problèmes

---



### Messages d'erreur

Le tensiomètre est doté d'une fonction de contrôle. Lorsque les mesures ne peuvent s'effectuer de façon impeccable, des messages d'erreur s'affichent sur l'écran. Lorsqu'un des messages d'erreur suivants est affiché, cela signifie que l'appareil n'a pas pu déterminer correctement la tension («Err» = Error / Erreur).

---

**Erreur «Err 1»: signal trop faible**

- Le signal du pouls sur le bracelet est trop faible. Remettre le bracelet et répéter la mesure

**Erreur «Err 2»: signal de problème**

- Ce signal de problème se manifeste sur le bracelet pendant la mesure lorsque, par exemple, vous avez bougé ou en cas de tension musculaire. Répétez la mesure et veillez à ce que le bras soit immobile

**Erreur «Err 3»: pas de pression dans le bracelet**

- La pression exercée par le bracelet n'est pas suffisante. Vérifiez que le bracelet n'est pas trop serré ou trop relâché. Changer éventuellement les piles. Ensuite répétez la mesure. Il n'est peut être plus étanche

**Erreur «Err 5»: résultats anormaux**

- Les relevés de mesures ont indiqué une différence inacceptable entre les tensions systolique et diastolique. Faites un autre relevé en suivant soigneusement les instructions. Contactez votre médecin si vous continuez d'avoir des relevés inhabituels

*Suite ...*

**Erreur «HI»: pouls trop rapide ou pression dans bracelet trop forte**

- La pression dans le bracelet est trop forte (plus de 300 mmHg) ou le pouls bat trop vite (plus de 200 battements par minute). Détendez-vous 5 minutes et recommencez la mesure


**Erreur «LO»: pouls trop faible**

- Le pouls est trop faible (moins de 40 battements par minute). Recommencez la mesure

**Autres problèmes possibles et leur solution**

- En cas de problèmes au cours de l'utilisation de l'appareil, contrôlez les points suivants et, si nécessaire, prenez les mesures suivantes:

Problèmes	Corrections
– Rien ne s'affiche alors que l'appareil a été mis en marche bien que les piles sont insérées	– Vérifiez la bonne polarité des piles et replacez-les correctement si nécessaire
– A plusieurs reprises, l'appareil n'arrive pas à mesurer la tension ou les valeurs mesurées sont trop basses (trop hautes)	– Si l'affichage est anormal, réinsérez les piles ou changez-les
– Tous les résultats des mesures sont différents bien que l'appareil fonctionne normalement et que les valeurs s'affichent normalement	– Vérifiez la position du bracelet
– Les valeurs de tension mesurées diffèrent de celles mesurées par le médecin	– Reprenez la tension au calme en observant les indications du point 3
– L'appareil ne doit être réparé que par MIGROS-Service. Des réparations effectuées par des non professionnels peuvent présenter un danger pour l'utilisateur	– Veuillez respecter les remarques sous 3.1 et renouvelez la mesure
– En cas de réparation non conforme et de dommages éventuels, toute responsabilité est déclinée et la garantie s'arrête	– Notez l'évolution quotidienne des valeurs et consultez votre médecin à ce sujet



### Rangement

- Lorsque vous n'utilisez plus le tensionmètre, rangez-le dans sa boîte, il est ainsi parfaitement protégé
- Rangez le dans un endroit sec, propre et hors de portée des enfants
- N'exposez pas l'appareil directement aux rayons du soleil, protégez-le de la poussière et de l'humidité
- Si l'appareil doit rester longtemps sans servir, retirez les piles. Ainsi il n'y a pas le risque qu'elles ne coulent dans l'appareil
- Le bracelet ne doit être gonflé qu'après avoir été placé autour du poignet
- Le bracelet contient une poche hermétique sensible. Manipulez-le avec précaution et évitez de le déformer de quelque façon que ce soit en le tordant ou en le pliant

### Nettoyage

- Nettoyer l'appareil avec un chiffon doux légèrement imbibé d'une solution savonneuse neutre. **L'eau ne doit pas s'infiltrer dans le boîtier.** Ne réutilisez l'appareil que lorsqu'il est parfaitement sec



- ***Ne pas laver le bracelet***
- Le tensiomètre qui est un appareil délicat doit de temps en temps être contrôlé. C'est pourquoi nous recommandons de contrôler **tous les 2 ans** l'affichage de la pression statique. MIGROS-Service vous fournira volontiers des précisions à ce sujet



Français

Ces produits ne doivent pas être jetés avec les autres déchets ménagers. En tant que consommatrice ou consommateur, vous êtes tenu de retourner tous les appareils électriques et électroniques afin que ces déchets dangereux puissent être éliminés dans les règles de l'art. À leur tour, commerçants, fabricants et importateurs sont chargés de reprendre gratuitement les appareils et équipements faisant partie de leur assortiment. La collecte et le recyclage de tels déchets contribuent non seulement à ménager les ressources naturelles, mais aussi à préserver l'environnement et la santé des individus. Pour plus de détails, consultez le site de l'Office fédéral de l'environnement (OFEV) ou contactez votre déchetterie locale, le magasin où vous avez acheté votre appareil ou le fabricant du produit concerné.



Cet appareil a été fabriqué avec des matériaux recyclables. Cet appareil est certifié conforme à la Directive européenne 2012/19/UE relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE). En procédant correctement à la mise au rebut de cet appareil, vous contribuez à empêcher toute conséquence nuisible à l'environnement et à la santé des personnes.

## Données techniques

Piles (non fournies avec l'appareil)	2 x piles alcalines de 1,5 V; type LR03 / format AAA
Durée de vie des piles	env. 460 mesures (avec des piles neuves)
Dimensions – sans bracelet	env. 77 x 73 x 31 mm
Poids – avec piles	env. 150 g
Matériaux – corps	plastique
Méthode de mesure	oscillométrique
Plages de mesure – tension / pouls	20 – 280 mmHg / 40 – 200 battements/min.
Différence de mesure – valeurs de mesure statique	± 3 mmHg
max. – valeurs du pouls	± 5 % de la valeurs
Gonflage / Décompression	autom. avec micro-pompe/automatique
Arrêt automatique	après env. 3 minutes
Conditions d'utilisation	+ 10 °C jusqu'à + 40 °C, humidité relative 15 - 95 % max.
Conditions de stockage	-20 jusqu'à + 55°C, humidité relative 15 - 95 % max.
Homologation	CE0044
Classe IP	IP 20
M-Garantie	2 ans
Espérance de fonctionnement	Appareil: 5 ans ou 10'000 mesures, Accessoires: 2 ans

# MIGROS

FÉDÉRATION DES COOPÉRATIVES MIGROS, CH-8031 Zurich

# Conformité

Sous réserve de modifications de conception et de fabrication dans l'intérêt du progrès technique.  
Utilisation: cet appareil est conçu pour la mesure de tension non invasive chez des adultes (cela signifie qu'il est approprié pour l'application externe). Le produit correspond aux dispositions des directives suivantes. La conformité est garantie par le respect des normes mentionnées ci-après

Le produit correspond aux dispositions des directives suivantes. La conformité est garantie par le respect des normes mentionnées ci-après.

EN 1060-1 /-3 /-4

IEC 60601-1

IEC 60601-1-2 (EMC)

IEC 60601-1-11

Directive relative aux dispositifs médicaux 93/42/CEE



Partie appliquée du type BF



A conserver dans un endroit sec



ONBO Electronic (Shenzhen) Co., Ltd.  
No. 497, Ta Laneg Nan Road,  
Ta Laneg Street Baoan District  
Shenzhen China



Migros Genossenschafts-Bund  
Limmatstrasse 152  
8031 Zürich, CH

CE0044

# Garantie



**M-Garantie 2 Jahre**  
**M-garantie 2 ans**  
**M-garanzia 2 anni**

MIGROS garantit, pour la durée de deux ans à partir de la date d'achat, le fonctionnement correct de l'objet acquis et son absence de défauts. MIGROS peut choisir la modalité d'exécution de la prestation de garantie entre la réparation gratuite, le remplacement par un produit équivalent ou le remboursement du prix payé. Toutes les autres prétentions sont exclues. La garantie n'inclut pas l'usure normale, ni les conséquences d'un traitement non

approprié, ni l'endommagement par l'acheteur ou un tiers, ni les défauts dus à des circonstances extérieures. La garantie n'est valable que si les réparations ont exclusivement été effectuées par le service après-vente MIGROS ou par les services autorisés par MIGROS. Nous vous prions de bien vouloir conserver soigneusement le certificat de garantie ou le justificatif de l'achat (quittance, facture). Sans celui-ci aucune réclamation ne sera admise.



**5 Jahre M-Service-Garantie**  
**5 ans de M-Service après-vente**  
**5 anni M-garanzia di servizio**

MIGROS garantit un service après-vente pour la durée de cinq ans. Les articles nécessitant

un service d'entretien ou une réparation sont repris à chaque point de vente.

 **M-INFOLINE**  
**CH-0800 84 0848**  
**[www.migros.ch](http://www.migros.ch)**

Vous avez des questions? M-Infoline est là pour vous aider: 0800 84 0848 du lundi au vendredi de 8h à 18h30, samedi

de 8h30 à 17h30 (8 cts/min. de 8 h à 17 h, 4 cts/min. de 17 h à 18 h 30 et samedi).  
[www.migros.ch/contact](http://www.migros.ch/contact)