

Silk'n®

FaceTite Mini

Mildert feine Linien an schwer erreichbaren Stellen

Ideal für die Anwendung um die Augen, den Mund und zwischen den Augenbrauen



Mildert feine Linien an schwer erreichbaren Stellen

FaceTite Mini mit Hochfrequenz- und LED-Lichtenergie ist ein Anti-Aging-Gerät für glattere, jünger aussehende Haut. Es behandelt gezielt feine Linien in kleineren Gesichtspartien, wie unter den Augen, zwischen den Augenbrauen und in der Mundpartie. FaceTite Mini dringt tief in die Haut ein und verbessert die Haut von innen heraus.


- Mildert feine Linien an schwer erreichbaren Stellen
- Ideal für die Anwendung um die Augen, den Mund und zwischen den Augenbrauen
- Reduziert die Sichtbarkeit von Mimikfalten, Augenringen, Tränensäcken und Nasolabialfalten
- In 4 Wochen durchschnittlich 24 % straffere Haut
- Für alle Hauttypen geeignet

Entwickelt für kleine Gesichtspartien

FaceTite Mini ist ein Verjüngungsgerät, das speziell für die Behandlung kleinerer Gesichtspartien entwickelt wurde. Mit dem kleinen Behandlungskopf können Sie problemlos sichtbare Linien zwischen den Augenbrauen und andere Alterserscheinungen wie Krähenfüßchen, Augenringe, Tränensäcke, Mundfalten, Nasolabialfalten und Tränenrinnen behandeln. Verwenden Sie es 2 bis 3-mal pro Woche 3 bis 5 Minuten pro Behandlungsbereich.


Hautverjüngung mit HF-Energie und LED-Lichtenergie

Silk'n FaceTite Mini verwendet zwei Technologien, um die Haut zu verjüngen. Bipolare HF-Energie und LED-Lichtenergie. Diese Kombination sorgt dafür, dass sich die Kollagen- und Elastinfasern in der Haut zusammenziehen und wiederhergestellt werden. Es verbessert die Blutzirkulation und repariert die Haut von innen heraus. Ganz ohne Nadeln, chirurgische Eingriffe oder Erholungszeit.



Bi-Polare RF-Energie

Strafft die tieferen Hautschichten bis zu 4 mm, um die Gesichtskonturen anzuheben und Falten zu reduzieren




LED-Lichtenergie

Verjüngt die Haut und stellt ihr natürliches Gleichgewicht wieder her


Grossartige Ergebnisse

Die Wirksamkeit von FaceTite Mini wurde von einer unabhängigen dritten Partei an 32 Probanden untersucht. Nach einer Behandlung von vier Wochen waren die Ergebnisse eines Fragebogens zur Selbsteinschätzung folgende:

- 96,9 % gaben an, dass sie eine Verbesserung bei der Reduzierung von Mimikfalten und Augenringen festgestellt haben
- 93,8 % gaben an, dass sie eine Verringerung der Falten um die Mundwinkel (Nasolabialfalten) und der Tränenrinnen festgestellt haben
- 90,6 % gaben an, dass sie eine Verringerung der Schwellungen unter den Augen festgestellt haben
- 100 % waren der Meinung, dass FaceTite Mini die Sichtbarkeit von Falten wirksam reduziert und ihr Gesicht glatter und jünger aussieht, ohne dass es zu unerwünschten Nebenwirkungen kam.



DAVOR:
Kollagen- und Elastinfasern sind beschädigt und geschwächt.



DANACH:
Kollagen- und Elastinfasern ziehen sich zusammen und die Haut erneuert sich von innen heraus.

Sicher

Silk'n FaceTite Mini ist sowohl für Frauen als auch für Männer, für alle Hauttypen und Hauttöne (auch für dunklere Hauttöne) geeignet. Es kann sicher in den schwer zugänglichen Bereichen des Gesichts angewendet werden, z. B. neben und unter den Augen, zwischen den Augenbrauen und um Nase und Mund (Augenlider aussparen).

Die Haut muss sich nach der Behandlung nicht erholen, und ein Sonnenbad ist kein Problem.

Kabelloser Gebrauch

FaceTite Mini kann ohne Kabel verwendet werden und hält bei voller Aufladung 20-30 Minuten: genug für eine komplette Behandlung. Das Produkt wird mit einem USB-Ladekabel geliefert.

Spezifikation

Produkt	FaceTite Mini
Behandlungsbereiche	Gesicht
Technologie	HT™ Technologie: Bipolare Radiofrequenz(RF)-Energie, LED Lichtenergie
Anzahl Stufen	4
Stromversorgung	Akku
Aufladbar	Ja
Kabellos	Ja
Nassgebrauch	nein
Verpackungsinhalt	1x FaceTite Mini Gerät 1x Slider Hyaluronic Gel 1x USB Kabel 1x Bedienungsanleitung
EAN	8712856068944