

Silk'n®

FaceTite Mini

Lisse les ridules sur des zones ciblées du visage

Idéal pour une utilisation autour des yeux, de la bouche et entre les sourcils



Lisse les ridules sur des zones ciblées du visage

FaceTite Mini avec radiofréquence et énergie lumineuse LED est un dispositif anti-âge pour une peau plus lisse et plus jeune. Il se concentre sur les ridules présentes dans les petites zones du visage, comme sous les yeux, entre les sourcils et autour de la bouche. FaceTite Mini pénètre profondément la peau et améliore son apparence.


- **Lisse** les ridules sur des zones ciblées du visage
- Idéal pour une utilisation autour des yeux, de la bouche et entre les sourcils
- Réduit la visibilité des les pattes d'oie, les cernes, les poches sous les yeux et les rides autour de la bouche
- En 4 semaines, une peau en moyenne 24 % plus ferme
- Sans danger pour tous les types de peau

Conçu pour les zones précises du visage

Le FaceTite Mini est un appareil de anti-âge, spécialement conçu pour s'attaquer aux petites zones du visage. La petite tête vous permet de l'appliquer facilement sur les lignes visibles entre les sourcils et d'autres signes du vieillissement tels que les pattes d'oie, les cernes, les poches, les rides de la bouche, les rides nasogéniennes et les creux lacrymaux. Utilisez-le 2 ou 3 fois par semaine, 3 à 5 minutes par zone.


Rajeunissement de la peau avec l'énergie RF et l'énergie lumineuse LED

Pour rajeunir la peau, Silk'n FaceTite Mini utilise deux technologies. Énergie RF bipolaire (radiofréquence) et énergie lumineuse LED. Cette combinaison garantit que les fibres de collagène et d'élastine de la peau se contractent et sont reconstruites. Il améliore la circulation sanguine, et répare la peau de l'intérieur vers l'extérieur. Sans aiguilles, opérations ou période de récupération.



Énergie RF bipolaire

Raffermit les couches profondes de la peau jusqu'à 4mm pour redresser les contours du visage et réduire les rides.




Énergie lumineuse LED

Rajeunit la peau et rétablit son équilibre naturel

Des résultats étonnants


L'efficacité du FaceTite Mini a été étudiée par une étude indépendante impliquant 32 patients. Après une période d'utilisation de quatre semaines, les résultats d'un questionnaire d'auto-évaluation ont montré ce qui suit :

- 96,9 % ont déclaré avoir constaté une réduction des pattes d'oie et moins de cerne
- 93,8 % ont constaté une réduction des rides autour des coins de la bouche et des creux lacrymaux
- 90,6 % ont constaté une réduction des poches sous les yeux
- 100 % ont trouvé que le FaceTite Mini était efficace pour réduire la visibilité des rides et ont déclaré que leur visage avait l'air plus lisse et plus jeune sans effets secondaires indésirables



AVANT:

Les fibres de collagène et d'élastine sont endommagées et affaiblies.



APRÈS:

Les fibres de collagène et d'élastine se contractent et la peau s'autorégénère de l'intérieur.

En toute sécurité

Silk'n FaceTite Mini convient aussi bien aux femmes qu'aux hommes, sur tous les types de peau et de tous les tons de peau (y compris les tons de peau plus foncés). Il peut être utilisé en toute sécurité dans les zones difficiles d'accès du visage, comme à côté et sous les yeux, entre les sourcils et autour du nez et de la bouche (évitiez les paupières).

Il n'y a pas de période de récupération et bronzer après un traitement n'est pas un problème.

Utilisation sans fil

Le FaceTite Mini peut être utilisé sans fil et tient 20 à 30 minutes sur une charge complète : suffisant pour une séance complète. Ce produit est livré avec un câble de charge USB.

Spécifications

Produit	FaceTite Mini
Zones de traitement	visage
Technologie	HT™ : énergie radiofréquence (RF) bipolaire, Énergie lumineuse LED
Nombre de niveaux	4
Alimentation électrique	Batterie
Rechargeable	Oui
Sans fil	Oui
Usage humide	Non
Contenu	1x appareil FaceTite Mini 1x Slider Hyaluronic Gel 1x câble USB 1x manuels d'utilisation
Code EAN	8712856068944