



Silk'n™
Beautiful Technology

SatinGlow
H330I

- EN INSTRUCTIONS FOR USE
- DE BEDIENUNGSANLEITUNG
- FR INSTRUCTIONS D'UTILISATION
- NL GEBRUIKSINSTRUCTIES
- ES INSTRUCCIONES DE USO
- IT MANUALE OPERATIVO





Legal Notice

Home Skinovations Ltd reserves the right to make changes to its products or specifications to improve performance, reliability, or manufacturability. Information furnished by Home Skinovations Ltd is believed to be accurate and reliable at the time of publication. However, Home Skinovations Ltd assumes no responsibility for its use. No license is granted by its implication or otherwise under any patent or patent rights of Home Skinovations Ltd.

No part of this document may be reproduced or transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical, for any purpose, without the express written permission of Home Skinovations Ltd. Data is subject to change without notification.

Home Skinovations Ltd has patents and pending patent applications, trademarks, copyrights, or other intellectual property rights covering subject matter in this document. The furnishing of this document does not give you any license to these patents, trademarks, copyrights, or other intellectual property rights except as expressly provided in any written agreement from Home Skinovations Ltd. Specifications are subject to change without notice.

SILK'N and the SILK'N logo are registered trademarks of Home Skinovations Ltd, Tavor Building, Shaar Yokneam POB 533, Yokneam 2069206, ISRAEL.

Table of Contents

1. Before you start.....	3
2. Intended use.....	5
3. Safety with Silk'n SatinGlow	5
4. Contraindications	6
5. Do not use Silk'n SatinGlow if:.....	10
6. Avoid using Silk'n SatinGlow if:.....	11
7. Possible side effects.....	12
8. Long term hair removal with Silk'n	14
9. Get started!.....	16
10. Maintenance.....	23
11. Troubleshooting	25
12. Customer service.....	27
13. Warranty	28
14. Disposal	28
15. Specifications	29
16. Signs and Symbols.....	30

Before using Silk'n SatinGlow for the first time, please read this manual in full. Pay particular attention to sections on device procedures, device operation, and after-use procedures. We recommend you re-familiarize yourself with this manual before each use of Silk'n SatinGlow. Silk'n SatinGlow is a powerful electrical device. As such, it should be used with special attention to safety. Please read all warnings and safety precautions before use, and follow them strictly.

1. Before you start

Silk'n SatinGlow is a light-based device for permanent hair reduction designed for home-use.

1.1 Device description

Your Silk'n SatinGlow consists of a hair removal unit with a *control panel* and a *disposable lamp cartridge*. On the Silk'n SatinGlow hair removal unit handle you can find the *pulse button*. The *disposable lamp cartridge* is located at the tip of the hair removal unit.

1.2 Package contents

Your package contains:

- Silk'n SatinGlow hair removal unit
- Adapter
- User manual

Refer to the diagram at the front of this manual to see the location of each feature.

- | | |
|-----------------------------|---|
| 1 Control panel | 8 Skin tone warning indicator lights |
| 2 Disposable lamp cartridge | 9 Replacement cartridge indicator light |
| 3 Treatment surface | 10 Energy level setting buttons |
| 4 Skin colour sensor | 11 Power on indicator light |
| 5 Pulse button | 12 On/Standby button |
| 6 Adapter cable socket | 13 Standby indicator light |
| 7 Ready indicator light | 14 Energy level indicator lights |
| | 15 System warning indicator light |

1.3 Disposable lamp cartridge

The Silk'n SatinGlow all-purpose *disposable lamp cartridge* can fire a limited and pre-set number of light pulses (regardless of the energy level of these pulses).

For your information a complete series of full-body treatments typically requires 7,000-10,000 light pulses.

The type of *disposable lamp cartridge* included with your system, and the number of light pulses in them, is specified on the package of your Silk'n SatinGlow.

2. Intended use

Silk'n SatinGlow is intended for removal of unwanted hair. Silk'n SatinGlow is also intended to effect long term, or permanent hair reduction. Permanent hair reduction is defined as a long-term stable reduction in the number of hairs re-growing after a treatment regime.

Silk'n SatinGlow may be used to remove unwanted body hair.

Ideal body areas for Silk'n SatinGlow use include the underarms, bikini line, arms, legs, back shoulders and chest.

3. Safety with Silk'n SatinGlow

With Silk'n SatinGlow safety comes first

Home Pulsed Light™ technology is able to achieve long-term hair removal results at a fraction of the energy level used in other light-based hair removal equipment. The low energy used in Silk'n SatinGlow reduces its potential to cause harm or complications, and contributes to your overall safety.

Silk'n SatinGlow protects your skin

Light based hair removal is not suitable for naturally darker skin tones or tanned skin. Silk'n SatinGlow comes with a built-in *skin colour sensor* that is designed to measure the complexion of the applied surface and enable application only on suitable skin complexions. This unique safety feature will not let you treat where your skin is too dark or too tanned. Furthermore, the *treatment surface* through which pulses of light are delivered is recessed inside the *lamp cartridge*. This enables Silk'n SatinGlow to protect your skin by avoiding direct contact between the *treatment surface* and the skin.


Silk'n SatinGlow protects your eyes

Silk'n SatinGlow has a built-in safety feature for eye protection. It has been designed so that a light pulse can not be emitted when the *treatment surface* is facing open air. The safety button enables treatment only when the *treatment surface* is in contact with the tissue.

4. Contraindications

Silk'n SatinGlow is not designed for everyone. Please read and consider the information in the following section before use. For further information and personalized advice you may also visit www.silk'n.eu or your local Silk'n domain.

If you are unsure if Silk'n SatinGlow is safe for you to use, please ask your doctor or dermatologist!

Warning	Possible Result	Safety Tip
<p>Do not use Silk'n SatinGlow on naturally dark skin complexion.</p> <p>Not Safe!</p>  <p>See the skin colour chart on the inner cover.</p>	<p>Treating dark skin with Silk'n SatinGlow can result in adverse effects such as redness and skin discomfort.</p>	<p>A unique <i>skin colour sensor</i> is embedded in Silk'n SatinGlow to measure the treated skin complexion at the beginning of each session and occasionally during the session. The <i>skin colour sensor</i> ensures that pulses will only be emitted on suitable skin tones.</p>

Warning	Possible Result	Safety Tip
<p>Do not use Silk'n SatinGlow on tanned skin or after recent sun exposure (including artificial tanning machines). Do not expose treated areas to the sun.</p>	<p>Treating with Silk'n SatinGlow before or after any sun exposure can result in adverse effects such as redness and skin discomfort. Tanned skin particularly following sun exposure, contains large quantities of the pigment Melanin. This applies to all skin types and complexions, including those which don't seem to tan quickly. The presence of large quantities of Melanin exposes the skin to higher risk when using any method of light based hair removal.</p>	<p>Avoid exposure to the sun for 4 weeks before your Silk'n SatinGlow treatment! Sun exposure includes unprotected exposure to direct sunlight of over 15 minutes constantly, or unprotected exposure to diffused sunlight of over 1 hour constantly. To protect recently treated skin when exposed to sunlight, be sure to thoroughly apply sunscreen <i>SPF</i> 30 or higher, for 2 weeks after each hair removal session.</p>
<p>Never use Silk'n SatinGlow around or near the eyes.</p>	<p>Although, Silk'n SatinGlow can be used for the treatment of facial hair, extra caution should be used on the face to avoid the eyes.</p> <p>Possible hazardous optical radiation is emitted from this device. Do not look at the operating lamp. Eye injury may result.</p>	<p>Silk'n SatinGlow has a built-in safety feature for eye protection. It has been designed so that a light pulse can not be emitted when the <i>treatment surface</i> is facing open air. The safety button enables treatment only when the <i>treatment surface</i> is in contact with the tissue.</p>

Warning	Possible Result	Safety Tip
Do not treat on tattoos or permanent makeup, dark brown or black spots, (such as large freckles, birth marks, moles or warts), nipples, genitals or lips.	Treating any area with the Silk'n SatinGlow that is dark in colour or has more pigment can result in adverse effects such as burns, blisters, and skin colour changes (hyper- or hypopigmentation).	Cover area with material that will not absorb the light such as a white cloth or white medical tape.
Do not treat on active eczema, psoriasis, lesions, open wounds or infections (cold sores), abnormal skin conditions caused by systemic or metabolic diseases (diabetes for example).	Light based treatments can cause adverse reactions on already sensitive areas.	Wait for the effected area to heal before using Silk'n SatinGlow.
A treatment area that has a history of herpes outbreaks.	Light based treatments can cause adverse reactions on already sensitive areas.	Consult your physician to received preventative treatment before using Silk'n SatinGlow.
Do not treat with Silk'n SatinGlow if you are pregnant or nursing.	Hormonal changes during pregnancy could increase skin sensitivity and the risk of adverse effects.	
Do not treat on areas where you may want hair to grow.	Results are permanent.	

Warning	Possible Result	Safety Tip
<p>Keep Silk'n SatinGlow away from water! Do not place or store Silk'n SatinGlow where it can fall, be pushed or placed into a tub, sink or any other vessel containing water.</p>	<p>This may cause severe electrocution.</p>	<p>Do not use Silk'n SatinGlow while bathing or if it becomes damp or wet. Unplug immediately if it has fallen into water.</p>
<p>Do not attempt to open or repair your Silk'n SatinGlow device.</p>	<p>Opening Silk'n SatinGlow may expose you to dangerous electrical components and to pulsed light energy, either of which may cause serious bodily damage and/or permanent eye injury. It may also damage your device and will void your warranty.</p>	<p>Please contact Silk'n Customer Service if you have a broken or damaged device in need of repair.</p>

5. Do not use Silk'n SatinGlow if:

the <i>disposable lamp cartridge</i> is damaged, or if its <i>treatment surface</i> is cracked, chipped or missing.		Stop use immediately and contact Silk'n Customer Service.
the attachments or accessories are not recommended by Home Skinovations Ltd.		
it has a damaged cord or plug.	Keep the power cord away from heated surfaces.	
you see or smell smoke when it is in use.		
it is not working properly or if it appears to be damaged.		
its <i>skin colour sensor</i> is cracked or coming apart.		
the outer shell is cracked or coming apart.		

6. Avoid using Silk'n SatinGlow if:

you have a history of keloidal scar formation.	Consult with your physician prior to using the Silk'n SatinGlow.
you suffer from epilepsy.	
you have a disease related to photosensitivity, such as porphyria, polymorphic light eruption, solar urticaria, lupus, etc.	
you have a history of skin cancer or areas of potential skin malignancies.	
you have received radiation therapy or chemotherapy treatments within the past 3 months.	
you have any other condition which in your physician's opinion would make it unsafe for you to be treated.	
your skin was treated with a physician-prescribed drug within the past 6 months, please consult with your physician.	

7. Possible side effects

When used according to the instructions, side effects and complications associated with use of Silk'n SatinGlow are uncommon. However every cosmetic procedure, including those designed for home use, involves some degree of risk. Therefore, it is important that you understand and accept the risks and complications that can occur with pulsed light hair removal systems designed for home use.

Adverse Reaction

Minor skin discomfort

Although home pulsed light hair removal is generally very well-tolerated, most users do feel some mild discomfort during use, usually described as being a mild stinging sensation on the treated skin areas. The stinging sensation usually lasts during the time of the application itself or for a few minutes thereafter.

Anything beyond this minor discomfort is and means that either you should not continue to use Silk'n SatinGlow because you are unable to tolerate the hair removal application, or that the energy level setting is too high.

Skin redness

Your skin may become red right after using Silk'n SatinGlow or within 24 hours of using Silk'n SatinGlow. Redness generally clears up within 24 hours. See your doctor if redness does not go away within 2 to 3 days.

Increased skin sensitivity

The skin of the treated area is more sensitive so you may encounter dryness or flaking of the skin.

Adverse Reaction

Pigment changes

Silk'n SatinGlow targets the hair shaft, in particular the pigmented cells in the hair follicle and the hair follicle itself. Nevertheless there is risk of temporary hyperpigmentation (increased pigment or brown discolouration) or hypopigmentation (whitening) to the surrounding skin. This risk of changes in skin pigmentation is higher for people with darker skin tones. Usually discolouration or changes to skin pigment are temporary and permanent hyperpigmentation or hypopigmentation rarely occur.

Excessive redness and swelling

In rare cases treated skin may become very red and swollen. This is more common in sensitive areas of the body. The redness and swelling should subside within 2 to 7 days and should be treated with frequent applications of ice. Gentle cleansing is OK, but one should avoid exposure to sun.



Hair removal by lasers or intense pulse light sources can cause increased hair growth in some individuals. Based upon currently available data, the highest risk groups for this response are females of Mediterranean, Middle Eastern and South Asian heritage treated on the face and neck.

8. Long term hair removal with Silk'n

A typical full hair growth cycle may take 18-24 months. During this time multiple Silk'n SatinGlow sessions may be required in order to achieve permanent hair removal.

The efficiency of hair removal varies from person to person according to body area, hair colour, and how Silk'n SatinGlow is used.

Typical Silk'n SatinGlow hair removal plan during a full hair growth cycle:

- **Treatments 1-4:** Plan two weeks apart
- **Treatments 5-7:** Plan four weeks apart
- **Treatments 8 +:** Treat as needed, until desired results are achieved.

Expected Treatment Outcome for Hair Removal

Fitzpatrick skin type	Hair Color	Light Fluence [J/cm ²]	Anatomic area of the body ²	Average Number of Treatments ¹	Effectiveness of Hair Removal ¹
I-IV	Light brown to brown	2.5 - 4	Lower or upper legs	Session 10-12, approx. four weeks apart.	60%
			Arms		50%
			Bikini line		60%
			Underarm		55%

Fitzpatrick skin type	Hair Color	Light Fluence [J/cm ²]	Anatomic area of the body ²	Average Number of Treatments ¹	Effectiveness of Hair Removal ¹
I-IV	Brown to black	2.5 - 4	Lower or upper legs	Session 8-10, approx. four weeks apart.	70%
			Arms		60%
			Bikini line		70%
			Underarm		65%



1. Individual response depends on hair type as well as biological factors that may affect hair growth patterns. Some users may respond quicker or slower than the average number of treatments.

2. One cannot expect permanent epilation in a single or even double treatment sessions. The duration of the resting period for hair follicles also depends on the body area.

9. Get started!

1. Remove the Silk'n SatinGlow hair removal unit and other components from box.
2. Verify that the *disposable lamp cartridge* is inserted properly at the tip of the device and that it is not damaged.
3. Plug the adapter cord into the Silk'n SatinGlow hair removal unit socket.
4. Plug the adapter into an electrical outlet. The *standby indicator light* will turn on.

Your Silk'n SatinGlow is now ready to start.

-  Treat with Silk'n SatinGlow safely and properly!
 -  Choose areas to treat that have not had recent exposure to the sun.
5. The skin of the treatment areas should be shaved, clean, dry and free of any powders, antiperspirants or deodorants. Do not wax, pluck or tweeze the hair out. Shaving is an important step to get the results you want!
 6. Press the *On/Stdby button*. The *power on indicator light* (orange) will turn on and a fan sound (similar to the sound of a hairdryer) will start.
 7. Approximately 3.5 seconds after pressing the *On/Stdby button*, the *ready indicator light* (green) will turn on. The device is then ready for you to trigger the first pulse at the lowest energy level.

8. If this is your first treatment - Choose the energy level. Silk'n SatinGlow offers 5 levels of energy from 1 (the lowest) to 5 (the highest). To choose the right energy level for your first treatment, test each treatment area separately.
 - » Place the *treatment surface* on the skin and press the *pulse button* to deliver one pulse. If you did not experience abnormal discomfort press the *+ energy level setting button* once and deliver one pulse on a different spot at energy level 2.
 - » Continue testing at increased energy levels until you have reached the highest level that you feel comfortable with. If within one hour you experience no adverse effects, you can start your full treatment at that energy level.
 - » Repeat this test for each body part you intend to treat.
9. Set the energy level. If the energy level should be higher than the lowest, press the *energy level setting buttons* using the "-" or "+" to respectively decrease or increase the energy level, until the desired energy level is set and represented by 3 *energy level indicator lights* (refer to section "9.1 Energy levels").
10. Apply the *treatment surface* to the skin, making sure the skin is spread evenly and smoothly. As soon as the *treatment surface* is in full contact with the skin, the *ready indicator light* will start blinking.
11. Press the *pulse button*. The device will first determine the colour of your skin. If the colour of the skin is light enough for safe application, the device will flash a pulse of light onto your skin, and the *ready indicator light* will turn off.
 - » You will see a bright flash of light and simultaneously hear a subtle pop sound, which is a normal noise for the device. You will feel a mild sensation of warmth and tingling. Silk'n SatinGlow will immediately recharge for the next pulse.
 - » After 3.5 seconds the *ready indicator light* will turn on again.

12. Remove the *treatment surface* from the treated area of skin.
13. Move the *treatment surface* to another area of skin. Use the pressure marks the device just made on your skin to guide you for proper positioning of the next pulse, avoiding both gaps and overlaps between pulses.



Silk'n SatinGlow pulses should be administered in rows, starting at one end of each row and progressing sequentially towards the other end. This technique allows better control of skin coverage, and helps you avoid treating the same area more than once or overlapping skin areas.



Try to avoid overlapping pulses.



Do not treat the same area of skin more than once per hair removal session.

14. Repeat the process until the entire treatment area is covered.



If your skin blisters or burns, stop use immediately!

9.1 Energy levels

The energy level determines the intensity of the Silk'n SatinGlow light pulse delivered to your skin, from the lowest level (-) to the highest level (+). As energy level increases, so does hair removal results as well as the risk of possible side effects and complications.

Silk'n SatinGlow offers 5 levels of energy from 1 (the lowest) to 5 (the highest), represented by 3 *energy level indicator lights*:



Level 1 (lowest): The left indicator light is steadily lit.



Level 2: The left indicator light is steadily lit and the central indicator light is blinking.

- **Level 3:** Both left and central indicator lights are steadily lit.
- **Level 4:** The left and central indicator lights are steadily lit and the right indicator light is blinking.
- **Level 5 (highest):** All 3 indicator lights are steadily lit.

Whenever Silk'n SatinGlow is turned on its energy level will automatically be reset to the lowest energy level. Only one *energy level indicator light* will be on.

To set the energy level, press the *energy level setting buttons* using “-” or “+” to respectively decrease or increase the energy level.


9.2 Skin colour sensor

Light-based hair removal on darker skin tones can result in adverse effects such as burns, blisters, and skin colour changes (hyper- or hypopigmentation).

To prevent such misuse, a unique *skin colour sensor* in Silk'n SatinGlow measures the treated skin complexion at the beginning of each session and occasionally during the session. If the *skin colour sensor* detects a skin tone that is too dark for Silk'n SatinGlow application, the device will automatically stop emitting pulses.

If you see no light pulse and the *skin tone warning indicator light* blinks, this is an indication that your skin tone, measured by the *skin colour sensor*, is too dark for safe application. Try using the device on a different body part, or contact Customer Service.

9.3 Pulsing and gliding



Pulsing is the best technique for working at higher energy levels.

- Press the *treatment surface* against your skin. Work in rows (either across or down as shown in the image). Start at one end of each row and progress to the other end.
- The *treatment surface* creates temporary pressure marks on the treated area so you can see areas you have treated.
- After each pulse, move the *treatment surface* to the next spot. Keep doing this pulsing action for the area you are treating.
- Avoid gaps or overlaps as you use the device.

Gliding is the best technique for working at lower energy levels.

- Press the *treatment surface* firmly against your skin and slowly glide over your skin (either across or down as shown in the image). Make sure that the *treatment surface* is always touching your skin.
- At lower energy levels, the device takes only 1-3.5 seconds to recharge between pulses. This generates a nonstop sequence of flashes.
- Glide at a speed so that you avoid gaps or overlaps.

- ! Do not treat the same area of skin more than once per hair removal session.
- ! Stop use immediately if you have any discomfort.

9.4 What to expect with Silk'n SatinGlow

For many people, using Silk'n SatinGlow may be their first experience with a light-based device designed for home use. Silk'n SatinGlow is simple to use, and hair removal sessions go by quickly. During a Silk'n SatinGlow session it is normal to experience and feel:

- **A fan noise:** The cooling fan in Silk'n SatinGlow makes a noise similar to a hairdryer. This is normal.
- **A pop sound with each pulse:** When a pulse of HPL™ light is activated, it is normal to hear a subtle pop sound simultaneously with the flash of light.
- **Moderate pressure of the treatment surface:** This is necessary and helpful for placement of adjacent pulses of light, and is part of the unique safety feature of Silk'n SatinGlow.
- **A sensation of warmth and tingling:** During each pulse of light it is normal to feel a mild sensation of warmth and tingling from the light energy.
- **Some mild red or pink color:** During and just after your Silk'n SatinGlow session it is not uncommon to see some very mild, pink-like colour of the skin. This is usually most noticeable around the hairs themselves.
- ! However if you see full redness of the skin, blistering or burns, stop using Silk'n SatinGlow immediately.

9.5 After treating with Silk'n SatinGlow

- When you have completed your treatment session, turn off Silk'n SatinGlow by pressing the *On/Stop* button. All the lit indicator lights will turn off and the *Stop* indicator light will turn on. Be sure to remember the last energy level setting you used, as it will not be restored when turning Silk'n SatinGlow on again.
- Unplug the adapter cord from the electrical outlet.
- After each hair removal session it is recommended that you clean your Silk'n SatinGlow device, especially the *treatment surface* (refer to section "10.1 Cleaning").
- After cleaning, it is recommended to store your device in its original box, and keep it away from water.

Skin care following a hair removal session:

- ☀ Do not expose treated areas of skin to the sun. Be sure to carefully protect the treated skin with sunscreen, throughout the hair removal period and for at least 2 weeks following the last Silk'n SatinGlow session.

10. Maintenance

10.1 Cleaning

After each hair removal session, it is recommended to clean your Silk'n SatinGlow device, and especially the *treatment surface*.


- Unplug Silk'n SatinGlow before cleaning.
- Use a dry, clean cloth and a specially formulated cleaner for electronic equipment to gently wipe Silk'n SatinGlow surface, and especially the *treatment surface*.
- ! Never immerse Silk'n SatinGlow or any of its parts in water!

10.2 Replacing the lamp cartridge

The Silk'n SatinGlow *disposable lamp cartridge* can fire a pre-set and limited number of light pulses. Pulse intensity is determined only according to the energy level setting of the device. There is no decrease of energy during the usable lifetime of the *lamp cartridge*.

- When only 100 light pulses remain in the *disposable lamp cartridge*, the *replacement cartridge indicator light* on the *control panel* will start blinking, indicating that the *disposable lamp cartridge* should soon be replaced.
- As the number of light pulses in the *disposable lamp cartridge* further decreases, the *replacement cartridge indicator light* will blink more quickly.
- Once all the pulses in a *disposable lamp cartridge* have been used, the *replacement cartridge indicator light* will remain steadily on, indicating that further pulses cannot be emitted.

- In order to continue the hair removal session, it will now be necessary to replace the *disposable lamp cartridge*.

 A *disposable lamp cartridge* should also be replaced if large spots appear inside it or if its *treatment surface* is broken. For replacement parts, contact Customer Service.

To replace a *disposable lamp cartridge*:

1. Press the *On/Stdby button* to turn Silk'n SatinGlow to standby mode.
2. Unplug the power adapter from the electrical outlet.
3. Grasp the used *disposable lamp cartridge* on both sides, pull it out of the socket and discard with normal trash.
4. Unwrap a new *disposable lamp cartridge*.
5. Push the new *disposable lamp cartridge* gently into place.

 After replacing the *disposable lamp cartridge* with a new one, always set the energy to be one level lower than your normal setting. Raise the energy level back, only if you do not experience abnormal discomfort during or after the treatment.

11. Troubleshooting

11.1 “My Silk’n SatinGlow does not start.”

- Make sure the power adapter is properly connected to the Silk’n SatinGlow device.
- Make sure the power adapter is plugged into an electrical outlet on the wall.

11.2 “A light pulse is not emitted when I press the Pulse Button.”

Make sure that the *ready indicator light* is blinking to ensure you have good contact with the skin and that the *treatment surface* is evenly and firmly pressed to the skin. For your safety, the *pulse button* will activate a pulse only if the *treatment surface* is firmly pressed against the skin.

- Check the *skin tone warning indicator light*. If it blinks, this is an indication that your skin tone, measured by the *skin colour sensor*, is too dark for safe application. Try using the device on a different body part or contact Silk’n support.
- Check the *replacement cartridge indicator light*. If it is on, disconnect Silk’n SatinGlow and replace the *disposable lamp cartridge*.
- Make sure that the *ready indicator light* is on.
 - » If within 10 seconds the *ready indicator light* remains off, turn Silk’n SatinGlow off and back on by pressing the *On/Stdby button* twice.
 - » If the problem persists, contact your local Silk’n Customer Service Center.

- Check the *system warning indicator light*.
 - » If the light is on, turn Silk'n SatinGlow off and back on by pressing the *On/Stdby button* twice.
 - » If the problem persists, contact your local Silk'n Customer Service Centre.
- ! Do not attempt to open or repair your device. Only authorized Silk'n repair centers are permitted to perform repairs.

Opening Silk'n SatinGlow may expose you to dangerous electrical components and to pulsed light energy, either of which may cause serious bodily damage and/or permanent eye injury.

Trying to open Silk'n SatinGlow may also damage the device and will void your warranty. Please contact Silk'n Customer Service if you have a broken or damaged device in need or repair.

12. Customer service

See our website www.silkn.eu for more information. This manual is also available as a PDF download from the website. Contact Silk'n Customer Service to report unexpected operations or events, or any other problem with your device.

Our contact details are:

Country	Service number	Email
Belgium	0900-25006	serviceconsommateurbe@silkn.eu
France	0891-655557	serviceconsommateurfr@silkn.eu
Germany	089 51 23 44 23	kundenservice@inno-essentials.de
Italy		servizioclientiit@silkn.eu
Netherlands	0900-2502217	klantenservicenl@silkn.eu
Spain	807088200	servicioalcliente@silkn.eu
UK	0906-2130009	customerareuk@silkn.eu
US and Canada	1-877-367-4556	contact@silkn.com
Other countries	+31 (0)180-330 550	info@silkn.com

13. Warranty

Refer to your Silk'n warranty card.

14. Disposal







Help protect the environment. Do not dispose with household waste and be sure to follow your country's laws for the disposal of electrical items.

15. Specifications

Spot size	1.3cm x 3cm [3.9cm ²]	
Speed	1 pulse every 3.5 second: 1.1 cm ² /sec	
Technology	Home Pulsed Light™	
Max Energy Level	Max 4J/cm ²	
Wavelength	475-1200nm	
Charging Time/Power Source	Continuous operation	
Electrical Requirements	100-240 VAC, 0.9A	
Operation and Safety	Skin colour sensor ensures use on suitable skin types	
Package Size	22cm x 22cm x 13.5cm	
System weight	0.35kg	
Temperature	Operating	10 to 40°C
	Storage	-40 to +70°C
	Operating	30 to 75% rH
Relative Humidity	Storage	10 to 90% rH
Atmospheric pressure	Operating	700 to 1060 hPa
	Storage	500 to 1060 hPa

16. Signs and Symbols

	Products marked with this symbol fulfil the requirements of the EU directives.
	Class II. The adapter is protected against electric shock by means of double insulation.
IP30	The device is protected against the ingress of objects larger than 2.5mm diameter, such as fingers, to protect against electric shock.
	Do not use in wet environments.
	Do not dispose with household waste. Dispose in accordance with your country's laws and help protect the environment. In accordance with the WEEE Directive.

Copyright 2017 © Home Skinovations Ltd.

Alle Rechte vorbehalten.

Rechtlicher Hinweis

HomeSkinovationsLtd behält sich das Recht vor, Änderungen an seinen Produkten oder Spezifikationen zur Verbesserung von Leistung, Betriebssicherheit oder Herstellbarkeit vorzunehmen. Durch Home Skinovations Ltd bereitgestellte Informationen werden zum Zeitpunkt der Veröffentlichung als korrekt und verlässlich angesehen. Die Home Skinovations Ltd übernimmt allerdings keine Verantwortung für deren Verwendung. Es wird weder stillschweigend noch unter einem Patent oder unter Patentrechten der Home Skinovations Ltd eine Lizenz eingeräumt.

Kein Teil dieses Dokuments darf in irgendeiner Form oder mit elektronischen oder mechanischen Mitteln für irgendwelche Zwecke ohne ausdrückliche schriftliche Genehmigung der Home Skinovations Ltd reproduziert oder übertragen werden. Änderungen der Daten ohne Vorankündigung sind vorbehalten.

Die Home Skinovations Ltd verfügt über Patente sowie anhängige Patentanmeldungen, Handelsmarken, Urheberrechte oder sonstige Rechte geistigen Eigentums, welche Gegenstand dieses Dokumentes sind. Die Bereitstellung dieses Dokumentes gibt Ihnen keinerlei Lizenz für diese Patente, Handelsmarken, Urheberrechte oder sonstigen Rechte geistigen Eigentums, sofern dies nicht ausdrücklich in einer schriftlichen Vereinbarung von Home Skinovations Ltd geregelt ist. Änderung der technischen Daten ohne Vorankündigung vorbehalten.

SILK'N und das SILK'N-Logo sind eingetragene Warenzeichen der Home Skinovations Ltd. Tavor Building, Shaar Yokneam POB 533, Yokneam 2069206, ISRAEL www.silkn.eu oder www.silkn.com, info@silkn.com.

DE

Inhaltsverzeichnis

1. Vor Behandlungsbeginn	33
2. Der Verwendungszweck von Silk'n SatinGlow	35
3. Sicherheit mit Silk'n SatinGlow	35
4. Gegenanzeigen	37
5. Verwenden Sie Silk'n SatinGlow in folgenden Fällen nicht:.....	42
6. Verzichten Sie in folgenden Fällen auf die Verwendung von Silk'n SatinGlow:.....	43
7. Mögliche Nebenwirkungen bei der Verwendung von Silk'n SatinGlow	44
8. Langfristige Haarentfernung mit Silk'n SatinGlow.....	46
9. Erste Schritte	48
10. Die Instandhaltung von Silk'n SatinGlow	56
11. Fehlerbehebung	58
12. Kundenservice	60
13. Garantie	61
14. Entsorgung	61
15. Technische Daten	62
16. Zeichenerklärung	63

Bitte lesen Sie das Benutzerhandbuch vor der ersten Verwendung von Silk'n SatinGlow genau durch. Bitte schenken Sie den Abschnitten über die Vorgehensweise während und nach der Verwendung des Geräts sowie über die Inbetriebnahme, besondere Aufmerksamkeit. Wir empfehlen, dass Sie sich mit diesem Benutzerhandbuch jedes Mal, wenn Sie Silk'n SatinGlow wieder verwenden, erneut vertraut machen. Silk'n SatinGlow ist ein leistungsstarkes Elektrogerät und sollte als solches mit besonderer Beachtung der Sicherheit verwendet werden. Bitte lesen Sie alle Warnhinweise und Sicherheitsvorsorgungen vor dem Gebrauch und befolgen Sie diese auch während der Verwendung von Silk'n SatinGlow genau!

1. Vor Behandlungsbeginn

Silk'n SatinGlow ist ein auf Licht basierendes Elektrogerät für eine langzeitliche Haarentfernung, das für den Gebrauch zu Hause entwickelt wurde.

1.1. Beschreibung des Silk'n SatinGlow Elektrogeräts

Ihr Silk'n SatinGlow besteht aus einer Haarentfernungsgerät mit einem *Bedienungsfeld* und einem *Einweglichteinsatz*.

Auf dem Griff der Silk'n SatinGlow Haarentfernungsgerät finden Sie den *Pulsschalter*. Der *Einweglichteinsatz* befindet sich an der Spitze der Haarentfernungsgerät.

1.2. Verpackungsinhalt

Beim Öffnen der Verpackung von Silk'n SatinGlow werden Sie die folgenden Teile vorfinden:

- Silk'n SatinGlow Haarentfernungsgerät
- Einen Netzadapter
- Diese Bedienungsanleitung

Beachten Sie das Diagramm an der Vorderseite dieses Handbuchs, um die Position der einzelnen Funktionen zu sehen.

- | | |
|--------------------------|---|
| 1 Bedienungsfeld | 8 Hauttyp-Warnanzeige |
| 2 Einweglichteinsatz | 9 Anzeigelampe für Einweglichtsatz ersetzen |
| 3 Behandlungsfläche | 10 Regelschalter der Energiehöhe |
| 4 Hautfarben-Sensor | 11 Betriebsanzeige |
| 5 Pulsschalter | 12 Ein- und Ausschalter |
| 6 Adapterkabel Steckdose | 13 Betriebsbereit-Anzeige |
| 7 Bereitschaftsanzeige | 14 Anzeigelampen der Energiehöhe |
| | 15 Systemwarnanzeige |

I.3. Der Einweglichteinsatz

Der universelle Silk'n SatinGlow *Einweglichteinsatz* kann eine begrenzte, vorab festgelegte Anzahl von Pulsen versenden (unabhängig von der Energiehöhe dieser Pulse).

Zur Information – Für eine komplette Serie an Vollkörperbehandlungen werden in der Regel 7.000 bis 10.000 Lichtimpulse benötigt.

Die im Lieferumfang Ihres Systems inbegriffenen *Einweglichteinsätze* sowie die Anzahl der darin enthaltenen Lichtpulse sind auf der Verpackung Ihres Silk'n SatinGlow angegeben.

2. Der Verwendungszweck von Silk'n SatinGlow

Silk'n SatinGlow ist für die Entfernung ungewollten Körperhaars vorgesehen. Silk'n SatinGlow ist außerdem für langzeitliche oder dauerhafte Haarentfernung vorgesehen. Unter einer dauerhaften Haarentfernung versteht man die langzeitliche, beständige Reduzierung der nachwachsenden Haare nach einem Behandlungszyklus.

Silk'n SatinGlow kann für die Entfernung ungewollten Körperhaars verwendet werden. Für die Verwendung von Silk'n SatinGlow stellen Achselhöhlen, Bikinizone, Arme, Beine, Rücken, Schultern und Brust die idealen Körperstellen dar.

3. Sicherheit mit Silk'n SatinGlow

Mit Silk'n SatinGlow steht die Sicherheit an erster Stelle

Die Home Pulsed Light™ Technologie ist im Stande, langfristige Haarentfernungsergebnisse zu einem Bruchteil der Energiehöhe zu erreichen, die andere auf Licht basierende Haarentfernungsvorrichtungen benötigen. Die geringe Energie, die von Silk'n SatinGlow verwendet wird, vermindert das Potenzial, Schäden oder Komplikationen zuzufügen, und trägt zu Ihrer allgemeinen Sicherheit bei.

Silk'n SatinGlow schützt Ihre Haut

Eine auf Licht basierende Haarentfernung ist nicht für eine natürlich dunkle Haut oder sonnengebräunte Haut geeignet. Silk'n SatinGlow besitzt einen *Hautfarben-Sensor*, der die Hautpigmentation auf der zu behandelnden Fläche misst und die Verwendung nur bei einer geeigneten Hautpigmentation ermöglicht. Diese einzigartige Sicherheitsvorrichtung wird Ihnen eine Behandlung auf zu dunkler oder sonnengebräunter Haut verweigern.

Darüber hinaus ist eine ca. 4cm² große *Behandlungsfläche*, durch die Lichtimpulse abgegeben werden, innerhalb des *Einweglichteinsatzes* vertieft. Dies ermöglicht Silk'n SatinGlow, Ihre Haut zu schützen, indem eine direkte Berührung zwischen der *Behandlungsfläche* und der Haut vermieden wird.


Silk'n SatinGlow schützt Ihre Augen

Silk'n SatinGlow besitzt eine eingebaute Sicherheitseinrichtung für den Schutz der Augen. Diese Schutzvorrichtung wurde entwickelt, damit ein Lichtpuls nicht ausgesendet werden kann, wenn die *Behandlungsfläche* in die Luft gehalten wird. Der Sicherheitsschalter wird nur aktiviert, wenn die *Behandlungsfläche* in vollständigem Kontakt mit der Hautoberfläche steht.

4. Gegenanzeigen

Silk'n SatinGlow ist nicht für jede Person geeignet. Bitte lesen und beachten Sie die Informationen des nachfolgenden Abschnitts vor dem Gebrauch. Für weitere Informationen und für eine personalisierte Auskunft können Sie www.silk'n.eu oder Ihren örtlichen Kundendienst von Silk'n SatinGlow aufsuchen.

Wenn Sie nicht sicher sind, ob Silk'n SatinGlow für Sie sicher ist, wenden Sie sich bitte an Ihren Arzt oder Dermatologen!

Warnung	Mögliche Resultate	Sicherheitshinweis
<p>Verwenden Sie Silk'n SatinGlow nicht auf einer natürlichen dunklen Hautfarbe.</p> <p style="text-align: center;">Nicht Sicher</p>  <p>Beachten Sie die Hautfarbentabelle auf der Innenseite der Verpackung.</p>	<p>Das Behandeln einer dunklen Haut mit Silk'n SatinGlow kann zu negativen Auswirkungen wie zum Beispiel Rötungen oder Schmerzen auf der Haut führen.</p>	<p>Ein einzigartiger <i>Hautfarben-Sensor</i> ist in dem Silk'n SatinGlow Gerät eingeschlossen, um die behandelte Hautpigmentierung zu Beginn jeder Sitzung und gelegentlich nach einer Sitzung zu messen. Der <i>Hautfarben-Sensor</i> sorgt dafür, dass Pulse nur auf geeignete Hauttypen abgegeben werden.</p>

Warnung	Mögliche Resultate	Sicherheitshinweis
<p>Verwenden Sie Silk'n SatinGlow nicht auf einer gebräunten Haut oder nach einer Sonnenexposition (inklusive Solarien)! Setzen Sie die behandelten Hautflächen nicht der Sonne aus.</p>	<p>Das Behandeln mit Silk'n SatinGlow vor oder nach einer Sonnenexposition kann zu negativen Auswirkungen wie zum Beispiel Rötungen oder Schmerzen auf der Haut führen. Gebräunte Haut enthält besonders im Anschluss an eine Sonnenexposition eine große Menge des Pigments Melanin. Dies gilt für alle Hauttypen und pigmentierungen, einschließlich jenen, die nicht so schnell braun zu werden scheinen. Die Präsenz einer großen Menge an Melanin setzt die Haut einem höheren Risiko aus, wenn Sie auf Licht basierende Haarentfernungsvorrichtungen verwenden.</p>	<p>Vermeiden Sie 4 Wochen vor Ihrer Silk'n SatinGlow Behandlung eine Sonnenexposition! Eine Sonnenexposition stellt eine ungeschützte, konstante Exposition mit direktem Sonnenlicht für über 15 Minuten, oder eine ungeschützte Exposition mit diffusem Licht für über eine Stunde dar. Gehen Sie sicher, dass Sie die behandelte Haut sorgfältig mit Sonnencreme mit einem Lichtschutzfaktor von 30 oder höher während der Zeit der Haarentfernung und mindestens 2 Wochen im Anschluss der letzten Haarentfernungssitzung schützen.</p>

Warnung	Mögliche Resultate	Sicherheitshinweis
<p>Verwenden Sie Silk'n SatinGlow niemals an oder in der Nähe der Augen.</p>	<p>Obwohl Silk'n SatinGlow für die Behandlung von Gesichtshaaren verwendet werden kann, muss mit äußerster Vorsicht vorgegangen werden, um einen Kontakt mit den Augen zu vermeiden.</p> <p>Mögliche gefährliche optische Strahlung wird von diesem Gerät emittiert. Schauen sie nicht auf die Betriebslampe. Augenverletzungen können auftreten.</p>	<p>Silk'n SatinGlow besitzt eine eingebaute Sicherheitseinrichtung für den Schutz der Augen. Diese Schutzvorrichtung wurde entwickelt, damit ein Lichtpuls nicht ausgesendet werden kann, wenn die <i>Behandlungsfläche</i> in die Luft gehalten wird. Der Sicherheitsschalter wird nur aktiviert, wenn die <i>Behandlungsfläche</i> in vollständigem Kontakt mit der Hautoberfläche steht.</p>
<p>Tätowierungen oder ein permanentes Make-up, dunkelbraune oder schwarze Flecken (wie große Sommersprossen, Muttermale, Leberflecken oder Warzen), der Bereich der Brustwarzen, Genitalien oder Lippen dürfen nicht behandelt werden.</p>	<p>Das Behandeln einer dunklen oder stärker pigmentierten Haut mit Silk'n SatinGlow kann zu negativen Auswirkungen wie Brandwunden, Blasen oder Veränderungen der Hautfarbe (Hyper- oder Hypopigmentierung) führen.</p>	<p>Decken Sie den Bereich mit einem nicht lichtabsorbierenden Material wie einem weißen Tuch oder einem weißen medizinischen Klebeband ab.</p>

Warnung	Mögliche Resultate	Sicherheitshinweis
Aktive Hautausschläge, Schuppenflechte, Läsionen, offene Wunden oder Infektionen (Fieberbläschen), krankhafte Hautzustände durch systemische oder Stoffwechselerkrankungen (zum Beispiel Diabetes) dürfen nicht behandelt werden.	Auf Licht basierende Behandlungen können zu negativen Auswirkungen an bereits empfindlichen Bereichen führen.	Warten Sie, bis die betroffene Stelle verheilt ist, bevor Sie Silk'n SatinGlow verwenden.
Ein Behandlungsbereich mit einer Vorgeschichte an Herpesausbrüchen.	Auf Licht basierende Behandlungen können zu negativen Auswirkungen an bereits empfindlichen Bereichen führen.	Ziehen Sie Ihren Arzt zu Rate, um eine vorbeugende Behandlung vor der Verwendung von Silk'n SatinGlow zu erhalten.
Verwenden Sie Silk'n SatinGlow nicht, wenn Sie schwanger sind oder stillen.	Hormonelle Veränderungen in der Schwangerschaft können die Empfindlichkeit der Haut und das Risiko von negativen Auswirkungen erhöhen.	
Bereiche, in denen Sie das Haar wachsen lassen möchten, dürfen nicht behandelt werden.	Die Ergebnisse sind dauerhaft.	

Warnung	Mögliche Resultate	Sicherheitshinweis
<p>Halten Sie Silk'n SatinGlow von Wasser fern! Platzieren oder bewahren Sie Silk'n SatinGlow nicht an Orten auf, an denen es herunterfallen oder in eine Badewanne, ein Waschbecken oder in ein anderes Gefäß, das Wasser enthält, gestoßen oder gelegt werden könnte.</p>	<p>Dies kann zu einem ernsthaften Stromschlag führen.</p>	<p>Verwenden Sie Silk'n SatinGlow nicht: wenn Sie ein Bad nehmen oder wenn das Gerät nass oder feucht werden könnte. Ziehen Sie den Netzschalter sofort aus der Steckdose, wenn das Gerät ins Wasser gefallen ist.</p>
<p>Versuchen Sie nicht, Ihr Silk'n SatinGlow Gerät zu öffnen oder zu reparieren.</p>	<p>Das Öffnen eines Silk'n SatinGlow Geräts kann Sie mit gefährlichen elektrischen Bestandteilen und der gepulsten Lichtenergie aussetzen, die Ihnen einen ernsthaften körperlichen Schaden und/ oder eine bleibende Verletzung des Auges zuführen können. Außerdem kann das Gerät beschädigt werden und Sie verlieren Ihren Garantieanspruch.</p>	<p>Wenden Sie sich bitte an die Kundenbetreuung von Silk'n SatinGlow, für den Fall, dass Sie ein defektes oder beschädigtes Gerät besitzen, das eine Reparatur benötigt.</p>

5. Verwenden Sie Silk'n SatinGlow in folgenden Fällen nicht:

DE

Der <i>Einweglichteinsatz</i> ist beschädigt oder die <i>Behandlungsfläche</i> ist rissig oder angeschlagen ist oder fehlt.		Beenden Sie die Anwendung umgehend und wenden Sie sich an die Kundenbetreuung von Silk'n.
Die Anschlüsse oder Zubehörteile werden nicht von Home Skinovations Ltd. empfohlen.		
Das Netzkabel oder der Netzstecker ist beschädigt.	Halten Sie das Netzkabel von heißen Oberflächen fern.	
im Gebrauch ist Rauch zu sehen oder zu riechen.		
Das Gerät funktioniert nicht einwandfrei oder scheint beschädigt zu sein.		
Der <i>Hautfarben-Sensor</i> ist rissig oder beschädigt.		
Das Außengehäuse ist rissig oder fällt auseinander.		

6. Verzichten Sie in folgenden Fällen auf die Verwendung von Silk'n SatinGlow:

Vorgeschichte einer Bildung von Narbengeschwüren.	Ziehen Sie vor der Verwendung von Silk'n SatinGlow Ihren Arzt zu Rate.
Sie leiden an Epilepsie.	
Sie haben eine Krankheit, die mit Fotosensibilität im Zusammenhang steht, wie zum Beispiel Polymorphe Lichtdermatose, Nesselsucht, Lupus usw.	
Sie haben eine Vorgeschichte von Hautkrebs oder besitzen Körperstellen mit potenziellen bösartigen Hauttumoren.	
Sie haben in den letzten 3 Monaten eine Strahlentherapie oder Chemotherapie erhalten.	
Bei Ihnen trifft eine weitere Gegebenheit zu, die nach Ansicht Ihres Arztes eine Behandlung unsicher erscheinen lässt.	
Wenn Sie in den vergangenen 6 Monaten mit einem ärztlich verordneten Medikament behandelt wurden, ziehen Sie bitte Ihren Arzt zu Rate.	

7. Mögliche Nebenwirkungen bei der Verwendung von Silk'n SatinGlow

DE

Sobald Silk'n SatinGlow in Übereinstimmung mit den Anleitungen verwendet wird, sind Nebenwirkungen und Komplikationen, die mit der Verwendung von Silk'n SatinGlow in Verbindung gebracht werden, ungewöhnlich. Dennoch ist jede kosmetische Behandlungsmethode, einschließlich jener, die für die Verwendung zu Hause entwickelt worden ist, mit einem gewissen Risiko verbunden. Es ist daher wichtig, dass Sie die Risiken und die Komplikationen, die bei Haarentfernungssystemen mit gepulstem Licht für den Hausgebrauch auftreten können, verstehen und akzeptieren.

Nebenwirkungen

Leichte Schmerzen auf der Haut

Obwohl eine im Haus durchgeführte Haarentfernung mit gepulstem Licht im Allgemeinen sehr gut vertragen wird, empfinden einige Benutzer während der Verwendung ein leichtes Unbehagen, das meist als leicht stechendes Gefühl auf den behandelten Hautflächen beschrieben wird. Dieses stechende Gefühl hält in der Regel während der Anwendung selbst oder für einige Minuten danach an.

Alles, was über dieses leichte Unbehagen hinausgeht, ist nicht normal, und bedeutet, dass Sie entweder nicht mit der Verwendung von Silk'n SatinGlow fortfahren sollten, da Sie die Haarentfernungsanwendung nicht vertragen oder, dass die Einstellung der Energiehöhe zu hoch ist.

Rötung der Haut

Ihre Haut könnte direkt nach der Verwendung von Silk'n SatinGlow oder innerhalb von 24 Stunden nach der Verwendung rot werden. Eine Rötung verblasst in der Regel innerhalb von 24 Stunden. Sollte die Rötung nach 2 bis 3 Tagen nicht verschwunden ist, suchen Sie Ihren Arzt auf.

Nebenwirkungen

Erhöhte Hautempfindlichkeit

Die Haut der behandelten Fläche ist empfindlicher, so dass Sie eine Trocknung oder Abblätterung der Haut antreffen können.

Pigmentänderungen

Silk'n SatinGlow zielt den Haarschaft, insbesondere die pigmentierten Zellen im Haarfollikel und den Haarfollikel selbst an. Es besteht für die umgebende Haut dennoch ein Risiko der Hyperpigmentierung (verstärkte Pigmentierung oder braune Verfärbung) oder der Hypopigmentierung (Blasswerden). Das Risiko der Veränderungen bei der Hautpigmentierung ist bei Personen mit einer dunklen Hautfarbe höher. Normalerweise ist eine Verfärbung und Pigmentveränderung der Haut kurzzeitig, und eine dauerhafte Hyperpigmentierung oder Hypopigmentierung tritt nur selten auf.

Übermäßige Rötung und Schwellung

In seltenen Fällen kann die behandelte Haut sehr rot werden und stark anschwellen. Das ist bei empfindlichen Gegenden des Körpers üblicher. Die Rötung und Schwellung sollte innerhalb von 2 bis 7 Tagen abklingen, und sie sollte durch ein häufiges Aufbringen von Eis behandelt werden. Eine sanfte Reinigung ist in Ordnung, eine Sonnenexposition sollte allerdings vermieden werden.



Eine Haarentfernung durch Laser oder intensive Lichtimpulsquellen kann bei einigen Personen erhöhtes Haarwachstum hervorrufen. Derzeit verfügbare Daten zeigen, dass die größte Risikogruppe im Zusammenhang mit dieser Nebenwirkung Frauen aus dem Mittelmeerraum, dem Nahen Osten und Südasien sind, bei denen eine Behandlung auf Gesicht und Nacken erfolgt.

8. Langfristige Haarentfernung mit Silk'n SatinGlow

Ein typischer Haarwuchszyklus kann 18-24 Monate dauern. Während dieser Zeit könnten mehrfache Sitzungen mit Silk'n SatinGlow vonnöten sein, um eine langzeitliche Haarentfernung zu erlangen.

Die Wirksamkeit der Haarentfernung variiert von Mensch zu Mensch, je nach Fläche des Körpers, Haarfarbe und je nach Verwendungsart von Silk'n SatinGlow.

Der typische Plan der Haarentfernung mit Silk'n SatinGlow während eines vollständigen Haarwuchszyklus:

- **Behandlungen 1-4:** Zwei Wochen Zeitabstand
- **Behandlungen 5-7:** Vier Wochen Zeitabstand
- **Behandlungen 8 +:** Wie erforderlich, bis die gewünschten Resultate erreicht sind.

Zu erwartende Behandlungsergebnisse für Ihre Haarentfernung

Fitzpatrick Hauttyp	Haarfarbe	Lichtstärke [J/cm ²]	Anatomischer Körperbereich ²	Durchschnittliche Anzahl der Behandlungen ¹	Effektivität des Haarrückgangs ¹
I - IV	Hellbraun bis braun	2.5 - 4	Ober- oder Unterbeine	Ungefähr 10–12 Sitzungen mit 4 auseinander liegenden Wochen.	60%
			Arme		50%
			Bikinizone		60%
			Achselhöhle		55%

Fitzpatrick Hauttyp	Haarfarbe	Lichtstärke [J/cm ²]	Anatomischer Körperbereich ²	Durchschnittliche Anzahl der Behandlungen ¹	Effektivität des Haarrückgangs ¹
I-IV	Braun bis schwarz	2,5 - 4	Ober - oder Unterbeine	Ungefähr 8-10 Sitzungen mit 4 auseinander liegenden Wochen.	70%
			Arme		60%
			Bikinizone		70%
			Achselhöhle		65%



1 Eine individuelle Reaktionen hängt sowohl vom Haartyp als auch von den biologischen Faktoren, welche das Haarwuchsmuster beeinflussen können, ab. Manche Patienten können nach der durchschnittlichen Anzahl der Behandlungen schneller oder langsamer reagieren.

2 Nach nur ein oder zwei Behandlungen darf noch keine langzeitliche Haarentfernung erwartet werden. Die Dauer der Ruhephase einzelner Haarfollikel hängt auch von der Körperstelle ab.

9. Erste Schritte

1. Nehmen Sie das Silk'n SatinGlow Haarentfernungsgerät und andere Bestandteile aus der Schachtel.
2. Vergewissern Sie sich, dass der *Einweglicheinsatz* richtig in die Spitze des Gerätes eingesetzt und nicht beschädigt ist.
3. Schließen Sie den Netzadapter an dem Silk'n SatinGlow Haarentfernungsgerät an.
4. Verbinden Sie das andere Ende des Adapters mit einer Steckdose. Die *Betriebsbereit-Anzeige* wird aufleuchten.

Ihr Silk'n SatinGlow ist jetzt einsatzbereit.

-  Sichere und vorschriftsmäßige Behandlung mit Silk'n SatinGlow!
 -  Wählen Sie nur solche Behandlungsbereiche, die nicht kurz zuvor der Sonne ausgesetzt waren.
5. Die Haut im Behandlungsbereich sollte rasiert, sauber, trocken und frei von jeglichen Antiperspirantien oder Deodorants sein. Die Haare dürfen nicht mit Wachs entfernt, herausgerissen oder mit einer Pinzette ausgezupft werden. Die Rasur ist eine wichtige Voraussetzung, um die gewünschten Resultate zu erzielen!
 6. Drücken Sie den *Netzschalter für Ein/Aus Betriebsbereit*. Die *Betriebsanzeige* (orange) wird sich begleitet von einem Geräusch (ähnelt dem Geräusch eines Föns) einschalten.

7. Nach ungefähr 3,5 Sekunden, nachdem Sie den *Netzschalter für Ein/Aus Betriebsbereit* gedrückt haben, wird die *Bereitschaftsanzeige* (grün) aufleuchten. Das Gerät ist dann für die Versendung des ersten Pulses auf niedrigster Energiestufe bereit.
8. Falls dies Ihre erste Behandlung ist – Wählen Sie die Energiestufe. Silk'n SatinGlow bietet 5 Energiestufen von 1 (am niedrigsten) bis 5 (am höchsten). Zur Auswahl der passenden Energiestufe testen Sie jeden Behandlungsbereich einzeln:
 - » Halten Sie die *Behandlungsfläche* auf die Haut und drücken Sie auf dem *Pulsschalter*, um einen Puls zu versenden. Wenn Sie wenig oder keine Schmerzen verspüren, drücken Sie einmal auf die Taste + *Regelschalter der Energiehöhe* und versenden an einer neuen Stelle einen Puls der Energiestufe 2.
 - » Setzen Sie diesen Test mit höheren Energiestufen fort, bis Sie die höchste Energiestufe, auf der eine Behandlung für Sie noch angenehm ist, erreichen. Wenn innerhalb einer Stunde nach der Behandlung keine Beschwerden auftreten, können Sie die volle Behandlung mit dieser Energie fortsetzen.
 - » Wiederholen Sie diesen Test für jeden Körperbereich, den Sie behandeln möchten.
9. Stellen Sie die Energiestufe ein. Sollte die Energiestufe höher als auf der niedrigsten Stufe eingestellt sein, drücken Sie den *Regelschalter der Energiehöhe* "–" oder "+", um die Energiehöhe zu erhöhen oder zu vermindern, bis Sie die gewünschte Stufe erreicht haben, die durch 3 *Anzeigelampen für die Energiehöhe* angezeigt wird (siehe "9.1. Energiehöhe").
10. Wenden Sie die *Behandlungsfläche* auf der Haut an, indem Sie einen beständigen, sanften Druck ausüben. Sobald die *Behandlungsfläche* im vollen Kontakt mit der Hautfläche steht, beginnt die *Bereitschaftsanzeige* zu blinken.

11. Drücken Sie die *Pulsschalter*. Das Gerät wird zunächst Ihre Hautfarbe bestimmen. Wenn die Hautfarbe hell genug für eine Anwendung ist, sendet das Gerät einen Lichtpuls auf Ihre Haut und die *Bereitschaftsanzeige* erlischt.
 - » Sie werden dann einen Lichtblitz sehen und ein leichtes Knallgeräusch hören. Das ist ein normaler Lichtpuls dieses Geräts. Sie werden ein mildes Wärmegefühl und Kribbeln verspüren. Silk'n SatinGlow wird sich für den nächsten Puls gleich wieder aufladen.
 - » Nach 3,5 Sekunden wird die *Bereitschaftsanzeige* wieder aufleuchten.
12. Entfernen Sie die *Behandlungsfläche* von der behandelten Hautfläche.
13. Gehen Sie nun mit der *Behandlungsfläche* zur nächsten zu behandelnden Hautfläche über. Sie können die Druckstellen, welche das Gerät gerade hinterließ, als Orientierung verwenden, um beim Aussenden des nächsten Pulses eine Überschneidung oder Auslassung zwischen den Pulsen zu vermeiden.



Die Pulse von Silk'n SatinGlow sollten in Reihen appliziert werden, indem Sie an einem Ende von jeder Reihe beginnen und nacheinander folgend zum anderen Ende hin fortschreiten. Diese Technik ermöglicht eine bessere Kontrolle der Erfassung der Haut und hilft Ihnen, das Behandeln derselben Fläche mehr als einmal zu vermeiden oder sich überschneidende Hautflächen zu behandeln.



Versuchen Sie, sich überschneidende Pulse zu vermeiden!



Behandeln Sie eine Hautfläche nicht öfter als einmal pro Haarentfernungssitzung. Eine mehrfache Behandlung einer Hautfläche während einer Haarentfernungssitzung kann die Wahrscheinlichkeit zu Nebenwirkungen erhöhen.

14. Wiederholen Sie diesen Vorgang, bis der gesamte Behandlungsbereich abgedeckt ist.

! Wenn Ihre Haut Blasen bildet oder verbrennt, Beenden Sie Die Anwendung umgehend!

9.1. Energiehöhe

Die Energiehöhe legt die Intensität des Lichtimpulses, den Silk'n SatinGlow während der Behandlung auf Ihre Haut abgibt, von der niedrigsten (-) bis zur höchsten (+) Stufe fest. Während eine höhere Energiestufe effektiver sein kann, kann sie auch ein höheres Risiko und Komplikationen herbeiführen.

Silk'n SatinGlow bietet 5 Einstellungen für die Energiehöhe von 1 (niedrigste Energiehöhe) bis 5 (höchste Energiehöhe), die durch 3 *Anzeigelampen für die Energiehöhe* dargestellt werden:

- **Stufe 1 (niedrigste Energiehöhe):** Die Anzeigelampe links brennt dauerhaft
- **Stufe 2:** Die Anzeigelampe links brennt dauerhaft, die Anzeigelampe in der Mitte blinkt.
- **Stufe 3:** Die Anzeigelampe links und die Anzeigelampe in der Mitte brennen dauerhaft
- **Stufe 4:** Die Anzeigelampe links und die Anzeigelampe in der Mitte brennen dauerhaft, die Anzeigelampe rechts blinkt.
- **Stufe 5 (höchste Energiehöhe):** Alle Anzeigelampen brennen dauerhaft.

Wann immer Silk'n SatinGlow eingeschaltet wird, wird sich seine Energiehöhe automatisch auf die niedrigste Energiestufe zurückstellen. Nur eine *Anzeigelampe der Energiehöhe* wird eingeschaltet sein.

Um die Energiehöhe einzustellen, drücken Sie den *Regelschalter der Energiehöhe*, indem Sie "-" oder "+" verwenden, um die Energiehöhe entsprechend zu verringern oder zu erhöhen.


9.2. Der Hautfarben-Sensor

Eine auf Licht basierende Haarentfernung kann bei dunkleren Hauttypen zu Nebenwirkungen, wie Verbrennungen, Blasen und zu einer Änderungen der Hautfarbe (Hyper- oder Hypopigmentation) führen.

Um solche Nebenwirkungen zu vermeiden, besitzt Silk'n SatinGlow einen einzigartigen *Hautfarben-Sensor*, der die Hautpigmentation während und zu Beginn jeder Sitzung misst. Der Sensor wird das Silk'n SatinGlow Gerät außer Betrieb setzen, wenn es auf einer *Haut* verwendet wird, die für eine sichere Anwendung zu dunkel ist.

Wenn ein Lichtpuls nicht ausgesandt wird und die *Hauttyp-Warnanzeige* aufblinkt, hat der *Hautfarben-Sensor* die Haut der zu behandelnden Fläche für eine sichere Behandlung als zu dunkel eingeschätzt. Versuchen Sie das Gerät an einer anderen Körperstelle anzuwenden oder kontaktieren Sie den Silk'n Kundendienst.

9.3. Pulsen und Gleiten



Pulsen ist die beste Technik bei höheren Energiestufen.

- Drücken Sie die *Behandlungsfläche* an Ihre Haut. Bearbeiten Sie eine Reihe nach der anderen (entweder waagrecht oder senkrecht wie im Bild gezeigt). Beginnen Sie an einem Ende einer Reihe und machen Sie bis zum anderen Ende weiter.
- Die *Behandlungsfläche* erzeugt temporäre Druckstellen auf behandelten Stellen. Dadurch können Sie die Stellen sehen, die Sie bereits behandelt haben.
- Nach jedem Impuls die *Behandlungsfläche* an die nächste Stelle verschieben. Fahren Sie mit dem Pulsen in dem Bereich, den Sie gerade behandeln, fort.
- Vermeiden Sie Lücken oder Überschneidungen bei der Anwendung des Geräts.

Gleiten ist die beste Technik bei niedrigeren Energiestufen.

- Drücken Sie die *Behandlungsfläche* fest an Ihre Haut und gleiten Sie langsam über Ihre Haut (entweder waagrecht oder senkrecht wie im Bild gezeigt). Achten Sie darauf, dass die *Behandlungsfläche* gleichmäßig und fest auf die Haut gedrückt wird.
- Bei niedrigeren Energiestufen benötigt das Gerät nur 1-3,5 Sekunden, um sich zwischen zwei Impulsen wieder aufzuladen. Dies erzeugt ein pausenloses Aufleuchten.

- Führen Sie den Gleitvorgang bei einer Geschwindigkeit durch, die es Ihnen erlaubt, Lücken und Überschneidungen zu vermeiden.
- ! Behandeln Sie dieselbe Hautfläche nicht mehr als einmal pro Sitzung.
- ! Brechen Sie die Anwendung sofort ab, wenn Sie ein Unbehagen erkennen.

9.4. Was Sie von einer Behandlung mit Silk'n SatinGlow erwarten können?

Für viele Personen, die Silk'n SatinGlow verwenden, kann es Ihre erste Erfahrung mit einem auf Licht basierenden Gerät sein, das für den Heimgebrauch entwickelt wurde. Silk'n SatinGlow ist einfach zu bedienen, und Haarentfernungssitzungen gehen schnell vorüber. Während einer Sitzung mit Silk'n SatinGlow ist es normal, dass Sie das Folgende wahrnehmen:

- **Ein Rauschen des Gebläses:** Das Kühlungsgebläse in Silk'n SatinGlow macht ein Rauschen, das einem Fön ähnlich ist. Das ist normal.
- **Ein Knallgeräusch mit jedem Puls:** Wenn ein Puls des HPL™ Lichts aktiviert wird, dann ist es normal, wenn man eine Art Plopp-Geräusch gleichzeitig mit dem Lichtblitz hört.
- **Ein leichter Druck der Behandlungsfläche:** Das ist für eine Anordnung von angrenzenden Lichtimpulsen nötig und hilfreich und ist Teil der einzigartigen Sicherheitseinrichtung von Silk'n SatinGlow.
- **Eine Empfindung von Wärme und Kribbeln:** Während jedes Lichtpuls ist es normal, dass Sie ein sanftes Empfinden von Wärme und Kribbeln von der Lichtenergie spüren.

- **Eine leichte rote oder rosa Farbe der Haut:** Während oder direkt nach Ihrer Sitzung mit Silk'n SatinGlow ist es nicht ungewöhnlich, wenn Sie eine sehr leichte, rosa Verfärbung der Haut sehen. Das ist normalerweise um die Haare herum am sichtbarsten.
- Sollten Sie allerdings eine vollständige Rötung der Haut, eine Blasenbildung oder Verbrennungen wahrnehmen, dann beenden Sie die Verwendung von Silk'n SatinGlow umgehend.

9.5. Nach der Behandlung mit Silk'n SatinGlow

- Sobald die Haarentfernungssitzung ausgeführt wurde, schalten Sie Silk'n SatinGlow aus, indem Sie den *Netzschalter für Ein/Aus Betriebsbereit* drücken. Alle Anzeigen erlöschen und die *Betriebsbereit-Anzeige* leuchtet auf (vergewissern Sie sich, dass Sie sich an die letzte Einstellung der Energiehöhe, die Sie verwendet haben, erinnern, da sie sich nicht wieder einstellen wird, wenn Sie Silk'n SatinGlow erneut einschalten).
- Ziehen Sie das *Adapterkabel* aus der *Steckdose* heraus.
- Nach jeder Sitzung wird empfohlen, dass Sie Ihr Silk'n SatinGlow Gerät, besonders die *Behandlungsfläche* reinigen (siehe "10.1. Die Reinigung von Silk'n SatinGlow").
- Nach dem Reinigen wird empfohlen, dass Sie Ihr Silk'n SatinGlow Gerät in seiner Originalschachtel aufbewahren und dass Sie es von Wasser fern halten.

Hautpflege nach der Haarentfernungssitzung:

- ☀ Setzen Sie die behandelten Hautflächen nicht der Sonne aus. Sorgen Sie dafür, dass Sie die Haut während der ganzen Zeit der Haarentfernung und mindestens 2 Wochen nach der letzten Sitzung mit Silk'n SatinGlow sorgfältig mit Sonnencreme schützen.

10. Die Instandhaltung von Silk'n SatinGlow

10.1. Die Reinigung von Silk'n SatinGlow

Nach jeder Haarentfernungssitzung wird empfohlen, dass Sie Ihr Silk'n SatinGlow Gerät und insbesondere die *Behandlungsfläche* reinigen.

- Ziehen Sie den Netzadapter vor der Reinigung aus der Steckdose heraus.
- Verwenden Sie ein trockenes, sauberes Tuch und einen handelsüblichen Reiniger, z. B. für Computer - oder TV-Bildschirme, um Silk'n SatinGlow und insbesondere die *Behandlungsfläche* sanft abzuwischen.
- ! Tauchen Sie Silk'n SatinGlow oder eines seiner Teile niemals ins Wasser ein.


10.2. Das Ersetzen des Lichteinsatzes

Der Silk'n SatinGlow *Einweglichteinsatz* kann eine begrenzte, vorab festgelegte Anzahl von Pulsen versenden. Die Intensität des Pulses wird nur in Übereinstimmung mit der Einstellung der Energiehöhe des Gerätes bestimmt. Während der Nutzungsdauer des *Einweglichteinsatzes* findet keine Herabsetzung der Energie statt.

- Wenn im *Einweglichteinsatz* nur noch 100 Pulse verbleiben, beginnt die *Anzeigelampe für Einweglichtsatz ersetzen* zu blinken und zeigt Ihnen damit an, dass der *Einweglichteinsatz* bald ersetzt werden muss.
- Mit sinkender Anzahl der Pulse im *Einweglichteinsatz* blinkt die *Anzeigelampe für Einweglichtsatz ersetzen* immer schneller.
- Sobald alle Pulse in einem *Einweglichteinsatz* verbraucht sind, brennt die *Anzeigelampe für Einweglichtsatz ersetzen* dauerhaft und zeigt Ihnen damit an, dass


keine weiteren Pulse mehr ausgesendet werden können.

- Damit Sie mit der Haarentfernungssitzung fortfahren können, wird es jetzt vonnöten sein, den *Einweglichteinsatz* zu ersetzen.

 Ein *Einweglichteinsatz* sollte auch ersetzt werden, sobald in ihm große Flecken erscheinen oder die *Behandlungsfläche* beschädigt ist. Für Ersatzteile wenden Sie sich bitte an den Kundendienst.

Das Ersetzen eines Einweglichteinsatzes:

1. Drücken Sie den *Ein- und Ausschalter*, um Silk'n SatinGlow in den *Betriebsbereit-Modus* zu schalten.
2. Ziehen Sie den Netzadapter aus der Steckdose heraus.
3. Greifen Sie den verwendeten *Einweglichteinsatz* auf beiden Seiten und ziehen ihn aus der Applikatorfassung heraus und entsorgen Sie ihn mit dem normalen Abfall.
4. Packen Sie einen neuen *Einweglichteinsatz* aus.
5. Drücken Sie den neuen *Einweglichteinsatz* sanft an seinen *Platz*.

 Nach einem *Austausch* des *Einweglichteinsatzes* wählen Sie eine Energiehöhe, die eine Stufe unter der normalen Einstellung liegt. Erhöhen Sie die Energiestufe nur dann wieder auf Ihre normale Einstellung, wenn Sie wenig oder keine Schmerzen während der Behandlung verspüren.

11. Fehlerbehebung

DE

II.1. “Mein Silk’n SatinGlow schaltet sich nicht ein”

- Vergewissern Sie sich, dass der Netzadapter richtig mit dem Silk’n SatinGlow Gerät verbunden ist.
- Vergewissern Sie sich, dass der Netzadapter mit einer Steckdose in der Wand verbunden ist.

II.2. “Ein Lichtpuls wird nicht ausgesandt, wenn ich den Pulsschalter drücke”

Vergewissern Sie sich, ob die *Bereitschaftsanzeige* blinkt als *Zeichen* dafür, dass Sie einen guten Kontakt mit der Haut hergestellt haben und, dass die *Behandlungsfläche* gleichmäßig und beständig in die Haut gedrückt wird. Zu Ihrer Sicherheit wird die *Pulsschalter* nur dann einen Puls versenden, wenn die *Behandlungsfläche* beständig gegen die Haut gedrückt wird.

- Wenn die *Hautyp-Warnanzeige* aufblinkt, ist dies ein Zeichen dafür, dass Ihr Hauttyp, der von dem *Hautfarben-Sensor* gemessen wurde, zu dunkel für eine sichere Anwendung ist. Versuchen Sie, das Gerät an einer anderen Körperstelle anzuwenden oder kontaktieren Sie den Silk’n Kundendienst.
- Überprüfen Sie die *Anzeigelampe für Einweglichteinsatz* ersetzen. Wenn Sie eingeschaltet ist, schalten Sie Silk’n SatinGlow aus und ersetzen Sie den *Einweglichteinsatz*.

- Vergewissern Sie sich, dass die *Betriebsbereitschaftsanzeige* an ist.
 - » Wenn die *Bereitschaftsanzeige* innerhalb von 10 Sekunden ausgeschaltet bleibt, dann schalten Sie Silk'n SatinGlow aus und wieder an, indem Sie den *Netzschalter für Ein/Aus Betriebsbereit* zweimal drücken.
 - » Wenden Sie sich an ein Kundenbetreuungszentrum von Silk'n in Ihrer Nähe, wenn das Problem bestehen bleibt.
- Überprüfen Sie die *Systemwarnanzeige*.
 - » Schalten Sie Silk'n SatinGlow aus und wieder an, wenn die Anzeige aktiviert ist, indem Sie den *Netzschalter für Ein/Aus Betriebsbereit* zweimal drücken.
 - » Wenden Sie sich an ein Kundenbetreuungszentrum von Silk'n in Ihrer Nähe, wenn das Problem bestehen bleibt.
- ! Versuchen Sie nicht, Ihr Silk'n SatinGlow Gerät zu öffnen oder zu reparieren. Nur autorisierten Reparaturzentren von Silk'n ist es gestattet Reparaturen durchzuführen.

Das Öffnen eines Silk'n SatinGlow Geräts kann Sie mit gefährlichen elektrischen Bestandteilen und der gepulsten Lichtenergie aussetzen, die Ihnen einen ernsthaften körperlichen Schaden und/oder eine bleibende Verletzung des Auges zuführen können.

Der Versuch ein Silk'n SatinGlow zu öffnen, könnte das Gerät beschädigen und macht Ihre Garantie ungültig. Wenden Sie sich bitte an die Kundenbetreuung von Silk'n wenn Sie ein zerbrochenes oder beschädigtes Gerät besitzen, das repariert werden muss.

12. Kundenservice

Auf unserer Internetseite finden Sie weitere Informationen: www.silkn.eu. Sie können diese Bedienungsanleitung auch als PDF herunterladen unter: www.silkn.eu. Kontaktieren Sie den Kundenservice um unvorhergesehenes Verhalten oder Ereignisse oder andere Probleme mit Ihrem Gerät zu berichten. Unsere Kontaktdaten:

Land	Servicenummer	E-Mail
Belgien	0900-25006	serviceconsommateurbe@silkn.eu
Frankreich	0891-655557	serviceconsommateurfr@silkn.eu
Deutschland	089 51 23 44 23	kundenservice@inno-essentials.de
Italien		servizioclientiit@silkn.eu
Niederlande	0900-2502217	klantenservicenl@silkn.eu
Spanien	807088200	servicioalcliente@silkn.eu
GB	0906-2130009	customerareuk@silkn.eu
USA und Kanada	1-877-367-4556	contact@silkn.com
Andere Länder	+31 (0)180-330 550	info@silkn.com

13. Garantie

Sehen Sie auf Ihrer Silk'n- Garantiekarte nach.

14. Entsorgung







Tragen Sie zum Umweltschutz bei. Entsorgen Sie den Artikel nicht mit dem Hausmüll und stellen Sie sicher, dass die Bestimmungen Ihres Landes für die Entsorgung von Elektrogeräten eingehalten werden.

15. Technische Daten

DE

Größe der Körperstelle		1,3 cm x 3 cm [3,9 cm ²]
Geschwindigkeit		1 Puls, alle 3,5 Sekunden: 1,1 cm ² /Sek.
Technologie		Home Pulsed Light™
Maximale Energiehöhe		Max 4J/cm ²
Wellenlänge		475-1200nm
Ladezeit/ Stromquelle		Dauerbetrieb
Elektrische Eigenschaften		100-240 VAC, 0,9A
Bedienung und Sicherheit		Hautfarben-Sensor sichert eine Verwendung auf ausschließlich geeigneter Haut.
Größe der Verpackung		22 cm x 22 cm x 13,5 cm
Gewicht des Systems		0,35 kg
Temperatur	Betrieb	10 bis 40 °C
	Lagerung	-40 bis +70 °C
Relative Feuchtigkeit	Betrieb	30 bis 75 % rF
	Lagerung	10 bis 90 % rF
Atmosphärischer Druck	Betrieb	700 bis 1060 hPa
	Lagerung	500 bis 1060 hPa

16. Zeichenerklärung

	Mit diesem Symbol gekennzeichnete Produkte erfüllen die Anforderungen der EU-Richtlinien.
	Klasse II. Der Netzadapter ist durch eine doppelte Isolierung vor Stromschlag geschützt.
IP30	Das Gerät ist gegen das Eindringen von Gegenständen mit einem Durchmesser von mehr als 2,5 mm (wie beispielsweise Finger) geschützt, um einen Stromschlag zu verhindern.
	Nicht in feuchter Umgebung verwenden.
	Nicht im Hausmüll entsorgen. Entsorgen Sie das Gerät gemäß der in Ihrem Land geltenden gesetzlichen Vorschriften und helfen Sie mit, die Umwelt zu schützen. Entspricht der WEEE-Richtlinie.

Droit d'auteur 2017 © Home Skinovations Ltd.

Tous droits réservés.

Mentions légales

FR

Home Skinovations Ltd se réserve le droit d'apporter des changements à ses produits ou aux spécifications de ses produits afin d'en améliorer la performance, la fiabilité ou la productibilité. Tous les renseignements fournis par Home Skinovations Ltd au moment de leur publication ont été établis de bonne foi et sont exacts et fiables. Home Skinovations Ltd décline néanmoins toute responsabilité au regard leur utilisation. Aucune licence n'est implicitement accordée ou accordée autrement en vertu de tout brevet ou droit de brevet de Home Skinovations Ltd.

Aucune partie de ce document ne peut être reproduite, ni transmise sous quelque forme que ce soit ou par quelque procédé électronique ou mécanique, sans l'accord écrit de Home Skinovations Ltd. Les données sont sujettes à changement sans préavis.

Home Skinovations Ltd. détient les brevets et les brevets en instance, la marque de commerce, les droits réservés ou d'autres droits de propriété intellectuelle afférents au sujet de ce document. La délivrance de ce document ne vous confère aucune licence sur ces brevets, marques commerciales, droits d'auteur ou autres droits de propriété intellectuelle hormis ceux expressément accordés par contrat écrit avec Home Skinovations Ltd. Les caractéristiques techniques sont sujettes à changement sans préavis.

SILKN et le logo SILKN sont des marques déposées de Home Skinovations Ltd. Tavor Building, Shaar Yokneam POB 533, Yokneam 2069206, ISRAEL. www.silkn.eu ou www.silkn.com, info@silkn.com.

Table des matières

1. Avant de commencer	66
2. Utilisation prévue de votre appareil Silk'n SatinGlow.....	68
3. La sécurité avec le Silk'n SatinGlow.....	69
4. Contre-indications	70
5. Ne pas utiliser l'appareil Silk'n SatinGlow si :.....	75
6. Ne pas utiliser le Silk'n SatinGlow dans les cas suivants :.....	76
7. Effets secondaires éventuels avec Silk'n SatinGlow.....	77
8. Épilation durable façon Silk'n SatinGlow.....	79
9. Lancez-vous !.....	81
10. Maintenance.....	89
11. Dépannage	91
12. Service à la clientèle	93
13. Garantie	94
14. Élimination	94
15. Spécifications	95
16. Signes et symboles	96

Avant d'utiliser le Silk'n SatinGlow pour la première fois, veuillez lire ce manuel d'utilisation dans son intégralité. Portez particulièrement attention aux paragraphes portant sur l'utilisation et le fonctionnement de l'appareil et après son utilisation. Nous vous recommandons de vous familiariser à nouveau avec ce manuel d'utilisation avant chaque utilisation de votre Silk'n SatinGlow. Silk'n SatinGlow est un appareil puissant et pour des raisons de sécurité, il doit être utilisé avec certaines précautions. Veuillez lire tous les avis et avertissements de sécurité avant usage et veiller à leur stricte application pendant l'utilisation de Silk'n SatinGlow.

1. Avant de commencer

Le Silk'n SatinGlow est un appareil de photoépilation définitive qui s'utilise à domicile.

1.1. Présentation de l'appareil Silk'n SatinGlow

Votre appareil Silk'n SatinGlow comprend un épilateur sur lequel se trouve un *panneau de commande* et une *ampoule remplaçable*.

Un *pulsateur* se trouve sur la poignée de l'épilateur du Silk'n SatinGlow. L'*ampoule remplaçable* se trouve à l'extrémité de l'épilateur.

1.2. Contenu du paquet

Voici ce que vous trouverez dans le contenu du paquet:

- Épilateur Silk'n SatinGlow
- Adaptateur secteur
- Le manuel d'utilisation

Reportez-vous au schéma situé à l'avant de ce manuel pour voir l'emplacement de chaque fonction.

FR

- | | | | |
|---|------------------------------|----|---|
| 1 | Panneau de commande | 8 | Diode indicatrice de couleur de peau |
| 2 | Ampoule remplaçable | 9 | Diodes indicatrices de remplacement de l'ampoule |
| 3 | Surface de traitement | 10 | Sélecteurs du niveau d'énergie |
| 4 | Analyseur de couleur de peau | 11 | Diode indicatrice On |
| 5 | Pulsateur | 12 | Bouton On/Stby |
| 6 | Prise de câble adaptateur | 13 | Diode indicatrice Stand By |
| 7 | Diode indicatrice Ready | 14 | Diodes indicatrices du niveau d'énergie |
| | | 15 | Diode indicatrice du fonctionnement de l'appareil |

1.3. L'ampoule remplaçable

L'ampoule remplaçable polyvalente du Silk'n SatinGlow a une capacité définie d'impulsions lumineuses (quel que soit le niveau d'intensité).

Pour information, un traitement corporel complet nécessite généralement entre 7 000 et 10 000 impulsions lumineuses.

Les modèles d'ampoule remplaçable fournis avec votre appareil ainsi que leur capacité (nombre d'impulsions lumineuses) sont indiqués sur l'emballage de votre Silk'n SatinGlow.

2. Utilisation prévue de votre appareil Silk'n SatinGlow

Le Silk'n SatinGlow est conçu pour éliminer les poils indésirables. Le Silk'n SatinGlow est aussi conçu pour réduire la pilosité à long terme ou définitivement. Réduire la pilosité définitivement signifie une réduction stable à long terme dans le nombre de poils repoussant après un cycle de traitement.

Le Silk'n SatinGlow est un appareil d'épilation qui sert à éliminer les poils indésirables du corps.

Les régions de traitement par le Silk'n SatinGlow couvrent les aisselles, le maillot, les bras, les jambes, le dos, les épaules et le torse.

3. La sécurité avec le Silk'n SatinGlow

La sécurité est prioritaire avec le Silk'n SatinGlow.

La technologie offre un maximum de sécurité avec un niveau minimum d'énergie. L'épilation par la technologie Home Pulsed Light™ permet d'obtenir des résultats permanents avec une intensité de puissance moindre comparée à d'autres méthodes de photoépilation. La faible énergie utilisée par Silk'n SatinGlow réduit les probabilités de blessures ou de complications et contribue à votre sécurité générale.

Le Silk'n SatinGlow est conçu avec un dispositif de protection.

L'appareil d'épilation Silk'n SatinGlow de Silk'n ne convient pas aux personnes dont la peau est naturellement foncée ou bronzée. L'appareil est muni d'un dispositif de sécurité, un *analyseur de couleur de peau* qui vérifie la pigmentation de la peau traitée et détecte celle qu'il juge compatible. Ce procédé exclusif de sécurité ne vous permettra pas de traiter les endroits où la peau est trop foncée ou trop bronzée.

De plus, la *surface de traitement* par laquelle l'impulsion de lumière est émise est encadrée dans l'*ampoule remplaçable*. Voilà qui vous assure une protection optimale en évitant le contact direct de la peau avec la *surface de traitement*.

Le Silk'n SatinGlow possède un dispositif de protection pour les yeux


L'appareil Silk'n SatinGlow est muni d'un dispositif de sécurité pour la protection oculaire. Il a été conçu de manière à ce que l'impulsion ne puisse pas être émise si la *surface de traitement* est dirigée dans le vide. Le dispositif de sécurité fait fonctionner l'appareil uniquement lorsque la *surface de traitement* est en contact avec la peau.

4. Contre-indications

L'usage du Silk'n SatinGlow ne convient pas à tous. Avant de l'utiliser, veuillez lire les directives suivantes. Pour obtenir des renseignements additionnels ou des conseils personnalisés, veuillez consulter le site Internet au www.silkn.eu ou le site internet du distributeur dans votre région.

Enfin, en cas de doute, quant à l'utilisation personnelle du Silk'n SatinGlow, veuillez consulter votre dermatologue ou votre médecin traitant.

FR

Mise en Garde	Résultats possibles	Conseils de sécurité
<p>Ne pas utiliser le Silk'n SatinGlow sur une peau naturellement foncée.</p> <p>Non sécuritaire !</p>  <p>Voir le tableau de couleur de peau sur le couvercle.</p>	<p>Le traitement d'une peau foncée avec le Silk'n SatinGlow peut entraîner des effets secondaires, tels que rougeurs et inconforts.</p>	<p>Le Silk'n SatinGlow a été conçu avec un <i>analyseur de couleur de peau</i> qui vérifie la pigmentation de la peau traitée au début de chaque séance et de temps en temps en cours d'utilisation. Ce <i>analyseur</i> a pour fonction de vérifier que l'énergie est uniquement administrée aux types de peau qui conviennent.</p>

Mise en Garde	Résultats possibles	Conseils de sécurité
<p>Ne pas utiliser le Silk'n SatinGlow sur une peau bronzée ou après une exposition récente aux rayons du soleil ou aux UV de salon de bronzage. N'exposez pas les zones traitées au soleil.</p>	<p>Le traitement avant ou après une exposition au soleil avec le Silk'n SatinGlow peut entraîner des effets secondaires, tels que rougeurs et inconforts. Une peau bronzée, en particulier après une exposition au soleil, contient de grandes quantités de mélanine. Ceci s'applique à tous les types et toutes les couleurs de peau, y compris celles qui ne semblent pas bronzer rapidement. La présence de grandes quantités de mélanine expose la peau à un risque accru lors de l'utilisation d'une méthode d'épilation par la lumière, peu importe laquelle.</p>	<p>Évitez de vous exposer aux rayons du soleil pendant les 4 semaines qui précèdent un traitement avec le Silk'n SatinGlow. Exposition aux rayons du soleil signifie une exposition sans protection aux rayons directs pendant une durée continue d'une quinzaine de minutes ou une exposition sans protection aux rayons indirects pendant une heure continue. Veillez à protéger la peau traitée avec de l'écran solaire indice 30 ou plus durant toute la période du traitement et au moins deux semaines après la dernière séance d'épilation.</p>

Mise en Garde	Résultats possibles	Conseils de sécurité
Ne jamais utiliser le Silk'n SatinGlow autour ou près des yeux.	<p>Le Silk'n SatinGlow peut être utilisé pour le traitement de la pilosité du visage. Dans ce cas, des précautions supplémentaires doivent être observées afin d'éviter les yeux.</p> <p>Un rayonnement optique dangereux possible est émis par cet appareil. Ne regardez pas la lampe de fonctionnement. Une blessure aux yeux peut en résulter.</p>	L'appareil Silk'n SatinGlow est muni d'un dispositif de sécurité pour la protection oculaire. Il a été conçu de manière à ce que l'impulsion lumineuse ne puisse pas être émise si la <i>surface de traitement</i> est dirigée dans le vide. Le dispositif de sécurité fait fonctionner l'appareil uniquement lorsque la <i>surface de traitement</i> est en contact avec la peau.
Ne pas utiliser l'appareil sur des tatouages, du maquillage permanent, des taches marron foncé ou noires (comme de grandes taches de rousseur, des taches de naissance, des grains de beauté ou des verrues), le bout des seins, les organes génitaux et les lèvres.	Utiliser le Silk'n SatinGlow sur une peau foncée ou davantage pigmentée peut entraîner des effets secondaires, tels que des brûlures, des cloques et des changements de carnation (hyper ou hypopigmentation).	Couvrir la zone avec un cache qui n'absorbera pas la lumière, comme un tissu blanc ou un sparadrap blanc.

Mise en Garde	Résultats possibles	Conseils de sécurité
Ne pas traiter sur de l'eczéma, du psoriasis, des lésions, des plaies ouvertes ou des infections actives (comme un bouton de fièvre), un état anormal de la peau causé par des maladies systémiques ou métaboliques (comme le diabète).	Les traitements par la lumière peuvent provoquer des effets indésirables sur les zones déjà sensibles.	Attendez que la zone concernée guérisse avant d'utiliser le Silk'n SatinGlow.
Une zone de traitement qui a subi des poussées d'herpès.	Les traitements par la lumière peuvent provoquer des effets indésirables sur les zones déjà sensibles.	Consultez votre médecin pour recevoir un traitement préventif avant d'utiliser le Silk'n SatinGlow.
Ne pas utiliser le Silk'n SatinGlow si vous êtes enceinte ou si vous allaitez.	Les changements hormonaux pendant la grossesse pourraient augmenter la sensibilité de la peau et le risque d'effets indésirables.	
Ne pas traiter les zones où vous pourriez un jour vouloir une pilosité.	Les résultats sont permanents.	
Tenir le Silk'n SatinGlow loin de l'eau ! Ne pas ranger le Silk'n SatinGlow dans un endroit d'où il risque de tomber ou de se retrouver dans une baignoire ou un lavabo ou dans tout autre contenant de liquide.	Cela provoquerait une grave électrocution.	Ne pas utiliser le Silk'n SatinGlow en prenant votre bain, votre douche, s'il est humide ou mouillé. Le débrancher immédiatement s'il est tombé à l'eau.

Mise en Garde	Résultats possibles	Conseils de sécurité
N'essayez pas d'ouvrir ni de réparer vous-même votre appareil Silk'n SatinGlow.	Ouvrir l'appareil vous exposerait à de dangereux composants électriques et à l'énergie de la lumière pulsée, pouvant causer de graves dommages corporels et des blessures oculaires irréversibles. Vous risqueriez également d'endommager l'appareil et vous annuleriez votre garantie.	Veillez contacter le service client Silk'n si votre appareil est cassé ou endommagé et nécessite une réparation.

5. Ne pas utiliser l'appareil Silk'n SatinGlow si :

<i>l'ampoule remplaçable</i> est en mauvais état ou si la <i>surface de traitement</i> est fendue, brisée ou manquante.		Arrêtez immédiatement l'utilisation de l'appareil et contactez le service client Silk'n.
les accessoires ou les composants n'ont pas été recommandés par Home Skinovations Ltd.		
le cordon ou la prise sont endommagés.	Maintenez le cordon à distance de toute source de chaleur.	
vous voyez ou sentez de la fumée lorsqu'il fonctionne.		
il ne fonctionne pas correctement ou présente une défectuosité ou un bris.		
<i>l'analyseur de couleur de peau</i> est fendu ou brisé.		
la coque de l'appareil est craquée ou se détache en morceaux.		

6. Ne pas utiliser le Silk'n SatinGlow dans les cas suivants :

Antécédents de formation de chéloïdes.	Consultez votre médecin avant d'utiliser le Silk'n SatinGlow.
Épilepsie.	
Pathologie liée à la photosensibilité, comme la porphyrie, l'éruption polymorphe à la lumière, urticaire solaire, lupus, etc.	
Antécédent de cancer de la peau ou zones sujettes à des malignités dermiques.	
Radiothérapie ou chimiothérapie au cours des 3 derniers mois.	
Tout autre cas que votre médecin jugerait risqué pour le traitement.	
Votre peau a été traitée avec un médicament prescrit au cours des 6 derniers mois, consultez votre médecin.	

7. Effets secondaires éventuels avec Silk'n SatinGlow

Lorsqu'il est utilisé conformément aux instructions, les effets secondaires et les complications associés à l'utilisation du Silk'n SatinGlow sont rares. Toutefois, toutes les procédures cosmétiques, y compris celles conçues pour un usage domestique, comportent certains risques. C'est pourquoi il est important de comprendre et d'accepter ces risques et les complications éventuelles lorsque vous utilisez un système d'épilation à lumière pulsée conçu pour un usage domestique.

Effets indésirables

Léger inconfort / désagrément de la peau

Même si l'épilation domestique à lumière pulsée est généralement très bien tolérée, la plupart des personnes qui l'utilisent ressentent un léger désagrément durant l'utilisation, souvent décrit comme une sensation de picotements sur la zone traitée. En général, cette sensation dure le temps de l'application, voire pendant les quelques minutes qui suivent.

Tout inconfort au-delà de ce désagrément est anormal et signifie que vous devriez, soit arrêter le traitement, car vous ne le tolérez pas, soit que la puissance sélectionnée est trop élevée.

Rougeur de la peau

Votre peau peut rougir juste après l'utilisation du Silk'n SatinGlow ou dans les 24 heures qui suivent. La rougeur disparaît généralement dans les 24 heures. Consultez votre médecin si elle persiste au-delà de 2 à 3 jours.

Hypersensibilité de la peau

La peau est plus sensible dans la zone traitée et votre peau pourrait s'assécher et s'écailler.

Effets indésirables

Changement de la pigmentation

L'appareil Silk'n SatinGlow vise la racine du poil, plus particulièrement les cellules pigmentées du bulbe. Néanmoins, il existe un risque d'hyperpigmentation temporaire (augmentation de la pigmentation ou décoloration marron) ou d'hypopigmentation (blanchissement) de la peau alentour. Le risque de changement de pigmentation est plus élevé chez les personnes à la peau foncée. Généralement, le changement de pigmentation et la décoloration sont temporaires, les cas d'hyperpigmentation ou d'hypopigmentation permanente sont rares.

Rougeur excessive de la peau et enflure

Dans quelques rares cas, la peau traitée peut devenir très rouge et gonflée. Cette réaction est plus fréquente sur les parties sensibles du corps. La rougeur et le gonflement devraient disparaître sous 2 à 7 jours pendant lesquels vous appliquerez de la glace régulièrement. Un nettoyage en douceur ne pose pas de problème, mais vous devez éviter toute exposition au soleil.



L'épilation au laser ou par des sources de lumière intense peut provoquer une plus grande croissance des poils chez certains individus. En se basant sur des données actuellement disponibles, les groupes à plus haut risque sont les femmes de tradition méditerranéenne, du Moyen-Orient et de l'Asie du sud avec les traitements sur le visage et le cou.

8. Épilation durable façon Silk'n SatinGlow

Un cycle de croissance pileaire complet dure en moyenne 18 à 24 mois. Durant cette période, plusieurs séances de Silk'n SatinGlow seront nécessaires pour obtenir des résultats permanents.

L'efficacité de l'appareil varie d'une personne à l'autre et en fonction de la région traitée, de la couleur des poils et de la manière dont l'appareil est utilisé.

Planification de vos séances d'épilation par le Silk'n SatinGlow durant un cycle pileaire complet :

- **Séances 1 à 4 :** Espacées de deux semaines
- **Séances 5 à 7 :** Espacées de quatre semaines
- **Séances 8 et ultérieures :** Selon les besoins, jusqu'à l'obtention du résultat désiré

Résultats escomptés de l'épilation

Types de peau selon Fitzpatrick	Couleur du poil	Fluence optique [J/cm ²]	Surface de la région de traitement ²	Nombre de traitement en moyenne ¹	Efficacité de épilation ¹
I-IV	Brun moyen à brun	2.5 - 4	Jambe ou cuisse	Séance 10 à 12 – aux quatre semaines.	60%
			Bras		50%
			Maillot		60%
			Aisselles		55%

Types de peau selon Fitzpatrick	Couleur du poil	Fluence optique [J/cm ²]	Surface de la région de traitement ²	Nombre de traitement en moyenne ¹	Efficacité de épilation ¹
I - IV	Brun à noir	2.5 - 4	Jambe ou cuisse	Séance 8 à 10 – aux quatre semaines.	70%
			Bras		60%
			Maillot		70%
			Aisselles		65%

1. Le résultat varie d'une personne à l'autre selon le type de poil et les facteurs biologiques pouvant déterminer le cycle de pousse du poil. Certaines personnes obtiendront des résultats plus rapidement ou moins rapidement que le nombre moyen de séances que nous recommandons.

2. On ne peut pas s'attendre à des résultats définitifs en une ou deux séances. La durée du cycle de repos des follicules pileux varie aussi d'une région à l'autre du corps.

9. Lancez-vous !

1. Sortez de la boîte l'épilateur et les autres composants du Silk'n SatinGlow.
2. Vérifiez que l'*ampoule remplaçable* est correctement insérée à l'extrémité de l'appareil et qu'elle n'est pas endommagée.
3. Branchez le cordon de l'adaptateur dans la prise de l'épilateur Silk'n SatinGlow.
4. Branchez l'adaptateur sur une prise secteur. La *diode indicatrice Stand By* s'allume.

Votre Silk'n SatinGlow est prêt à être utilisé.

 Silk'n SatinGlow, un traitement sûr et propre !

 Choisissez les zones à traiter qui n'ont pas été récemment exposées au soleil.

5. La peau de la zone à traiter doit être rasée, propre, sèche et sans résidu de poudre ou de déodorant. Ne pas épiler à la cire ni arracher les poils. Le rasage est une étape importante pour obtenir le résultat escompté.
6. Appuyez sur le *bouton On/Stby*. La *diode indicatrice On* (orange) s'allumera et vous entendrez un bruit de ventilation (semblable au bruit d'un sèche-cheveux).
7. Environ 3 secondes et demie après avoir appuyé sur le *bouton On/Stby*, la *diode indicatrice Ready* (verte) s'allumera. L'appareil est alors prêt à libérer la première impulsion au niveau d'énergie le plus bas.

8. Dans le cas d'une première séance, choisissez le niveau d'énergie. Le Silk'n SatinGlow dispose de 5 niveaux d'énergie allant de 1 (le plus faible) à 5 (le plus élevé). Pour choisir le niveau d'énergie adapté pour votre premier traitement, testez séparément chaque zone à traiter :
 - » Placez la *surface de traitement* sur votre peau puis appuyez sur le *pulsateur* pour émettre une impulsion. Si vous n'avez ressenti aucune gêne anormale, appuyez une fois sur le bouton + *sélecteurs du niveau d'énergie* puis émettez une nouvelle impulsion à un endroit différent au niveau d'énergie 2.
 - » Continuez à augmenter le niveau d'énergie jusqu'à atteindre le plus haut niveau pour lequel sentiez à l'aise. Si après une heure vous ne ressentez aucun effet indésirable, vous pouvez commencer un traitement complet à ce niveau d'énergie.
 - » Répétez ce test pour chaque partie du corps que vous voulez traiter.
9. Réglage du niveau d'énergie. Si vous désirez augmenter ou réduire la puissance, appuyez sur le *sélecteur du niveau d'énergie* à l'aide du « + » et « - » jusqu'à ce que la *diode indicatrice du niveau d'énergie* désiré s'allume (pour plus d'informations, consultez le chapitre « Niveau d'énergie » dans ce manuel).
10. Pressez la *surface de traitement* sur la peau pour que le contact soit régulier. Dès que la *surface de traitement* est complètement en contact avec la peau, la *diode indicatrice Ready* se met à clignoter.
11. Appuyez sur le *pulsateur*. Le dispositif vérifiera tout d'abord la couleur de la peau. Si la couleur de la peau est suffisamment claire pour une application sécuritaire, l'appareil libérera alors une impulsion sur la peau et la *diode indicatrice Ready* s'éteindra.

- » Vous verrez un flash lumineux et simultanément, vous entendrez un léger « bip » à chaque impulsion, ce qui est normal. Vous ressentirez une légère sensation de chaleur et des picotements. Votre appareil Silk'n SatinGlow se rechargera immédiatement entre chaque impulsion.
- » Après 3 secondes et demie, la *diode indicatrice Ready* s'allumera de nouveau.

12. Retirez la *surface de traitement* de la zone de peau traitée.
13. Déplacez la *surface de traitement* sur une autre région de peau à épiler. Les traces de la pression de l'appareil laissées sur votre peau devraient vous aider à vous aligner correctement pour administrer une nouvelle impulsion, évitant de superposer les impulsions ou de trop les espacer.



Il faut administrer les impulsions par rangées, d'une extrémité à l'autre et en procédant de façon systématique par rangées successives. Cette méthode assure un meilleur contrôle des impulsions et vous aide à mieux couvrir la zone en question tout en vous empêchant de superposer des impulsions ou de les administrer trop près les unes des autres dans la même zone.



Évitez de superposer les impulsions !



Ne traitez pas la même zone de peau plus d'une fois par séance !

14. Continuez jusqu'à ce que la zone de traitement soit entièrement couverte.



Si des brûlures ou des cloques apparaissent, arrêtez immédiatement !

9.1. Niveau d'intensité de puissance

Le niveau d'intensité de puissance détermine la puissance de la lumière pulsée administrée dans la peau durant la séance, allant du niveau le plus bas (-) au plus haut (+). En augmentant la puissance, vous obtenez de meilleurs résultats, mais vous augmentez également le risque d'effets secondaires (cf. « Effets secondaires éventuels » plus bas).

Le Silk'n SatinGlow dispose de 5 niveaux d'énergie allant de 1 (le plus faible) à 5 (le plus élevé), représentés par 3 *diodes indicatrices du niveau d'énergie* :

- **Niveau 1 (le plus faible) :** La diode indicatrice à gauche est allumée en permanence.
- **Niveau 2 :** La diode indicatrice à gauche est allumée et celle au centre clignote.
- **Niveau 3 :** Les deux diodes indicatrices à gauche et au centre sont allumées.
- **Niveau 4 :** Les deux diodes indicatrices à gauche et au centre sont allumées et celle à droite clignote.
- **Niveau 5 (le plus élevé) :** Les 3 diodes indicatrices sont allumées en permanence.

Lorsque votre appareil est en état de marche, son niveau d'intensité sera automatiquement positionné par défaut à l'intensité la plus faible. Une seule *diode indicatrice du niveau d'énergie* sera allumée.

Afin de régler la lumière à l'intensité désirée, soit plus élevée ou plus faible, appuyez sur le *sélecteur du niveau d'énergie* à l'aide du « + » et « - » jusqu'à ce que la diode indicatrice correspondante à l'intensité que vous voulez s'allume.


9.2. L'analyseur de couleur de peau

L'épilation qui repose sur la lumière pulsée ne convient pas à la peau naturellement foncée et comporte des risques d'effets secondaires, notamment des risques de brûlure, phlyctène et décoloration de la peau (hyper ou hypopigmentation).

Pour éviter une utilisation inappropriée, l'appareil est muni d'un procédé exclusif de sécurité, un *analyseur de couleur de peau*, qui permet de vérifier la pigmentation de la peau au début de chaque séance et de temps en temps au cours de la séance. Si l'*analyseur* détecte que la peau est trop foncée, l'appareil ne pourra plus émettre d'impulsion lumineuse.

Si vous ne voyez aucune impulsion de lumière et que la *diode indicatrice de couleur de peau* se met à clignoter, cela signifie que votre couleur de peau, mesurée par l'*analyseur*, est trop foncée pour une application sécuritaire. Changez de zone de traitement ou vérifiez avec le Service d'aide de Silk'n.

9.3. Pulsation et glissement



La pulsation est la meilleure technique pour travailler à des niveaux d'énergie plus élevés.

- Appuyez la *surface de traitement* contre votre peau. Travaillez en lignes (soit en travers soit vers le bas comme représenté sur l'image). Commencez à une extrémité de chaque ligne et progressez vers l'autre extrémité.

- La *surface de traitement* crée des marques de pression temporaires sur la zone traitée de sorte que vous puissiez voir les zones que vous avez traitées.
- Après chaque impulsion, déplacez la *surface de traitement* vers l'endroit suivant. Continuez à faire cette action d'impulsion pour la zone que vous traitez.
- Veuillez éviter les écarts ou les chevauchements lors de l'utilisation de l'appareil.

Leglissement est la meilleure technique pour travailler à des niveaux d'énergie plus faibles.

- Appuyez fermement la *surface de traitement* contre votre peau et glissez lentement sur votre peau (soit en travers soit vers le bas, comme indiqué sur l'image). Assurez-vous que la *surface de traitement* est toujours en contact avec votre peau.
- A des niveaux d'énergie bas, l'appareil n'a besoin que de 1 à 3,5 secondes pour se recharger entre les impulsions. Cela délivre une série continue d'impulsions.
- Faites glisser à une certaine vitesse de manière à éviter les creux ou chevauchements.
- ! Ne pas appliquer dans la même zone plus d'une fois par séance d'épilation.
- ! Cessez immédiatement l'utilisation en cas d'inconfort.

9.4. À quoi faut-il s'attendre avec le Silk'n SatinGlow ?

Il se peut que l'utilisation domestique du Silk'n SatinGlow représente pour bon nombre de personnes une nouvelle expérience en matière d'épilation par la lumière. Le Silk'n SatinGlow est facile à manier et les séances d'épilation se font rapidement. Voici ce qu'il est normal de voir, d'entendre ou de sentir durant une séance :

- **Bruit de ventilateur :** Le ventilateur de refroidissement du Silk'n SatinGlow fait un bruit ressemblant au bruit d'un sèche-cheveux. Cela est normal.
- **Bip à chaque flash :** À l'activation d'une impulsion de HPL™, un léger bruit accompagne le flash lumineux.
- **Pression modérée de la surface de traitement :** Nécessaire et utile pour la positionner correctement sur la zone connexe ; c'est une exclusivité du dispositif de sécurité de Silk'n SatinGlow.
- **Sensation de chaleur et picotements :** Il est normal de ressentir à chaque impulsion une sensation modérée de chaleur et des picotements résultant de l'énergie de la lumière.
- **Peau légèrement rougie ou rosie :** Juste après l'utilisation ou dans les 24 heures suivantes, il n'est pas rare de voir que la peau est légèrement rouge ou rose, notamment autour des poils.
- **!** Si des rougeurs évidentes, des cloques ou brûlures apparaissent, arrêtez l'utilisation du Silk'n SatinGlow immédiatement.

9.5. Après la séance par le Silk'n SatinGlow

- A la fin de votre séance de Silk'n SatinGlow, éteignez votre appareil en appuyant sur le *bouton On/Stand By*. Tous les voyants s'éteindront et la *diode indicatrice Stand By* s'allumera (assurez-vous de retenir le dernier niveau de puissance utilisé, car il ne sera pas rétabli lorsque vous rallumerez votre appareil).
- Débranchez l'adaptateur de la prise secteur.
- Nous vous recommandons de nettoyer votre Silk'n SatinGlow après chaque séance, en particulier la *surface de traitement* (voir "10.1. Nettoyage du Silk'n SatinGlow").
- Après le nettoyage de votre appareil, nous vous recommandons de le ranger dans sa boîte et de le tenir éloigné de toute source d'eau.

Soins de la peau après votre séance d'épilation:

- ☀ N'exposez pas les zones traitées au soleil. Protégez votre peau avec de l'écran solaire tout au long du traitement et au moins deux semaines après la dernière séance d'utilisation de votre appareil Silk'n SatinGlow.

10. Maintenance

10.1. Nettoyage du Silk'n SatinGlow


Nous vous recommandons de nettoyer votre Silk'n SatinGlow après chaque séance, en particulier la *surface de traitement*.

- Débranchez l'appareil avant de le nettoyer.
- Utilisez un chiffon propre et sec et un nettoyant spécialement formulé pour les équipements électroniques \ pour essuyer délicatement l'appareil Silk'n SatinGlow et surtout sa *surface de traitement*.
- ! Ne trempez jamais votre appareil Silk'n SatinGlow ou l'un de ses composants dans l'eau !

10.2. Remplacement de l'ampoule remplaçable

L'*ampoule remplaçable* du Silk'n SatinGlow a une capacité définie d'impulsions lumineuses. L'intensité des pulsations est uniquement définie par le réglage du niveau de puissance de l'appareil. Il n'y a pas de baisse du niveau d'énergie pendant toute la durée de vie utile de l'*ampoule remplaçable*.


- Lorsqu'il ne reste que 100 impulsions lumineuses dans l'*ampoule remplaçable*, la *diode indicatrice de remplacement de l'ampoule* clignotera sur le *panneau de commande* pour avertir que l'*ampoule remplaçable* devra être changée prochainement.
- À mesure que le nombre d'impulsions lumineuses restantes de l'*ampoule remplaçable* diminue, la *diode indicatrice de remplacement de l'ampoule* clignotera de plus en plus vite.

- Lorsque toutes les impulsions lumineuses de l'*ampoule remplaçable* ont été émises, la *diode indicatrice de remplacement de l'ampoule* restera allumée pour vous avertir qu'aucune autre impulsion ne peut être émise.
- Pour continuer votre épilation, vous devez remplacer l'*ampoule remplaçable*.
-  Une *ampoule remplaçable* doit aussi être remplacée si de grandes taches apparaissent à l'intérieur ou si sa *surface de traitement* est cassée. Pour les pièces de rechange, veuillez contacter le service à la clientèle.

FR

Pour changer l'*ampoule remplaçable*:

1. Appuyez sur le *bouton On/Standby* de votre Silk'n SatinGlow pour le mettre en mode veille.
2. Débranchez l'adaptateur de la prise secteur.
3. Saisissez l'ampoule utilisée des deux côtés, tirez-la pour la faire sortir de la douille et jetez-la avec vos ordures ménagères.
4. Déballez une nouvelle *ampoule remplaçable*.
5. Insérez la nouvelle *ampoule remplaçable* en la poussant doucement en place.

 Après avoir changé l'*ampoule remplaçable*, réglez toujours le niveau d'énergie un niveau plus bas qu'à votre habitude. Revenez à votre niveau de puissance habituel seulement si vous n'avez ressenti aucune gêne anormale pendant ou après votre traitement.

11. Dépannage

11.1. Mon Silk'n SatinGlow ne démarre pas

- Assurez-vous que l'adaptateur est correctement branché à l'appareil Silk'n SatinGlow.
- Assurez-vous que l'adaptateur est correctement branché sur une prise secteur murale.

11.2. Il n'y a pas d'impulsion, lorsque j'appuie sur le Pulsateur

Assurez-vous que la *diode indicatrice Ready* clignote pour garantir un bon contact avec la peau et que la *surface de traitement* est appuyée uniformément et fermement sur la peau. Pour votre sécurité, le *pulsateur* sera en mesure de libérer une impulsion uniquement si la *surface de traitement* est fermement pressée contre la peau.

- Vérifiez la *diode indicatrice de couleur de peau*. Si elle clignote, cela signifie que votre couleur de peau, mesurée par l'*analyseur*, est trop foncée pour une application sécuritaire. Changez de zone de traitement ou vérifiez avec le Service d'aide de Silk'n.
- Vérifiez la *diode indicatrice du remplacement de l'ampoule*. Si elle est allumée, débranchez votre appareil et changez l'*ampoule remplaçable*.

- Assurez-vous que la *diode indicatrice Ready* est allumée.
 - » Si au bout de 10 secondes, la *diode indicatrice Ready* reste éteinte, éteignez et rallumez votre Silk'n SatinGlow en appuyant deux fois de suite sur le *bouton On/Stby*.
 - » Si le problème persiste, contactez le service client Silk'n de votre région.
- Vérifiez la *diode indicatrice du fonctionnement de l'appareil*.
 - » Si la lumière est allumée, éteignez et rallumez votre Silk'n SatinGlow en appuyant deux fois de suite sur le *bouton On/Stby*.
 - » Si le problème persiste, contactez le service client Silk'n de votre région.
- ! N'essayez pas d'ouvrir ou de réparer vous-même votre Silk'n SatinGlow. Seuls les centres de réparation agréés sont habilités à effectuer des réparations.
- ! Ouvrir votre Silk'n SatinGlow vous exposerait à de dangereux composants électriques et à l'énergie de la lumière pulsée, pouvant causer de graves dommages corporels et/ou des blessures oculaires irréversibles.

Ouvrir votre Silk'n SatinGlow comporte des risques d'endommager l'appareil et annulera votre garantie. Veuillez contacter le service client Silk'n si votre appareil est cassé ou endommagé et nécessite une réparation.

12. Service à la clientèle

Consultez notre site web pour plus d'informations : www.silkn.eu. Ce mode d'emploi est également à votre disposition en version PDF, téléchargeable à partir du site www.silkn.eu. Contactez le Service à la clientèle pour signaler une opération ou un événement inattendus, ou tout autre problème lié à votre appareil. Nos coordonnées sont les suivantes :

Pays	Numéro du service	E-mail
Belgique	0900-25006	serviceconsommateurbe@silkn.eu
France	0891-655557	serviceconsommateurfr@silkn.eu
Allemagne	089 51 23 44 23	kundenservice@inno-essentials.de
Italie		servizioclientiit@silkn.eu
Pays-Bas	0900-2502217	klantenserviceni@silkn.eu
Espagne	807088200	servicioalcliente@silkn.eu
Royaume-Uni	0906-2130009	customer-careuk@silkn.eu
États-Unis et Canada	1-877-367-4556	contact@silkn.com
Autres pays	+31 (0)180-330 550	info@silkn.com

13. Garantie

Veillez vous reporter à votre carte de garantie Silk'n.

14. Élimination







Aidez à protéger l'environnement. Ne jetez pas votre appareil avec les ordures ménagères et assurez-vous de respecter les lois de votre pays concernant l'élimination des articles électriques.

15. Spécifications

Taille du point d'impact		1,3 cm x 3 cm [3,9cm ²]
Vitesse		1 impulsion aux 3 secondes et demie : 1,1 cm ² / sec
Technologie		Home Pulsed Light™
Puissance maximale		Max 4J/cm ²
Longueur d'onde		475-1200nm
Temps de charge / Source d'énergie		Fonctionnement continu
Installation électrique requise		100-240 VAC, 0,9A
Maniement et sécurité		L'analyseur de couleur de peau assure une utilisation sécuritaire.
Dimensions de l'emballage		22cm x 22cm x 13,5cm
Poids de l'appareil		0,35kg
Température	Fonctionnement	10 to 40°C
	Stockage	-40 to +70°C
Humidité relative	Fonctionnement	30 to 75% HR
	Stockage	10 to 90% HR
Pression atmosphérique	Fonctionnement	700 to 1060 hPa
	Stockage	500 to 1060 hPa

16. Signes et symboles

	Les produits qui portent ce symbole sont conformes aux exigences des directives de l'UE.
	Classe II. L'adaptateur est protégé contre les chocs électriques grâce à une double isolation.
IP30	L'appareil est protégé contre la pénétration d'objets de plus de 2,5 mm de diamètre, des doigts par exemple, pour protéger contre les chocs électriques.
	Ne pas utiliser dans des environnements humides.
	Ne pas jeter avec les déchets ménagers. Éliminer conformément aux lois de votre pays et aider à protéger l'environnement. En conformité avec la directive DEEE.

Copyright 2017 © Home Skinovations Ltd.

Alle rechten voorbehouden.

Juridische kennisgeving

Home Skinovations behoudt zich het recht voor om wijzigingen door te voeren aan haar producten of specificaties teneinde de prestaties, de betrouwbaarheid en/of de produceerbaarheid te verbeteren. De informatie verschaft door Home Skinovations Ltd wordt op het moment van publicatie geacht accuraat en betrouwbaar te zijn. Echter, Home Skinovations aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het gebruik ervan. Er wordt geen licentie verleend bij implicatie of anderszids, op grond van welk patent of patentrecht van Home Skinovations Ltd dan ook.

Niets van dit document mag worden verveelvoudigd of openbaar gemaakt, in welke vorm of op welke wijze dan ook, elektronisch of mechanisch, voor welk doeleinde dan ook, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Home Skinovations Ltd. De gegevens kunnen worden gewijzigd zonder voorafgaande kennisgeving.

Home Skinovations heeft patenten en lopende patentaanvragen, handelsmerken, auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten die de onderwerpen in dit document dekken. Het verkrijgen van dit document geeft u geen enkele licentie voor het gebruik deze patenten, handelsmerken, auteursrechten of welke andere intellectuele eigendomsrechten dan ook, tenzij expliciet vermeld in een schriftelijke toestemming van Home Skinovations Ltd. De specificaties kunnen worden gewijzigd zonder voorafgaande kennisgeving.

SILK'N en het SILK'N-logo zijn gedeponeerde handelsmerken van Home Skinovations Ltd, Tavor Building, Shaar Yokneam POB 533, Yokneam 2069206, ISRAËL www.silkn.eu of www.silkn.com, info@silkn.com.

NL

Inhoudsopgave

1. Voordat u begint	99
2. Beoogd gebruik van Silk'n SatinGlow	101
3. Veiligheid bij Silk'n SatinGlow	101
4. Contra-indicaties.....	103
5. Gebruik Silk'n SatinGlow niet als:.....	108
6. Vermijd gebruik van Silk'n SatinGlow als een van de volgende omstandigheden van toepassing is:	109
7. Eventuele bijwerkingen bij het gebruik van Silk'n SatinGlow	110
8. Langdurige ontharing met Silk'n SatinGlow	112
9. Aan de slag!	114
10. Onderhoud van Silk'n SatinGlow	122
11. Probleemoplossing.....	125
12. Klantenservice.....	127
13. Garantie	128
14. Verwijdering.....	128
15. Specificaties.....	129
16. Tekens en symbolen	130

Leest u a.u.b. deze gebruiksaanwijzing geheel door voordat u het Silk'n SatinGlow apparaat voor de eerste keer gebruikt. Lees vooral de secties met betrekking tot gebruiksvoorschriften, bediening en nabehandeling aandachtig door. Wij raden u aan voor elk gebruik van het Silk'n SatinGlow apparaat deze gebruiksaanwijzing opnieuw te raadplegen. Silk'n SatinGlow is een krachtig apparaat. Daarom moet er tijdens het gebruik goed op de veiligheid gelet worden. Lees alle waarschuwingen en veiligheidsvoorschriften voordat u Silk'n SatinGlow in gebruik neemt, en volg deze zorgvuldig op tijdens gebruik.

1. Voordat u begint

Silk'n SatinGlow is een apparaat voor lange-termijnontharing op basis van lichtflitsen, dat ontworpen is voor thuisgebruik.

1.1. Beschrijving van het Silk'n SatinGlow apparaat

Uw Silk'n SatinGlow bestaat uit een ontharingsapparaat met een *bedieningspaneel* en een *verwisselbare lampcartridge*. Op het handvat van de Silk'n SatinGlow ontharingsapparaat vindt u de *pulstoets*. De *verwisselbare lampcartridge* bevindt zich aan het uiteinde van de ontharingsapparaat.

1.2. Inhoud verpakking

Na het openen van de verpakking van het Silk'n SatinGlow apparaat vindt u de volgende onderdelen:

- Silk'n SatinGlow ontharingsapparaat
- Een adapter
- Deze gebruiksaanwijzing

Raadpleeg het diagram aan de voorkant van de handleiding om de verschillende functies te zien.

- | | |
|-------------------------------|--|
| 1 Bedieningspaneel | 8 Huidskleurwaarschuwingindicatielampje |
| 2 Verwisselbare lampcartridge | 9 Lampcartridge-
vervangingsindicatielampje |
| 3 Behandelingsoppervlak | 10 Energieniveau-instellingstoetsen |
| 4 Huidskleursensor | 11 Aan-indicatielampje |
| 5 Pulstoets | 12 Aan/Stby-knop |
| 6 Adapterkabelaansluiting | 13 Standby-indicatielampje |
| 7 Gereed-indicatielampje | 14 Energieniveau-indicatielampjes |
| | 15 Systeemwaarschuwingindicatielampje |

1.3. De verwisselbare lampcartridge

De Silk'n SatinGlow universele *verwisselbare lampcartridges* kunnen een beperkt en van tevoren ingesteld aantal lichtimpulsen afgeven (ongeacht het Energieniveau van deze impulsen). Ter informatie - Een volledige serie behandelingen van het gehele lichaam vereist meestal 7000-10.000 lichtimpulsen. Het type verwisselbare lampcartridge dat met het systeem is meegeleverd en het aantal lichtimpulsen dat het bevat, staat vermeld op de verpakking van jouw Silk'n SatinGlow.

2. Beoogd gebruik van Silk'n SatinGlow

Silk'n SatinGlow is bedoeld voor de verwijdering van ongewenste haargroei. Silk'n SatinGlow is ook bedoeld om lange-termijn of permanente vermindering van haargroei te bewerkstelligen. Permanente vermindering van haargroei wordt gedefiniëerd als een stabiele vermindering op de lange termijn van het aantal haren dat weer aangroeit na een reeks behandelingen.

Silk'n kan gebruikt worden voor het verwijderen van ongewenst lichaamshaar.

De lichaamsdelen waarop Silk'n SatinGlow het beste werkt zijn oksels, bikinilijn, armen, benen, schouders en borstkas.

3. Veiligheid bij Silk'n SatinGlow

Bij Silk'n SatinGlow staat veiligheid voorop.

Met de Home Pulsed Light™ technologie kunnen ontharingsresultaten op lange termijn bereikt worden met slechts een fractie van het energieniveau dat gebruikt wordt bij andere op lichtflitsen gebaseerde ontharingsapparatuur. Het lage energieniveau dat Silk'n SatinGlow gebruikt verkleint de kans op beschadigingen of complicaties, en draagt bij aan uw algemene veiligheid.

Silk'n SatinGlow beschermt uw huid

Ontharing op basis van lichtflitsen is niet geschikt voor een van nature donkere huid of een door de zon gebruinde huid. De Silk'n SatinGlow heeft een ingebouwde *huidskleursor*, die ontworpen is om de teint van het gedeelte van de huid waarop het apparaat gebruikt wordt te meten. Dit unieke beveiligingsmechanisme voorkomt dat u het apparaat gebruikt op plaatsen waar uw huid te donker of te gebruind is.

Het *behandelingsoppervlak* waar de lichtpuls doorheen gezonden worden, is ver binnenin de *verwisselbare lampcartridge* aangebracht. Op deze manier kan Silk'n SatinGlow uw huid beschermen door direct contact tussen het *behandelingsoppervlak* en de huid te vermijden.


Silk'n SatinGlow beschermt uw ogen

Het Silk'n SatinGlow apparaat is voorzien van een ingebouwde veiligheidsmaatregel ter bescherming van uw ogen. Het apparaat is zo ontworpen dat er geen lichtpuls uitgezonden kan worden wanneer het *behandelingsoppervlak* niet tegen de huid gehouden wordt. Door deze veiligheidsschakelaar is behandeling alleen mogelijk wanneer het *behandelingsoppervlak* tegen de huid aan gehouden wordt.

4. Contra-indicaties

Silk'n SatinGlow is niet voor iedereen geschikt. Lees de volgende informatie a.u.b. aandachtig door om te beslissen of Silk'n SatinGlow voor u geschikt is of niet. Voor meer informatie en persoonlijk advies kunt u ook www.silkn.eu of uw plaatselijke Silk'n website bezoeken.

Als u er niet zeker van bent of het gebruik van Silk'n SatinGlow voor u veilig is, vraag het dan na bij uw arts of dermatoloog!

Waarschuwing	Mogelijke resultaten	Veiligheidsadvies
<p data-bbox="111 391 350 464">Gebruik Silk'n SatinGlow niet op een van nature donkere huidskleur.</p> <p data-bbox="246 479 329 500">Niet veilig!</p>  <p data-bbox="111 578 344 629">Zie huidskleurenkaart op de binnenvpakking.</p>	<p data-bbox="370 391 666 495">Behandeling van donkere huid met Silk'n SatinGlow kan leiden tot bijwerkingen zoals roodheid en huidirritatie.</p>	<p data-bbox="681 391 919 681">Een unieke <i>huidskleursor</i> is ingebouwd in Silk'n SatinGlow om de kleur van de behandelde huid te meten aan het begin van iedere sessie en regelmatig tijdens de sessie. De <i>huidskleursor</i> garandeert dat impulsen alleen worden uitgezonden op geschikte huidtinten.</p>

NL

Waarschuwing	Mogelijke resultaten	Veiligheidsadvies
<p>Gebruik Silk'n SatinGlow niet op zongebruinde huid of na recente blootstelling aan de zon (inclusief zonnebanken). Behandelde gebieden niet blootstellen aan de zon.</p>	<p>Behandeling met Silk'n SatinGlow voor of na blootstelling aan de zon kan leiden tot bijwerkingen zoals roodheid en huidirritatie. Vooral zongebruinde huid na blootstelling aan de zon bevat grote hoeveelheden van het pigment melanine. Dit geldt voor alle huidtypes en huidskleuren, inclusief degene die niet zo snel lijken te bruinen.</p> <p>De aanwezigheid van grote hoeveelheden melanine stelt de huid bloot aan een hoger risico bij het gebruik van een op licht gebaseerde methode voor ontharing.</p>	<p>Vermijd blootstelling aan de zon gedurende 4 weken voorafgaand aan je Silk'n SatinGlow behandeling! Blootstelling aan de zon omvat voortdurende en onbeschermd blootstelling aan direct zonlicht langer dan 15 minuten, of voortdurende en onbeschermd blootstelling aan diffuus zonlicht gedurende 1 uur. Om recent behandelde huid te beschermen bij blootstelling aan de zon, dien je ervoor te zorgen een zonnfilter van SPF 30 of hoger aan te brengen, gedurende 2 weken na iedere ontharingssessie.</p>

Waarschuwing	Mogelijke resultaten	Veiligheidsadvies
<p>Gebruik Silk'n SatinGlow nooit rond of bij de ogen.</p>	<p>Alhoewel Silk'n SatinGlow gebruikt kan worden voor de behandeling van gezichtshaar, dient het gezicht extra voorzichtig behandeld te worden om de ogen te vermijden.</p> <p>Mogelijke gevaarlijke optische straling wordt uit dit apparaat afgegeven. Kijk niet naar de bedieningslamp. Oogschade kan resulteren.</p>	<p>Silk'n SatinGlow heeft een ingebouwde veiligheidsfunctie voor oogbescherming. Het is zodanig ontworpen dat er geen lichtpuls uitgegeven kan worden als het <i>behandelingsoppervlak</i> naar de open lucht gericht is. De veiligheidsknop zorgt ervoor dat behandeling alleen mogelijk is als het <i>behandelingsoppervlak</i> in contact is met weefsel.</p>
<p>Niet gebruiken op tatoeages of permanente make-up, donkerbruine of zwarte vlekken, (zoals grote sproeten, moedervlekken of wratten), tepels, geslachtsdelen of lippen.</p>	<p>Behandeling met Silk'n SatinGlow van een gebied dat donkergekleurd is of meer pigment bevat, kan leiden tot bijwerkingen zoals brandwonden, blaren en veranderingen in huidskleur (hyper- of hypopigmentatie).</p>	<p>Bedek het gebied met materiaal dat het licht niet absorbeert, zoals een witte doek of witte medische tape.</p>

Waarschuwing	Mogelijke resultaten	Veiligheidsadvies
Niet gebruiken op actief eczeem, psoriasis, leasies, open wonden of infecties (koortslip), abnormale huidcondities door systemische of metabolische ziektes (bijvoorbeeld diabetes).	Op licht gebaseerde behandelingen kunnen bijwerkingen veroorzaken op gebieden die al gevoelig zijn.	Wacht totdat het aangetaste gebied geheel is voordat je Silk'n SatinGlow gebruikt.
Een behandelgebied dat in het verleden uitbraak van herpes heeft gehad.	Op licht gebaseerde behandelingen kunnen bijwerkingen veroorzaken op gebieden die al gevoelig zijn.	Raadpleeg je arts voor preventieve behandeling voor het gebruik van Silk'n SatinGlow.
Niet met Silk'n SatinGlow behandelen als je zwanger bent of borstvoeding geeft.	Hormonale veranderingen tijdens zwangerschap kunnen huidgevoeligheid en het risico op bijwerkingen doen toenemen.	
Niet gebruiken op gebieden waar je haar wilt laten groeien.	Resultaten zijn blijvend.	

Waarschuwing	Mogelijke resultaten	Veiligheidsadvies
<p>Houd Silk'n SatinGlow uit de buurt van water! Silk'n SatinGlow niet op een plek neerleggen waar het in een wasbak, gootsteen of ander waterhoudend vat kan vallen of geduwd of gelegd kan worden.</p>	<p>Dit kan ernstige elektrocutie veroorzaken.</p>	<p>Silk'n SatinGlow niet gebruiken: tijdens het baden of als het vochtig of nat kan worden. Onmiddellijk de stekker verwijderen als het in het water is gevallen.</p>
<p>Probeer je Silk'n SatinGlow apparaat niet te openen of te repareren.</p>	<p>Het openen van Silk'n SatinGlow kan je blootstellen aan gevaarlijke elektrische onderdelen en gepulseerde lichtenergie, die ernstig lichamenteel letsel en/of blijvend oogletsel kunnen veroorzaken. Het kan ook het apparaat beschadigen en de garantie laten vervallen.</p>	<p>Neem contact op met Silk'n™ klantenservice als je een kapot of beschadigd apparaat hebt dat gerepareerd dient te worden.</p>



5. Gebruik Silk'n SatinGlow niet als:

Als de <i>verwisselbare lampcartridge</i> beschadigd is, of als het <i>behandelingsoppervlak</i> gebarsten is of als er stukjes vanaf zijn gebroken of als het ontbreekt.		Stop onmiddellijk met het gebruik en neem contact op met Silk'n klantenservice.
de hulpstukken of accessoires worden niet aanbevolen door Home Skinovations Ltd.		
het heeft een beschadigd snoer of stekker.	Houd het elektriciteits snoer uit de buurt van verwarmde oppervlakken.	
je ziet of ruikt rook tijdens het gebruik.		
het werkt niet goed of het lijkt beschadigd.		
de <i>huidskleursensor</i> is gebarsten of kapot.		
het omhulsel is gebarsten of valt uit elkaar.		

6. Vermijd gebruik van Silk'n SatinGlow als een van de volgende omstandigheden van toepassing is:

Geschiedenis van littekenvorming.	Raadpleeg je arts voor gebruik van de Silk'n SatinGlow.
Als je last hebt van epilepsie.	
Als je een fotosensitiviteitsaandoening hebt, zoals porfyrie, polymorfe lichterupties, solar urticaria, lupus, etc.	
Als je een geschiedenis hebt van huidkanker of gebieden met mogelijke kwaadaardige tumoren.	
Als je in de laatste 3 maanden bestralings- of chemotherapiebehandelingen hebt ondergaan.	
Als je een andere aandoening hebt waardoor je arts vindt dat het voor jou onveilig is om behandeld te worden.	
Raadpleeg je arts als je huid in de afgelopen 6 maanden behandeld is met voorgeschreven medicatie.	

NL

7. Eventuele bijwerkingen bij het gebruik van Silk'n SatinGlow

Wanneer het apparaat volgens de aanwijzingen gebruikt wordt, komen bijwerkingen en complicaties bij het gebruik van Silk'n SatinGlow zelden voor. Aan elke cosmetische procedure, ook de procedures die bestemd zijn voor thuisgebruik, zit echter een bepaald risico vast. Daarom is het belangrijk dat u de risico's en complicaties begrijpt die op kunnen treden bij het gebruik van ontharingssystemen met gepulseerd licht voor thuisgebruik.

Bijwerking

Lichte huidirritatie

Hoewel thuisbehandelingen voor ontharing met lichtimpulsen over het algemeen goed verdragen worden, voelen de meeste gebruikers een lichte irritatie tijdens gebruik, meestal omschreven als een licht stekende sensatie op de behandelde gebieden van de huid. Het stekende gevoel blijft meestal tijdens de behandeling zelf of een paar minuten daarna. Alles wat erger is dan deze lichte irritatie is abnormaal en betekent dat je moet stoppen met het gebruik van Silk'n SatinGlow omdat je niet in staat bent de ontharingstoepassing te verdragen, of omdat de instelling van het energieniveau te hoog is.

Roodheid van de huid

De huid kan rood worden, meteen na gebruik van Silk'n SatinGlow of binnen 24 uur na gebruik van Silk'n SatinGlow. Roodheid trekt meestal binnen 24 uur weg. Raadpleeg je arts als de roodheid niet binnen 2 of 3 dagen is weggetrokken.

Toegenomen gevoeligheid van de huid

De huid of het behandelde gebied is gevoeliger dus je kunt droogte of verschildering van de huid ervaren.

Bijwerking

Veranderingen in pigment

Silk'n SatinGlow richt zich op de haarschacht en dan vooral de gepigmenteerde cellen in het haarzakje en het haarzakje zelf. Desalniettemin is er een risico van tijdelijke hyperpigmentatie (verhoogd pigment of bruine verkleuring) of hypopigmentatie (verbleken) van de huid rondom. Het risico op veranderingen in de huidpigmentatie is groter bij mensen met donkere huidskleuren. Meestal zijn verkleuringen of veranderingen in huidpigment tijdelijk en permanente hyperpigmentatie of hypopigmentatie komen zelden voor.

Overmatige roodheid en zwelling

In zeldzame gevallen kan de behandelde huid zeer rood en gezwollen worden. Dit is meer gebruikelijk op gevoelige gedeeltes van het lichaam. De roodheid en zwelling dienen binnen 2 tot 7 dagen te verminderen en dienen behandeld te worden met regelmatig aanbrengen van ijs. Voorzichtige reiniging is mag, maar blootstelling aan de zon dient vermeden te worden.

NL



Ontharing met behulp van lasers of intense lichtbronnen kan bij sommige personen leiden tot een toegenomen haargroei. Op basis van de thans beschikbare gegevens, lopen vrouwen van Mediterraan, Midden-Oostelijke en Zuid-Aziatische afkomst die hun gezicht of nek behandelen, het grootste risico op deze reactie.

8. Langdurige ontharing met Silk'n SatinGlow

Over het algemeen duurt een complete haargroeycyclus 18-24 maanden. Gedurende deze periode kunnen meerdere Silk'n SatinGlow behandelingen nodig zijn om permanente ontharing te bereiken. De effectiviteit van de ontharing varieert van persoon tot persoon en hangt af van het lichaamsdeel, de haarkleur en hoe de Silk'n SatinGlow gebruikt wordt.

Een algemeen Silk'n SatinGlow behandelingsplan gedurende een complete haargroeycyclus:

- **Behandelingen 1-4:** Plan tussenpozen van twee weken
- **Behandelingen 5-7:** Plan tussenpozen van vier weken
- **Behandelingen 8 +:** Behandelen indien nodig, totdat gewenste resultaten zijn bereikt.

Verwachte behandelingsresultaten voor ontharing

Fitzpatrick huidtype	Haarkleur	Energieniveau [J/cm ²]	Anatomisch lichaamsdeel ²	Gemiddeld aantal behandelingen ¹	Effectiviteit van ontharing ¹
I-IV	Lichtbruin tot bruin	2,5 - 4	Onder- of bovenbenen	10-12 behandelingen, ca. vier weken tussentijd.	60%
			Armen		50%
			Binilijn		60%
			Okseel		55%

Fitzpatrick huidtype	Haarkleur	Energieniveau [J/cm ²]	Anatomisch lichaamsdeel ²	Gemiddeld aantal behandelingen ¹	Effectiviteit van ontharing ¹
I-IV	Bruin tot zwart	2,5-4	Onder- of bovenbenen	8-10 behandelingen, ca. vier weken tussentijd.	70%
			Armen		60%
			Binilijn		70%
			Okseel		65%

1. Individuele reactie is afhankelijk van zowel haartype als biologische factoren die haargroei patronen kunnen beïnvloeden. Sommige patiënten kunnen sneller of langzamer reageren dan het gemiddelde aantal behandelingen.

2. Men kan geen epilatie op lange termijn verwachten op basis van één of twee behandelingen. De duur van de rustperiode van de haarzakjes is ook afhankelijk van het lichaamsdeel.

9. Aan de slag!

1. Verwijder Silk'n SatinGlow ontharingsapparaat en alle onderdelen uit de doos.
2. Verifieer dat de *verwisselbare lampcartridge* op de juiste wijze in de top van het apparaat is geplaatst en dat hij niet beschadigd is.
3. Sluit de adapterkabel aan op de *adapterkabelaansluiting* van de Silk'n SatinGlow ontharingsapparaat.
4. Sluit de adapter aan op een stopcontact. Het *standby-indicatielampje* gaat aan.



Je Silk'n SatinGlow is klaar om aan het werk te gaan.



Kies behandelgebieden die niet onlangs aan de zon zijn blootgesteld.

5. De huid van de behandelgebieden dient geschoren, schoon, droog en vrij van poeder, antiperspirant of deodorant te zijn. Het haar niet waxen, uittrekken of met een pincet verwijderen. Scheren is een belangrijke stap op weg naar het gewenste resultaat!
6. Druk op de *aan/Stby-knop*. Het *aan-indicatielampje* (oranje) gaat aan en het geluid van een ventilator is te horen (lijkt op het geluid van een haardroger).
7. Ongeveer 3,5 seconden na het indrukken van de *aan/Stby-knop*, gaat het *gereed-indicatielampje* (groen) branden. Het apparaat is dan klaar om de eerste lichtpuls op het laagste energieniveau af te geven.

8. Als dit jouw eerste behandeling is - Kies het energieniveau. Silk'n SatinGlow biedt 5 energieniveaus van 1 (het laagste) tot 5 (het hoogste). Om het juiste energieniveau voor je eerste behandeling te kiezen, gaag ieder behandelgebied afzonderlijk testen:
 - » Plaats het *behandelingsoppervlak* op de huid en druk op de *pulstoets* om een lichtpuls af te geven. Als je geen abnormale irritatie ervaar, druk je eenmaal op de + *energieniveau-instellingstoets* geef je een lichtpuls op een andere plek op energieniveau 2.
 - » Ga door met testen met toenemend energieniveau totdat je het hoogste niveau hebt bereikt waarbij je je prettig voelt. Als je binnen één uur geen bijwerkingen hebt, kun je een volledige behandeling beginnen op dat energieniveau.
 - » Herhaal deze test voor ieder lichaamsdeel dat je wilt behandelen.
9. Stel het energieniveau in. Als het energieniveau hoger moet zijn dan het laagste, druk dan op de *energieniveau-instellingstoets* met gebruik van de “-” of “+” om het energieniveau respectievelijk te verlagen of verhogen, totdat het gewenste energieniveau is ingesteld en aangegeven wordt door 3 *energieniveau-indicatielampjes* (Voor details, zie het hoofdstuk “Energieniveau” in deze gebruiksaanwijzing).
10. Plaats het *behandelingsoppervlak* op de huid en zorg dat de huid glad en gelijk is. Zodra het *behandelingsoppervlak* volledig contact met de huid maakt, zal het *gereed-indicatielampje* gaan knipperen.

11. Druk op de *pulstoets*. Het apparaat zal eerst de kleur van je huid bepalen. Als de kleur van je huid licht genoeg is voor veilige toepassing, zal het apparaat een lichtpuls op je huid flitsen en het *gereed-indicatielampje* gaat uit.
 - » Je ziet een heldere lichtflits en tegelijkertijd hoor je een zacht plopgeluid, wat een normaal geluid is voor het apparaat. Je ervaart een mild warm en tintelend gevoel. Silk'n SatinGlow zal onmiddellijk herladen voor de volgende impuls.
 - » Na 3,5 seconden gaat het *gereed-indicatielampje* weer aan.
12. Verwijder het *behandelingsoppervlak* van het behandelde gedeelte van de huid.
13. Verplaats het *behandelingsoppervlak* naar een ander gedeelte van de huid. Gebruik de druktekens die het apparaat zojuist op je huid heeft gemaakt om je te leiden naar de juiste plaatsing voor de volgende impuls, zodat er geen gaten en geen overlappingsen tussen impulsen ontstaan.



Silk'n SatinGlow impulsen dienen in rijen aangebracht te worden, te beginnen met een kant van iedere rij en ononderbroken doorgaand naar het andere einde. Deze techniek zorgt voor betere beheersing van huiddekking en helpt te vermijden dat hetzelfde gedeelte vaker dan één keer behandeld wordt of dat huidgebieden elkaar overlappen.



Probeer het overlappen van impulsen te vermijden!



Behandel hetzelfde gebied op de huid niet vaker dan een keer per ontharingssessie!



Herhaal het proces totdat het gehele behandelgebied is gedaan.



Als je huid blaren krijgt of brandt, het gebruik onmiddellijk stoppen!

9.1. Energieniveau

Het energieniveau bepaalt de intensiteit van de Silk'n SatinGlow lichtpuls die op uw huid afgegeven wordt. Wanneer het energieniveau verhoogd wordt, wordt de effectiviteit van de ontharing ook verhoogd, evenals het risico op eventuele bijwerkingen en complicaties.

Silk'n SatinGlow heeft 5 energieniveaus: van 1 (het laagste) tot 5 (het hoogste). Deze standen worden aangegeven door 3 *energieniveau-indicatielampjes*:

- **Niveau 1 (laagste):** Het linker-indicatielampje brandt.
- **Niveau 2:** Het linker-indicatielampje brandt en het middelste indicatielampje knippert.
- **Niveau 3:** Het linker- en het middelste indicatielampje branden.
- **Niveau 4:** Het linker- en het middelste indicatielampje branden en het rechter-indicatielampje knippert.
- **Niveau 5 (hoogste):** Alle 3 indicatielampjes branden.

Wanneer de Silk'n SatinGlow ingeschakeld wordt, wordt het energieniveau automatisch teruggezet op de laagste stand. Er brandt maar één *energieniveau-indicatielampje*.

Om het energieniveau in te stellen drukt u op de *energieniveau-instellingstoetsen* "-" of "+" om het energieniveau te verlagen of te verhogen.


9.2. De huidskleursor

Het gebruik van een ontharingsmethode op basis van licht op een donkere huid kan resulteren in ongunstige bijwerkingen zoals brandwonden, blaren en huidskleurveranderingen (hyper- of hypopigmentatie).

Om dit verkeerde gebruik te voorkomen, heeft de Silk'n SatinGlow een unieke *huidskleursor* die de teint van de behandelde huid meet aan het begin van elke behandeling en op bepaalde momenten tijdens de behandeling. Als de *huidskleursor* een huidskleur waarneemt die te donker is voor behandeling met de Silk'n SatinGlow, stopt het apparaat automatisch met het afgeven van lichtpulsen.

Als u geen lichtflits ziet en het *huidskleurwaarschuwingsindicatielampje* knippert, betekent dit dat de *huidskleursor* uw huidskleur heeft gemeten en dat deze te donker is om veilig behandeld te kunnen worden. Probeer het apparaat op een ander lichaamsdeel te gebruiken, of neem contact op met de Silk'n klantenservice.

9.3. Pulsen en Glijden



'Pulsen' is de beste techniek voor behandelingen op hogere energieniveaus.

- Druk het *behandelingsoppervlak* tegen uw huid. Werk in rijen (zijwaarts of naar beneden, zoals weergegeven in de afbeelding). Begin aan het ene uiteinde van de rij en werk richting het andere uiteinde.
- Het *behandelingsoppervlak* creëert tijdelijke drukplekken op de behandelde zone, zodat u kunt zien welke zones u al behandeld heeft.
- Na elke puls verplaatst u het *behandelingsoppervlak* naar de volgende plek. Herhaal deze pulsende bewegingen in de hele zone die u aan het behandelen bent.
- Voorkom het overslaan en overlappen bij gebruik van het apparaat.

Glijden is de beste techniek voor behandelingen op lagere energieniveaus.

- Druk het *behandelingsoppervlak* stevig tegen uw huid en laat het langzaam over uw huid glijden (zijwaarts of naar beneden, zoals weergegeven in de afbeelding). Zorg ervoor dat het *behandelingsoppervlak* altijd stevig op de huid gedrukt wordt.
- Op lagere energieniveaus heeft het apparaat slechts 1-3,5 seconde nodig om te herladen tussen pulsen. Hierdoor wordt een continue reeks flitsen genereerd.
- Glijd met een snelheid waarbij wordt voorkomen dat er gaten of overlappingen ontstaan.
- Behandel dezelfde huidzone niet meer dan één keer per ontharingsbehandeling.
- Stop onmiddellijk bij enig ongemak.

9.4. Wat kunt u verwachten tijdens een behandeling met Silk'n SatinGlow?

Voor veel mensen is het gebruik van de Silk'n SatinGlow de eerste ervaring met een apparaat op basis van licht dat ontworpen is voor thuisgebruik. De Silk'n SatinGlow is eenvoudig te gebruiken, en de behandelingen zijn snel voorbij. Tijdens een Silk'n SatinGlow behandeling zijn de volgende sensaties en ervaringen normaal:

- **Ventilatorgeluid:** De koelingsventilator in het Silk'n SatinGlow apparaat maakt een geluid dat doet denken aan een föhn. Dit is normaal.
- **Ploggeluidje bij elke lichtpuls:** Wanneer een HPL™ lichtpuls geactiveerd wordt, is het normaal om een licht ploggeluidje te horen tegelijk met de lichtflits.

- **Vrij stevig drukken op het behandelingsoppervlak:** Dit is nodig om de lichtpulslen vlak naast elkaar toe te passen, en hoort bij het unieke veiligheidssysteem van de Silk'n SatinGlow.
- **Een warm en tintelend gevoel:** Het is normaal om tijdens elke lichtpuls een lichte tinteling en warmte te voelen door de lichtenergie.
- **Een lichte rode of roze verkleuring van de huid:** Uw huid kan tijdens of direct na uw Silk'n SatinGlow behandeling licht roze of rood kleuren. Dit is vaak het meest zichtbaar rond de haren zelf.
- **!** Als uw huid echter sterk rood kleurt, blaren of brandwonden vertoont, moet u het gebruik van de Silk'n SatinGlow onmiddellijk staken.

9.5. Na de behandeling met Silk'n SatinGlow

- Wanneer de ontharingsbehandeling voltooid is, schakelt u het Silk'n SatinGlow apparaat uit door op de *aan/Stby-knop* te drukken. Alle indicatielampjes doven uit en het *standby-indicatielampje* gaat branden. (Zorg ervoor dat u de laatstgebruikte energietoestand onthoudt; het Silk'n SatinGlow apparaat bewaart het energieniveau niet.)
- Haal de stekker van de adapter uit het stopcontact.
- U wordt aangeraden uw Silk'n SatinGlow apparaat na elke behandeling te reinigen, met name het *behandelingsoppervlak* (Zie: "10.1. Reiniging").
- U kunt uw Silk'n SatinGlow apparaat na de reiniging het beste opbergen in de originele verpakking en uit de buurt van water bewaren.




Huidverzorging na de behandeling:

-  Stel de behandelde huid niet bloot aan de zon. Bescherm de behandelde huid goed tegen de zon met zonnebrandcrème tijdens de behandelingsperiode en tenminste 2 weken na de laatste Silk'n SatinGlow behandeling.

10. Onderhoud van Silk'n SatinGlow

10.1. Reiniging

U wordt aangeraden uw Silk'n SatinGlow apparaat na elke ontharingsbehandeling te reinigen, met name het *behandelingsoppervlak*.

-  Haal de stekker uit het stopcontact voordat u het apparaat schoonmaakt.
-  Veeg het oppervlak van het Silk'n SatinGlow apparaat, vooral het *behandelingsoppervlak*, voorzichtig schoon met een droge, schone doek en een reinigingsmiddel dat speciaal ontwikkeld is voor het reinigen van elektronische apparatuur.
-  Dompel het Silk'n SatinGlow apparaat of onderdelen ervan nooit onder in water!

10.2. Het vervangen van de lampcartridge

De *verwisselbare lampcartridge* van Silk'n SatinGlow kan een van tevoren ingesteld en beperkt aantal lichtimpulsen uitgeven. Impulsintensiteit wordt uitsluitend bepaald aan de hand van het energieniveau van het apparaat. Er is geen energievermindering tijdens de bruikbare levensduur van de *lampcartridge*.

- Zodra er nog maar 100 lichtpulsen over zijn in de *verwisselbare lampcartridge* gaat het *lampcartridge-vervangingsindicatielampje* op het *bedieningspaneel* knipperen, om aan te geven dat de *verwisselbare lampcartridge* binnenkort vervangen moet worden.
- Met het afnemen van het aantal lichtpulsen die nog over zijn in de *verwisselbare lampcartridge* gaat het *lampcartridge-vervangingsindicatielampje* sneller knipperen.
- Wanneer alle lichtpulsen in de *verwisselbare lampcartridge* verbruikt zijn, blijft het *lampcartridge-vervangingsindicatielampje* branden, om aan te geven dat er geen lichtpulsen meer afgegeven kunnen worden.
- Om de ontharingsbehandeling te kunnen voortzetten, moet de *verwisselbare lampcartridge* nu vervangen worden.



De *verwisselbare lampcartridge* moet ook vervangen worden wanneer er grote vlekken op verschijnen of als het *behandelingsoppervlak* kapot is gegaan. Voor vervangende onderdelen kunt u contact opnemen met de klantenservice.

Het vervangen van de *verwisselbare lampcartridge*:

1. Druk op de *aan/Stby-knop* om de Silk'n SatinGlow in de standby-stand te zetten.
2. Haal de stekker van de adapter uit het stopcontact.
3. Houd de verbruikte *verwisselbare lampcartridge* aan beide kanten vast, trek de lamp uit de fitting en gooi hem weg bij het huisvuil.
4. Haal een nieuwe *verwisselbare lampcartridge* uit de verpakking.
5. Druk de nieuwe *verwisselbare lampcartridge* voorzichtig op zijn plaats.



Let op! Stel het energieniveau na het vervangen van de *verwisselbare lampcartridge* altijd in op één niveau lager dan uw gebruikelijke instelling. Verhoog het energieniveau daarna weer, maar alleen als u geen abnormale ongemakken ervaart tijdens of na de behandeling.

11. Probleemoplossing

11.1. “Mijn Silk’n SatinGlow apparaat start niet.”

- Controleer of de adapter goed aangesloten is op het Silk’n SatinGlow apparaat.
- Controleer of de stekker van de adapter goed in het stopcontact zit.

11.2. “Er wordt geen lichtpuls afgegeven wanneer ik op de Pulstoets druk.”

Zorg ervoor dat het *gereed-indicatielampje* knippert om er zeker van te zijn dat het *behandelingsoppervlak* stevig en gelijkmatig tegen de huid aangedrukt wordt en goed in contact met de huid komt. Voor uw veiligheid kan de *pulstoets* alleen een lichtpuls activeren wanneer het *behandelingsoppervlak* stevig tegen de huid gedrukt wordt.

- Controleer het *huidskleurwaarschuwingsindicatielampje*. Als dit lampje knippert, betekent dit dat de *huidskleursor* uw huidskleur heeft gemeten en dat deze te donker is om veilig behandeld te kunnen worden. Probeer het apparaat op een ander lichaamsdeel uit of neem contact op met de Silk’n Klantenservice.
- Controleer het *lampcartridge-vervangingsindicatielampje*. Als het lampje brandt, haal de stekker dan uit het stopcontact en vervang de *verwisselbare lampcartridge*.
- Controleer of het *gereed-indicatielampje* brandt.
 - » Wanneer het *gereed-indicatielampje* niet binnen 10 seconden gaat branden, schakel het Silk’n SatinGlow apparaat dan uit en weer aan door twee keer op de *aan/Stby-knop* te drukken.
 - » Neem contact op met uw plaatselijke Silk’n™ Klantenservice wanneer het probleem aanhoudt.

- Controleer het *systeemwaarschuwingindicatielampje*.
 - » Als het lampje brandt, schakel het Silk'n SatinGlow apparaat dan uit en weer aan door twee keer op de *aan/Stby-knop* te drukken.
 - » Neem contact op met uw plaatselijke Silk'n™ Klantenservice wanneer het probleem aanhoudt.
- ! Probeer uw Silk'n SatinGlow apparaat nooit te openen of te repareren. Alleen erkende Silk'n™ reparatiecentra mogen reparaties uitvoeren.

Het openen van het Silk'n SatinGlow apparaat kan u blootstellen aan gevaarlijke elektrische onderdelen en aan gepulseerde lichtenergie, die beide ernstige lichamelijke verwondingen en/of permanente oogbeschadiging kunnen veroorzaken.

Als u probeert het Silk'n SatinGlow apparaat te openen, kunt u ook het apparaat beschadigen en uw garantie doen vervallen. Neem a.u.b. contact op met de Silk'n™ Klantenservice wanneer uw apparaat kapot of beschadigd is en gerepareerd moet worden.

12. Klantenservice

Kijk voor meer informatie op onze website: www.silkn.eu. Deze handleiding is tevens beschikbaar in PDF-download op: www.silkn.eu. Neem contact op met de klantenservice van Silk'n om onverwachte activiteiten of gebeurtenissen en eventuele andere problemen met uw apparaat te melden. Onze contactgegevens:

Land	Dienstnummer	E-mail
België	0900-25006	serviceconsommateurbe@silkn.eu
Frankrijk	0891-655557	serviceconsommateurfr@silkn.eu
Duitsland	089 51 23 44 23	kundenservice@inno-essentials.de
Italië		servizioclientiit@silkn.eu
Nederland	0900-2502217	klantenservicenl@silkn.eu
Spanje	807088200	servicioalcliente@silkn.eu
Verenigd Koninkrijk	0906-2130009	customercareuk@silkn.eu
VS en Canada	1-877-367-4556	contact@silkn.com
Overige landen	+31 (0)180-330 550	info@silkn.com

13. Garantie

Raadpleeg uw 'Silk'n-garantiebewijs.

14. Verwijdering







Help het milieu te beschermen. Verwijder dit apparaat niet via het huishoudelijk afval en volg de wetten in uw land voor het afvoeren van elektrische producten.

15. Specificaties

Grootte behandelde plaats		1,3cm x 3cm [3,9cm ²]
Snelheid		1 Puls per 3,5 seconden: 1,1 cm ² /sec
Technologie		Home Pulsed Light™
Max. Energieniveau		Max 4J/cm ²
Golflengte		475-1200nm
Oplaadtijd/Stroombron		Doorlopend gebruik
Elektrische vereisten		100-240VAC, 0,9A
Bediening en veiligheid		De huidskleursorand garandeert uitsluitend gebruik op geschikte huidskleuren.
Afmetingen verpakking		22cm x 22cm x 13,5cm
Gewicht systeem		0,35kg
Temperatuur	Werking	10 to 40°C
	Opslag	-40 to +70°C
Relatieve luchtvochtigheid	Operating	30 to 75% rH
	Storage	10 to 90% rH
Atmosferische druk	Operating	700 to 1060 hPa
	Storage	500 to 1060 hPa

NL

16. Tekens en symbolen

	Producten die zijn voorzien van dit symbool voldoen aan de eisen van de Europese richtlijnen.
	Klasse II - De adapter is beschermd tegen rechtstreekse elektrische schokken door middel van een dubbele isolatie.
IP30	Het apparaat is beschermd tegen de toegang van voorwerpen met een diameter groter dan 2,5mm, zoals vingers, om bescherming te bieden tegen elektrische schokken.
	Niet gebruiken in een natte omgeving.
	Niet verwijderen samen met het huishoudelijk afval. Verwijderen volgens de regelgeving van uw land ter bescherming van het milieu. Overeenkomstig de WEEE-richtlijn.

Derechos de autor 2017 © Home Skinovations Ltd.

Todos los derechos reservados.

Aviso legal

Home Skinovations Ltdd se reserva el derecho a hacer cambios en sus productos o en las especificaciones para mejorar su rendimiento, fiabilidad o fabricación. La información facilitada por Home Skinovations Ltd se considera exacta y fiable en el momento de su publicación. No obstante, Home Skinovations Ltd no asumirá ninguna responsabilidad por su uso. Dicha información no implica que se otorgue ninguna licencia en modo alguno, bajo ninguna patente o derechos de patente de Home Skinovations Ltd.

No está permitido reproducir o transmitir parte del presente documento en forma o medio alguno, electrónico o mecánico, para cualquier propósito, sin el permiso escrito y explícito de Home Skinovations Ltd. Los datos están sujetos a cambios sin notificación previa.

Home Skinovations Ltd cuenta con patentes y solicitudes de patente pendientes, marcas comerciales, derechos de autor y otros derechos de propiedad intelectual que amparan la materia tratada en este documento. La posesión de este documento no le otorga licencia alguna sobre dichas patentes, marcas comerciales, derechos de autor ni otros derechos de propiedad intelectual, excepto lo expresamente provisto en cualquier contrato por escrito con Home Skinovations Ltd. Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

SILK'N y el logotipo de SILK' N son marcas registradas de Home Skinovations Ltd, Tavor Building, Shaar Yokneam POB 533, Yokneam 2069206, ISRAEL www.silkn.eu o www.silkn.com, info@silkn.com.

ES

Índice

1. Antes de comenzar	133
2. El uso al cual está destinado Silk'n SatinGlow.....	135
3. Seguridad con Silk'n SatinGlow.....	136
4. Contraindicaciones	137
5. No usar el Silk'n SatinGlow si:.....	142
6. Evite usar el Silk'n SatinGlow si acontece uno de los siguientes casos:	143
7. Posibles efectos secundarios al usar Silk'n SatinGlow.....	144
8. El método Silk'n SatinGlow de depilación a largo plazo	146
9. Primeros pasos con Silk'n SatinGlow	147
10. El mantenimiento de Silk'n SatinGlow	155
11. Localización de fallas.....	157
12. Servicio al Cliente	159
13. Garantía	160
14. Eliminación	160
15. Especificaciones	161
16. Signos y símbolos	162

Previamente al uso de Silk'n SatinGlow por primera vez, por favor lea todo este manual de usuario. Se debe poner especial atención a las secciones sobre los procedimientos de uso del aparato, el funcionamiento del aparato, y los procedimientos para después del uso.

Recomendamos que, previamente a cada uso del Silk'n SatinGlow, se familiarice con este Manual de Usuario. Silk'n SatinGlow es un potente aparato eléctrico. Como tal, debe usarse poniendo especial atención en los temas de seguridad. Por favor lea todas las advertencias y al usar el Silk'n SatinGlow cumpla estrictamente con las precauciones de seguridad.

1. Antes de comenzar

Silk'n SatinGlow es un aparato a base de luz para depilación duradera, diseñado para el uso en el hogar.

1.1. Descripción del dispositivo

Su Silk'n SatinGlow consiste de una unidad de depilación con un *panel de control* y un *cartucho de lámpara desechable*.

En la manija de la unidad de depilación del Silk'n SatinGlow, podrá hallar el *botón de pulsaciones*. El *cartucho de la lámpara desechable* está ubicado en la punta de la unidad de depilación.

1.2. Contenido del paquete

Al abrir el paquete del Silk'n SatinGlow, hallará las siguientes partes:

- Unidad de depilación del Silk'n SatinGlow
- Cuerda AC
- Este manual de usuario

Consulte el diagrama en la parte frontal de este manual para ver la ubicación de cada característica.

- | | |
|------------------------------------|---|
| 1 Panel de control | 8 Luz indicadora de advertencia del tono de piel |
| 2 Cartucho de lámpara desechable | 9 Luz indicadora de reemplazo de cartucho |
| 3 Superficie de tratamiento | 10 Botones de configuración del nivel de energía |
| 4 Sensor de color de piel | 11 Luz indicadora de encendido (on) |
| 5 Botón de pulsaciones | 12 Llave de corriente encendido/ en espera(on/stand by) |
| 6 Conector del cable del adaptador | 13 Luz indicadora de estado en espera (stand by) |
| 7 Luz indicadora de LISTO | 14 Luces indicadoras del nivel de energía |
| | 15 Luz indicadora de advertencia del sistema |

1.3. El cartucho de lámpara desechable

El *cartucho* todo propósito de la *lámpara desechable* del Silk'n SatinGlow puede disparar un número limitado y predeterminado de pulsos de luz (independientemente del nivel de energía de estos pulsos).

Para su información- Un serie completa de tratamientos de todo el cuerpo típicamente requiere 7,000-10,000 pulsos de luz.

El tipo de *cartuchos de lámpara desechable* incluidos a su sistema, y el número de pulsos de luz que contiene, está especificado en el paquete de su Silk'n SatinGlow.

2. El uso al cual está destinado Silk'n SatinGlow

Silk'n SatinGlow está diseñado para eliminar vello indeseado. Silk'n SatinGlow también está diseñado para lograr resultados a largo plazo o para la reducción permanente de vello. Definición de la reducción permanente de vello: reducción estable a largo plazo del número de pelos que vuelven a crecer después del régimen de tratamiento.

Es posible utilizar el Silk'n SatinGlow para eliminar vello corporal indeseado.

Las áreas ideales para usar el Silk'n SatinGlow incluyen las axilas, línea de bikini, brazos, piernas, espalda, hombros y pecho.

3. Seguridad con Silk'n SatinGlow

Con Silk'n SatinGlow la seguridad es primordial

La tecnología Home Pulsed Light™ es capaz de lograr resultados duraderos en depilación utilizando una fracción del nivel de energía usada en otros equipos de depilación a base de luz. La baja energía utilizada por Silk'n SatinGlow reduce la posibilidad que cause daños o complicaciones, y contribuye a su seguridad general.

Silk'n SatinGlow protege su piel

La depilación a base luz no es para complejiones oscuras o piel bronceada. Silk'n SatinGlow lleva incorporado un *sensor de color de piel*, diseñado para medir la complejión de la superficie y permite la aplicación solo en tonos de piel aptos. Esta singular característica de seguridad no le permitirá tratar donde su piel es demasiado oscura o está demasiado bronceada.

Aun más, el *superficie de tratamiento* por el cual es enviada la pulsación de luz está inmerso dentro del *cartucho de la lámpara*. Esto permite que Silk'n SatinGlow proteja su piel evitando el contacto directo entre la *superficie del tratamiento* y la piel.


Silk'n SatinGlow protege sus ojos

El aplicador Silk'n SatinGlow cuenta con una característica de seguridad incorporada para la protección de los ojos. Ha sido diseñada de manera que no pueda emitirse una pulsación de luz cuando la *superficie de tratamiento* está frente al aire abierto. La llave de seguridad permite el tratamiento sólo cuando la *superficie de tratamiento* está en contacto con el tejido.

4. Contraindicaciones

Silk'n SatinGlow no es apto para todo el mundo. Por favor, antes del uso lea y tome en cuenta la información contenida en la siguiente sección. Para más información y asesoramiento personalizado, también puede visitar el sitio www.silkn.eu o la página Web de su localidad.

Si no está del todo convencido si le es seguro utilizar el Silk'n SatinGlow, por favor consulte con su médico o dermatólogo.

Advertencia	Resultados posibles	Consejo de seguridad
<p>No utilice el Silk'n SatinGlow en tez naturalmente oscura.</p> <p>¡No seguro!</p>  <p>Vea la tabla de color de piel en la tapa interior.</p>	<p>El tratamiento de piel oscura con Silk'n SatinGlow puede causar efectos adversos, tales como rojez y molestias en la piel.</p>	<p>En el Silk'n SatinGlow hay incorporado un exclusivo <i>sensor de color de piel</i>, para medir la complejión de la tez tratada al comienzo de cada sesión y ocasionalmente durante la sesión. El <i>sensor de color de piel</i> garantiza que los pulsos serán emitidos sólo en tonos de piel apropiados.</p>

ES

Advertencia	Resultados posibles	Consejo de seguridad
<p>No utilice el Silk'n SatinGlow en piel bronceada o después de la reciente exposición al sol (incluyendo máquinas de bronceado artificial).</p> <p>No exponer al sol las áreas tratadas.</p>	<p>El tratamiento con Silk'n SatinGlow antes o después de toda exposición al sol puede causar efectos adversos tales como rojez y molestias en la piel. Piel bronceada, especialmente después de la exposición al sol, contiene grandes cantidades del pigmento Melanina. Esto se aplica a todos los tipos de piel y complejiones, incluyendo los que no pareciera ser que se broncean rápidamente.</p> <p>La presencia de grandes cantidades de Melanina expone la piel a mayor riesgo cuando se utiliza todo método de depilación a base de luz.</p>	<p>¡Evite la exposición al sol durante las 4 semanas previas a su tratamiento con Silk'n SatinGlow!</p> <p>La exposición al sol incluye exposición sin protección a la luz directa del sol, constantemente durante 15 minutos, o exposición sin protección a luz solar difusa constantemente durante 1 hora. Para proteger la piel recientemente tratada, al exponerse a la luz solar, debe aplicar bloqueador solar de SPF30 ó más durante dos semanas después de cada sesión de depilación.</p>

Advertencia	Resultados posibles	Consejo de seguridad
<p>Nunca utilice Silk'n SatinGlow alrededor o cerca de los ojos.</p>	<p>No obstante, Silk'n SatinGlow puede utilizarse para el tratamiento de vello facial, pero se debe tomar precaución extra en el rostro para evitar los ojos.</p> <p>Se emite una posible radiación óptica peligrosa desde este dispositivo. No mire la lámpara de funcionamiento. Pueden producirse lesiones oculares.</p>	<p>Silk'n SatinGlow cuenta con una característica de seguridad incorporada para proteger los ojos. Ha sido diseñado de manera que el pulso de luz no puede emitirse cuando la <i>superficie de tratamiento</i> está de cara al aire libre. El conmutador de seguridad permite el tratamiento sólo cuando la <i>superficie de tratamiento</i> está en contacto con el tejido.</p>
<p>No tratar sobre tatuajes o maquillaje permanente, manchas marrón oscuro o negras (como grandes pecas, marcas de nacimiento, lunares o verrugas), pezones, genitales o labios.</p>	<p>Tratar con Silk'n SatinGlow cualquier área de piel oscura o con más pigmentación puede causar efectos adversos tales como quemaduras, ampollas y cambios en el color de la piel (hiper o hipopigmentación).</p>	<p>Cubra la zona con material que no absorbe la luz, por ejemplo con una tela blanca o con cinta adhesiva medicinal.</p>

Advertencia	Resultados posibles	Consejo de seguridad
No tratar zonas con eczema, psoriasis, lesiones, heridas abiertas o infecciones (herpes), enfermedades de la piel causadas por enfermedades sistémicas o metabólicas (por ejemplo: diabetes).	Tratamientos a base de luz pueden causar reacciones adversas en áreas que ya eran sensitivas.	Espere que sane el área afectada antes de usar Silk'n SatinGlow .
Un área de tratamiento con historia de brotes de herpes.	Tratamientos a base de luz pueden causar reacciones adversas en áreas que ya eran sensitivas.	Consulte con su médico para recibir tratamiento preventivo antes de utilizar Silk'n SatinGlow.
No tratar con Silk'n SatinGlow si está embarazada o amamanta.	Cambios hormonales durante el embarazo pueden incrementar la sensibilidad de la piel y el riesgo de efectos adversos.	

Advertencia	Resultados posibles	Consejo de seguridad
No tratar las áreas en las cuales desea que crezca el pelo.	Los resultados son permanentes.	
Mantenga todas las partes del Silk'n SatinGlow alejados del agua! No coloque ni guarde el Silk'n SatinGlow donde pueda caerse, ser empujado o botarse en una bañera, fregadero o cualquier otro recipiente con agua.	Lo mencionado podría causar una severa electrocución.	No use el Silk'n SatinGlow al bañarse o si está mojado o húmedo. Desenchufe inmediatamente si ha caído al agua.
No intente abrir o reparar su dispositivo Silk'n SatinGlow.	Abrir el Silk'n SatinGlow podría exponerla a los peligrosos componentes eléctricos y a la energía de luz pulsada, los unos o la otra podrían causar serios daños físicos y/o lesiones permanentes a los ojos. También podría causar daño a su aparato e invalidaría la garantía.	Si su dispositivo está roto o dañado y necesita reparación, por favor contacte con el Servicio al Cliente de Silk'n.

5. No usar el Silk'n SatinGlow si:

el <i>cartucho de la lámpara desechable</i> está dañado, o si su <i>superficie de tratamiento</i> está rajada, astillada o falta.		Dejar de usar inmediatamente y contactar con el Servicio al Cliente de Silk'n.
Home Skinovations Ltd. no recomienda usar adjuntos o accesorios.		
el cable o el enchufe están dañados.	Mantenga el cable eléctrico alejado de superficies calientes.	
ve o huele humo mientras está en uso.		
no funciona correctamente o parece estar dañado.		
su <i>sensor de color de piel</i> está rajado o roto.		
la capa exterior está agrietada o se separa.		

6. Evite usar el Silk'n SatinGlow si acontece uno de los siguientes casos:

Si sufre de historia de formación de cicatrices queloides.	Consulte con su médico antes de usar el Silk'n SatinGlow.
Si sufre de epilepsia.	
Si sufre de una enfermedad relacionada a la fotosensibilidad, fotosensibilidad, como la porfiria, la erupción luminica polimórfica, urticaria solar, lupus, etc.	
si usted tiene un historial de cáncer de piel o áreas con potencial de tumores malignos cutáneos.	
Si durante los últimos 3 meses ha recibido tratamientos de radioterapia o quimioterapia.	
Si sufre de cualquier otra enfermedad que en opinión de su médico el tratamiento sería no seguro.	
Si en los últimos 6 meses su piel fue tratada con un fármaco prescrito por el médico, por favor consulte con su médico.	

7. Posibles efectos secundarios al usar Silk'n SatinGlow

Al ser usado de acuerdo con las instrucciones, son poco comunes los efectos secundarios y las complicaciones asociados al uso del Silk'n SatinGlow. No obstante, todo procedimiento cosmético, incluyendo los diseñados para ser llevados a cabo en el hogar, involucra algún riesgo. Por lo tanto es importante comprender y aceptar los riesgos y las complicaciones que pueden acontecer con los sistemas de depilación por pulsaciones de luz diseñados para el uso en el hogar.

Reacciones adversas

Molestias menores en la pie

A pesar de que la depilación con luz pulsada es generalmente muy bien tolerada, la mayoría de los usuarios sienten una leve molestia durante el uso, usualmente descrita como una sensación de leve escozor en las áreas tratadas. La sensación de escozor persiste durante la aplicación misma o unos pocos minutos después.

Cualquier sensación más allá de esta leve molestia es anormal y significa que o bien no se debe seguir utilizando Silk'n SatinGlow, ya que es incapaz de tolerar la aplicación de la depilación, o que el ajuste de nivel de energía es demasiado alto.

Enrojecimiento de la piel

Su piel puede enrojecer inmediatamente después de utilizar el Silk'n SatinGlow o dentro de las 24 horas después de usarlo. El enrojecimiento generalmente desaparece dentro de 24 horas. Consulte con su médico si no desaparece en 2 ó 3 días.

Aumento de la sensibilidad de la piel

El área de piel tratada es más sensible, por lo cual podría aparecer sequedad o descamación de la piel.

Reacciones adversas

Cambios de pigmentación

Silk'n SatinGlow tiene como objetivo el tallo del pelo, en particular las células pigmentadas en el folículo del pelo y el folículo del cabello mismo. Sin embargo existe el riesgo de hiperpigmentación temporal (aumento de pigmento o coloración marrón) o hipopigmentación (blaqueamiento) en la piel circundante. El riesgo de cambios en la pigmentación de la piel es mayor en personas con piel más oscura. Por lo general, la decoloración o los cambios de pigmentación de la piel son temporales y es raro que ocurra hiperpigmentación o hipopigmentación permanentes.

Enrojecimiento e inflamación excesivos

En raros casos la piel tratada puede tornarse muy roja e inflamada. Lo mencionado es más común en las áreas sensibles del cuerpo. El enrojecimiento y la inflamación deben desaparecer en 2 a 7 días y deben ser tratadas con la frecuente aplicación de hielo. Está bien limpiar con suavidad, pero se debe evitar la exposición al sol.



La depilación con láser o con fuentes de luz pulsada intensa puede provocar un aumento del crecimiento de pelo en algunos individuos. Según los datos de que se dispone actualmente, los grupos de mayor riesgo para esta respuesta son mujeres de origen mediterráneo, de Oriente Medio y del sur de Asia, tratadas en la cara y el cuello.

8. El método Silk'n SatinGlow de depilación a largo plazo

Un ciclo típico de crecimiento de pelo puede llevar 18-24 meses. Durante este tiempo, podrían requerirse sesiones múltiples de Silk'n SatinGlow para lograr una depilación duradera.

La eficacia de la depilación varía de una persona a otra de acuerdo con el área del cuerpo, el color del pelo, y la manera en que se utiliza el Silk'n SatinGlow.

Un plan típico de depilación con Silk'n SatinGlow durante un ciclo de crecimiento completo:

- **Tratamientos 1-4:** Programar con dos semanas de distancia entre los tratamientos.
- **Tratamientos 5-7:** Programar con cuatro semanas de distancia entre los tratamientos.
- **Tratamiento 8+:** Tratar según sea necesario, hasta lograr los resultados deseados.

Los resultados esperados del tratamiento de depilación

Tipo de piel Fitzpatrick	Color de pelo	Fluencia de luz [J/cm ²]	Área anatómica del cuerpo ²	Número promedio de tratamientos ¹	Eficacia de la eliminación del vello ¹
I-IV	Marrón claro a marrón	2.5 - 4	Piernas o muslos	Sesiones 10-12, separadas aproximadamente cuatro semanas una de la otra	60%
			Brazos		50%
			Línea de bikini		60%
			Axila		55%

Tipo de piel Fitzpatrick	Color de pelo	Fluencia de luz [J/cm ²]	Área anatómica del cuerpo ²	Número promedio de tratamientos ¹	Eficacia de la eliminación del vello ¹
I-IV	Marrón a negro	2.5 - 4	Piernas o muslos	Sesiones 8-10, separadas aproximadamente cuatro semanas una de la otra	70%
			Brazos		60%
			Línea de bikini		70%
			Axila		65%

1 La respuesta individual depende del tipo de pelo, así como de factores biológicos que pueden afectar patrones de crecimiento de pelo. Algunos pacientes pueden responder más o menos rápido que el número promedio de tratamientos.

2 No es posible esperar resultados en una o dos sesiones de depilación duradera. La duración del período latente de los folículos capilares también depende de la parte del cuerpo.

9. Primeros pasos con Silk'n SatinGlow

1. Retirar de la caja la unidad de depilación Silk'n SatinGlow y los otros componentes.
2. Verificar que el *cartucho de lámpara desechable* está insertado apropiadamente en la punta del dispositivo y que no está dañado.
3. Enchufar el cable del adaptador en el *conector* de la unidad de depilación Silk'n SatinGlow.
4. Enchufar el adaptador en una toma de corriente eléctrica. Se encenderá la *luz indicadora de estado en espera (stand by)*.

Su Silk'n SatinGlow está listo para comenzar.



Tratar con Silk'n SatinGlow de manera segura y correcta!



Elija áreas a tratar que no han sido recientemente expuestas al sol.

5. La piel de las áreas tratadas debe estar rasurada, limpia, seca y libre de polvos, antitranspirantes o desodorantes. No depilar con cera, ni sacar el pelo con pincitas. ¡Rasurar es un importante paso para obtener los resultados deseados!
6. Presionar el *llave de corriente encendido/en espera*. La *luz indicadora de encendido* (color naranja) se encenderá y comenzará un sonido de ventilador (similar al sonido del secador de pelo).
7. Aproximadamente 3.5 segundos después de presionar el *llave de corriente encendido/en espera*, se encenderá la *luz indicadora de LISTO* (verde). El dispositivo está listo para que dispare el primer pulso al nivel de energía más bajo.
8. Si es su primer tratamiento - Elija el nivel de energía. Silk'n SatinGlow ofrece 5 niveles de energía desde 1 (el más bajo) hasta 5 (el más alto). Para elegir el nivel de energía correcto para su primer tratamiento, pruebe por separado cada área de tratamiento.
 - » Coloque la *superficie de tratamiento* sobre la piel y presione el *botón de pulsaciones* para emitir un pulso. Si no experimenta molestias anormales, presione una vez el botón + *boton para la configuración del nivel de energía* y emita un pulso sobre un punto distinto al nivel de energía 2.
 - » Continúe probando a niveles de energía más altos hasta llegar al nivel más alto con el cual se sienta cómodo. Si dentro de la siguiente hora no experimenta efectos adversos, puede comenzar el tratamiento completo al mismo nivel de energía.
 - » Repita esta prueba en cada parte del cuerpo que tiene intención de tratar.

9. Determine el nivel de energía. Si el nivel de energía debe ser más alto que el más bajo, presione los *botones de configuración del nivel de energía* utilizando "" o "+" respectivamente para disminuir o aumentar el nivel de energía, hasta que el nivel de energía deseado se configure y sea representado por las 3 *luces indicadoras del nivel de energía* (Para más datos vea el capítulo "9.1. Nivel de energía").
10. Aplicar la *superficie de tratamiento* a la piel, verificando que la piel está extendida de manera pareja y uniforme. Tan pronto como la *superficie de tratamiento* toma pleno contacto con la piel, y la *luz indicadora de LISTO* comenzará a titilar.
11. Presione el *botón de pulsaciones*. Inicialmente, el dispositivo determinará el color de su piel. Si el color de la piel es suficientemente claro para una aplicación segura, el dispositivo emitirá un pulso de luz sobre su piel, y se apagará la *luz indicadora de LISTO*.
 - » Verá un brillante destello de luz y simultáneamente oirá un sutil sonido pum, que es el ruido normal que hace el dispositivo. Sentirá una leve sensación de calor y hormigueo. El Silk'n SatinGlow se recargará inmediatamente para el próximo pulso.
 - » Después de 3.5 segundos, volverá a encenderse la *luz indicadora de LISTO*.
12. Retire la *superficie de tratamiento* del área de piel tratada.
13. Mueva la *superficie de tratamiento* a otra área de la piel. Utilice las marcas de presión que el dispositivo ha dejado sobre su piel, para guiarse y colocar correctamente el próximo pulso, evite tanto espacios como superposiciones entre un pulso y el otro.



Las pulsaciones de Silk'n SatinGlow deben ser administradas en filas, comenzando en un extremo de cada fila y progresando de manera secuencial hacia el otro extremo. Esta técnica permite un mejor control para cubrir la piel, y ayuda a evitar que se trate la misma área más de una vez o la superposición de áreas de piel.



¡Trate de evitar pulsos superpuestos!



No trate la misma área de piel más de una vez por sesión de depilación.

14.

Repita el proceso hasta que quede cubierta toda el área de tratamiento.



¡Si su piel se ampolla o quema, detenga inmediatamente el uso!

9.1. Nivel de energía

El nivel de energía determina la intensidad de la pulsación de luz del Silk'n SatinGlow conferida a su piel, desde el nivel más bajo (-) hasta el nivel más alto (+). A medida que crece el nivel de energía, aumentan los resultados de la depilación y el riesgo de posibles efectos secundarios y complicaciones.

Silk'n SatinGlow ofrece 5 niveles de energía, desde 1 (el más bajo) hasta 5 (el más alto), representados por 3 *luces indicadoras del nivel de energía*:



Nivel 1 (el más bajo): La luz indicadora a la izquierda se mantiene encendida.



Nivel 2: La luz indicadora a la izquierda se mantiene encendida y la luz indicadora central parpadea.



Nivel 3: Tanto la luz indicadora a la izquierda como la central se mantienen encendidas.



Nivel 4: A luz indicadora a la izquierda y la central se mantienen encendidas mientras que la luz indicadora a la derecha parpadea.

- **Nivel 5 (el más alto):** Todas las luces indicadoras se mantienen encendidas.

Cada vez que se enciende el Silk'n SatinGlow, el nivel de energía será automáticamente reseteado al nivel de energía más bajo. Se encenderá solo una *luz indicadora del nivel de energía*.

Para determinar el nivel de energía, presione los *botones de configuración del nivel de energía* usando "-" ó "+" para disminuir o aumentar respectivamente el nivel de energía.


9.2. Sensor de color de piel

La depilación a base de luz en complexiones más oscuras puede resultar en efectos adversos tales como quemaduras, ampollas, y cambios de color de la piel (hiper o hipopigmentación).

A fin de prevenir tal uso incorrecto, al comienzo de cada sesión y ocasionalmente durante la sesión, el singular *sensor de color de piel* en el Silk'n SatinGlow mide la complexión de la piel tratada. Si el *sensor de color de piel* detecta un tono de piel que es demasiado oscuro para la aplicación del Silk'n SatinGlow el aparato cesará automáticamente la emisión de pulsaciones.

Si no ve pulsación de luz alguna y la *luz indicadora de advertencia del tono de piel* titila, es una indicación que el tono de su piel medido por el *sensor de color de piel* es demasiado oscuro para una aplicación segura. Trate de usar el aparato en otra parte del cuerpo o contacte al apoyo de Silk'n.

9.3. Pulsación y deslizamiento



La pulsación es la mejor técnica para trabajar a niveles de energía superiores.

- Presione la *superficie de tratamiento* sobre su piel. Trabaje en filas (tanto entre las filas o hacia abajo, como se muestra en la imagen). Empiece en un extremo de cada fila y avance hasta el otro extremo.
- La *superficie de tratamiento* crea marcas de presión temporales en el área tratada para que pueda ver las áreas que ha tratado.
- Después de cada impulso, mover la *superficie de tratamiento* a la siguiente punto. Continúe ejerciendo esta acción pulsada sobre el área que está tratando.
- Evite huecos o solapamientos cuando use el dispositivo.

El deslizamiento es la mejor técnica para trabajar a niveles de energía inferiores.

- Presione la *superficie de tratamiento* firmemente contra su piel y deslícelo lentamente sobre su piel (tanto entre las filas como hacia abajo, como se muestra en la imagen). Asegúrese de que la *superficie de tratamiento* siempre esté en contacto con la piel.

- A los niveles de energía inferiores, el dispositivo necesita únicamente de 1 a 3,5 segundos para recargarse entre pulsos. Esto genera una secuencia de pulsos ininterrumpida.
- Deslícelo a una velocidad a la que evite los espacios y las superposiciones.
- ! No trate la misma área de piel más de una vez por sesión de depilación.
- ! Deje de usar el dispositivo de inmediato si nota molestias.

9.4. ¿Qué esperar del tratamiento con Silk'n SatinGlow?

Para muchas personas, el uso de Silk'n SatinGlow puede ser su primera experiencia con un aparato basado en luz, diseñado para el uso en el hogar. Silk'n SatinGlow es simple de usar, y las sesiones de depilación son rápidas. Durante la sesión de Silk'n SatinGlow es normal sentir y experimentar:

- **Ruido de ventilador:** El ventilador de Silk'n SatinGlow emite un ruido similar al del secador de pelo. Es normal.
- **Un sonido como de disparo con cada pulsación:** Cuando se activa una pulsación de luz, es normal escuchar un tenue sonido como de disparo simultáneamente con la señal de luz.
- **Presión moderada de la superficie de tratamiento:** Es necesaria y útil para ubicar las pulsaciones de luz adyacentes, y es parte de la singular característica de seguridad del Silk'n SatinGlow.
- **Una sensación de calor y cosquilleo:** Durante cada pulsación de luz es normal sentir una tenue sensación de calor y cosquilleo de la energía de luz.

- **Alguna tenue rojez o color rosa:** Durante y justo después de su sesión Silk'n SatinGlow, no es fuera de lo común ver en la piel algún color rosado y muy tenue. Esto es usualmente má notable alrededor de los pelos mismos.
- ! No obstante, si observa enrojecimiento total de la piel, ampollas o quemaduras, cese inmediatamente el uso del Silk'n SatinGlow.

9.5. Después del tratamiento con Silk'n SatinGlow

- Cuando las sesiones de Silk'n SatinGlow han sido completadas, apague el aparato presionando la *llave de corriente encendido/en espera* (On/Stby). (Asegure recordar el último nivel de energía que ha utilizado, ya que no será restaurado al volver a encender el Silk'n SatinGlow)
- Desenchufe el cable del adaptador del tomacorriente.
- Después de cada sesión de depilación, se recomienda limpiar el aparato Silk'n SatinGlow, especialmente la *superficie de tratamiento* (ver: "10.1. Limpieza").
- Después de la limpieza, se recomienda almacenar el aparato Silk'n SatinGlow en su caja original, y mantenerla apartada del agua.

El tratamiento de la piel después de la sesión de depilación:

- ☀ No exponga al sol las áreas de piel tratadas. Asegure de proteger cuidadosamente la piel tratada con bloqueador solar, durante todo el período de depilación y por lo menos 2 semanas después de la última sesión con Silk'n SatinGlow.

10. El mantenimiento de Silk'n SatinGlow

10.1. Limpieza


Después de cada sesión de depilación, se recomienda limpiar el aparato Silk'n SatinGlow, y especialmente la *superficie de tratamiento*.

- Desenchufe el Silk'n SatinGlow antes de limpiarlo.
- Use un paño seco y limpio y un producto de limpieza especialmente destinado a equipos electrónicos, para enjuagar con delicadeza la superficie del Silk'n SatinGlow, y especialmente la *superficie de tratamiento*.
- ! ¡Nunca sumerja en agua el Silk'n SatinGlow ni cualquiera de sus partes.

10.2. Reponer el Cartucho de la Lámpara


El *cartucho* todo propósito de la *lámpara desechable* del Silk'n SatinGlow puede disparar un número limitado y predeterminado de pulsos de luz. La intensidad del pulso se determina sólo de acuerdo con la configuración del nivel de energía del dispositivo. La energía no disminuye durante la vida útil del *cartucho de lámpara*.

- Cuando sólo quedan 100 pulsos de luz en el *cartucho de lámpara desechable*, comenzará a titilar la *luz indicadora de reemplazo de cartucho* en el *panel de control*, indicando que el *cartucho de la lámpara desechable* debe ser reemplazado.
- A medida que continúa disminuyendo el número de pulsos de luz en el *cartucho de la lámpara desechable*, se acelerará el titileo de la *luz indicadora de reemplazo de cartucho*.

- Una vez que hayan sido usados todos los pulsos en el *cartucho de la lámpara desechable*, la *luz indicadora de reemplazo de cartucho* se mantendrá iluminada de manera constante indicando que no pueden ser emitidos más pulsos.
 - A fin de continuar la sesión de depilación, será necesario reemplazar el *cartucho de la lámpara desechable*.
-  Un *cartucho de la lámpara desechable* también debe ser reemplazado si adentro aparecen manchas grandes o si se rompe la *superficie de tratamiento*. Para piezas de repuesto, póngase en contacto con el Servicio al Cliente .

Para reemplazar el *cartucho de la lámpara desechable*:

1. Presionar la *llave de corriente encendido/en espera (on/stby)* para que el Silk'n SatinGlow esté en modo de espera.
2. Desenchufar el cable eléctrico del tomacorriente.
3. Asir por ambos lados el *cartucho de la lámpara desechable* usado, halarlo fuera de la ficha y desecharlo con la basura corriente.
4. Desenvolver un nuevo *cartucho de la lámpara desechable*.
5. Presionar suavemente el nuevo *cartucho de la lámpara desechable* en su lugar.

 Después de cambiar el *cartucho de la lámpara desechable* por uno nuevo, determine siempre el nivel de energía a uno más bajo del que usualmente usa. Vuelva a subir el nivel de energía sólo si durante o después del tratamiento no siente molestias fuera de lo común.

11. Localización de fallas

11.1. Mi Silk'n SatinGlow no se enciende

- Verificar que el cable del adaptador está correctamente conectado al aparato Silk'n SatinGlow.
- Verificar que el cable del adaptador está enchufado en el tomacorriente en la pared.

11.2. No se emite un pulsación de luz cuando presiono la llave de pulsaciones

Verificar que la *luz indicadora* de LISTO titila para garantizar que tiene buen contacto con la piel y que la *superficie de tratamiento* está presionada firme y uniformemente sobre la piel. para su seguridad, el *botón de pulsación* activará una pulsación sólo si la *superficie de tratamiento* está firmemente presionada sobre la piel.

- Revisar la *luz indicadora de advertencia del tono de piel*. si titila es una indicación que el tono de su piel, medido por el *sensor de tono de piel*, es demasiado oscuro para lograr una aplicación segura. Trate de usar el aparato en otra parte del cuerpo o contacte con el Servicio al Cliente de Silk'n.
- Revise la *luz indicadora de reemplazo del cartucho*. Si está encendida, desconecte el Silk'n SatinGlow y reemplace el *cartucho de la lámpara desechable*.

- Verifique que la *luz indicadora de LISTO* está encendida.
 - » Si la *luz indicadora de LISTO* continúa apagada dentro de 10 segundos, apague el Silk'n SatinGlow y vuelva a encenderlo presionando dos veces *la llave encendido/en espera (on/stby)*.
 - » Si el problema persiste, contacte a su Centro Local de Servicio al Cliente de Silk'n.
- Revise la *luz indicadora de advertencia del sistema*.
 - » Si la luz está encendida, apague el Silk'n SatinGlow y vuelva a encenderlo presionando dos veces *la llave encendido/en espera On/Stby*.
 - » Si el problema persiste, contacte a su Centro Local de Servicio al Cliente de Silk'n.
- ! No intente abrir o reparar su aparato Silk'n SatinGlow. Solo centros de reparación autorizados por Silk'n tienen el permiso de hacer las reparaciones.

El abrirlo podría exponerla a usted a los peligrosos componentes eléctricos y a la energía de pulsaciones de luz, siendo que tanto lo uno como lo otro capaces de causar lesiones corporales y/o lesiones permanentes a los ojos.

Tratar de abrir el Silk'n SatinGlow también puede causar daños al aparato y anula su garantía. Por favor establezca contacto con el Servicio al Cliente de Silk'n si tiene un aparato roto o dañado que necesita ser reparado.

12. Servicio al Cliente

Visite nuestra página web para más información: www.silkn.eu. Este manual también puede descargarlo en formato PDF en: www.silkn.eu. Contactar con el Servicio al Cliente para informar de las operaciones o eventos inesperados, o cualquier otro problema con el dispositivo. Nuestros datos de contacto son:

País	Número de servicio	Correo electrónico
Bélgica	0900-25006	serviceconsommateurbe@silkn.eu
Francia	0891-655557	serviceconsommateurfr@silkn.eu
Alemania	089 51 23 44 23	kundenservice@inno-essentials.de
Italia		servizioclientiit@silkn.eu
Países Bajos	0900-2502217	klantenserviceni@silkn.eu
España	807088200	servicioalcliente@silkn.eu
Reino Unido	0906-2130009	customer-careuk@silkn.eu
EE.UU. y Canadá	1-877-367-4556	contact@silkn.com
Otros países	+31 (0)180-330 550	info@silkn.com

13. Garantía

Consulte su tarjeta de garantía de Silk'n.

14. Eliminación







Para proteger el medio ambiente. No deseche el dispositivo con los residuos domésticos, y asegúrese de seguir la legislación de su país para la eliminación de dispositivos eléctricos.

15. Especificaciones

Tamaño del lugar		1.3cm x 3cm [3,9cm ²]
Velocidad		1 pulsación cada 3.5 segundos: 1.1 cm ² /segundo
Technology		Home Pulsed Light™
Nivel máximo de energía		Max 4J/cm ²
Largo de onda		475-1200nm
Tiempo de carga / suministro de corriente		Funcionamiento continuo
Requisitos eléctricos		100-240VAC, 0.9A
Funcionamiento y seguridad		Sensor de color de la piel nueva asegura su uso solamente en la tez de la piel adecuados.
Tamaño del paquete		22cm x 22cm x 13.5cm
Peso del sistema		0.35kg
Temperatura	Funcionamiento	10 to 40°C
	Almacenamiento	-40 to +70°C
Humedad relativa	Funcionamiento	30 to 75% rH
	Almacenamiento	10 to 90% rH
Presión atmosférica	Funcionamiento	700 to 1060 hPa
	Almacenamiento	500 to 1060 hPa

16. Signos y símbolos

	Los productos marcados con este símbolo cumplen los requisitos de la Directiva EU.
	Clase II. El adaptador está protegido contra descargas eléctricas mediante doble aislamiento.
IP30	El dispositivo está protegido contra la penetración de objetos de más de 2,5 mm de diámetro, por ejemplo, los dedos, como protección contra descargas eléctricas.
	No utilizar en ambientes húmedos.
	No eliminar con su basura doméstica. Eliminar de acuerdo con la legislación de su país y ayude a proteger el medio ambiente. Cumple la Directiva WEEE.

Copyright 2017 © Home Skinovations Ltd.

Tutti i diritti riservati.

Note legali

Home Skinovations Ltd si riserva il diritto di modificare i propri prodotti o le loro caratteristiche per migliorarne prestazioni, affidabilità o producibilità. Al momento della pubblicazione, le informazioni fornite da Home Skinovations Ltd sono da ritenersi accurate e affidabili. Tuttavia, Home Skinovations Ltd non assume alcuna responsabilità riguardo al loro utilizzo. Non viene concesso alcun diritto di licenza implicito né altro diritto desumibile in base a brevetti o diritti di brevetto di Home Skinovations Ltd.

Senza esplicito permesso scritto di Home Skinovations Ltd, nessun motivo autorizza la riproduzione o la trasmissione in qualsiasi forma o con alcun mezzo, elettronico o meccanico, di parti di questo documento. I dati sono soggette a modifiche senza preavviso.

Relativamente all'oggetto del presente documento, Home Skinovations Ltd detiene brevetti approvati e in via d'approvazione, marchi, copyright e ogni altro diritto di proprietà intellettuale. Al di fuori di quanto espressamente previsto da specifici accordi scritti con Home Skinovations Ltd, la distribuzione del presente documento non implica la concessione di alcuna licenza su detti brevetti, marchi, copyright o qualsiasi altro diritto di proprietà intellettuale. Le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso.

SILK'N e il logo SILK'N sono marchi registrati di Home Skinovations Ltd, Tavor Building, Shaar Yokneam POB 533, Yokneam 2069206, ISRAELE www.silkn.eu o www.silkn.com, info@silkn.com.

Indice

1. Prima di cominciare	165
2. Uso previsto di Silk'n SatinGlow	167
3. Sicurezza usando Silk'n SatinGlow	167
4. Controindicazioni	168
5. Non usare Silk'n SatinGlow nei casi seguenti:	173
6. Evita di usare Silk'n SatinGlow nei casi seguenti:	174
7. Possibili effetti collaterali usando Silk'n SatinGlow	175
8. Depilazione a lungo termine con Silk'n SatinGlow	177
9. Primi passi!	178
10. Manutenzione	186
11. Soluzione di problemi	188
12. Servizio di assistenza clienti	190
13. Garanzia.....	191
14. Smaltimento	191
15. Specificazioni	191
16. Segni e simboli	192

Prima di usare Silk'n SatinGlow per la prima volta, leggi questo manuale per l'utente dall'inizio alla fine. Fai particolare attenzione ai paragrafi che parlano delle procedure per l'uso dell'apparecchio, dell'azionamento dell'apparecchio, e di procedure da eseguire dopo l'uso. Ti raccomandiamo di conoscere bene questo manuale per l'utente e di rileggerlo prima di ogni uso di Silk'n SatinGlow. Silk'n SatinGlow è un apparecchio elettrico potente. In quanto tale, deve essere usato facendo particolare attenzione alla sicurezza. Si prega di leggere tutti gli avvisi e le precauzioni di sicurezza prima dell'uso, e seguirli scrupolosamente usando Silk'n SatinGlow.

1. Prima di cominciare

Silk'n SatinGlow è un apparecchio basato sulla luce per la riduzione permanente dei peli, destinato a uso casalingo.

1.1. Descrizione dell'apparecchio Silk'n SatinGlow

Il tuo Silk'n SatinGlow consiste di un'unità di depilazione con un *pannello di controllo* e un'unità di lampadina usa e getta.

Sul manico dell'unità di depilazione di Silk'n SatinGlow puoi trovare il *pulsante di impulso*. L'unità di lampadina usa e getta si trova sulla punta dell'unità di depilazione.

1.2. Contenuto della confezione

Quando apri la confezione di Silk'n SatinGlow, trovi le parti seguenti:

- Unità di depilazione di Silk'n SatinGlow
- Adattatore per montaggio a muro
- Questo manuale per l'utente

Fare riferimento allo schema nella parte anteriore di questo manuale per vedere la posizione di ciascuna funzionalità.

- | | |
|---------------------------------------|---|
| 1 Pannello di controllo | 8 Luce indicatrice di avviso della tonalità della pelle |
| 2 Unità della lampadina usa e getta | 9 Luce indicatrice di sostituzione dell'unità |
| 3 Superficie di trattamento | 10 Pulsanti di impostazione del livello di energia |
| 4 Sensore del colore della pelle | 11 Luce indicatrice di accensione |
| 5 Pulsante di impulso | 12 Pulsante on/standby |
| 6 Presa per cavo adattatore | 13 Luce indicatrice di standby |
| 7 Luce indicatrice di stato di pronto | 14 Luci indicatrici del livello di energia |
| | 15 Luce indicatrice di avviso del sistema |

I.3. L'unità della lampadina usa e getta

L'unità della lampadina usa e getta multiuso di Silk'n SatinGlow può emettere un numero limitato prefissato di impulsi luminosi (indipendentemente dal livello di energia di questi impulsi).

Per tua informazione - Una serie completa tipica di trattamenti di tutto il corpo richiede 7000-10.000 impulsi luminosi.

Il tipo delle unità della lampadina usa e getta nel tuo sistema, e il numero di impulsi luminosi in queste contenuti, sono specificati sulla confezione del tuo Silk'n SatinGlow.

2. Uso previsto di Silk'n SatinGlow

Silk'n SatinGlow è destinato alla rimozione dei peli indesiderati. Silk'n SatinGlow è destinato anche a portare a una riduzione dei peli a lungo termine, o permanente. La riduzione permanente dei peli è definita come una riduzione stabile a lungo termine nel numero di peli che ricrescono dopo un ciclo di trattamento.

Silk'n SatinGlow può essere usato per rimuovere peli indesiderati dal corpo.

Zone del corpo ideali per l'uso di Silk'n SatinGlow comprendono le ascelle, la linea del bikini, braccia, gambe, spalle posteriori e petto.

3. Sicurezza usando Silk'n SatinGlow

Con Silk'n SatinGlow la Sicurezza è la cosa più importante.

La tecnologia Home Pulsed Light™ può ottenere risultati a lungo termine nella depilazione, usando una piccola parte dell'energia usata da altra attrezzatura per la depilazione. La bassa energia usata da Silk'n SatinGlow riduce il rischio che l'uso dell'apparecchio causi danni o complicazioni, e contribuisce alla tua sicurezza generale.

Silk'n SatinGlow protegge la tua pelle

La depilazione basata sulla luce non è adatta per tonalità di pelle naturalmente scure o pelle abbronzata. Silk'n SatinGlow arriva con un *sensore del colore della pelle* incorporato, progettato per misurare la carnagione della superficie cui viene applicato e consentire l'applicazione solo su carnagioni adatte. Questa caratteristica unica di sicurezza non consentirà di eseguire trattamenti nei posti nei quali la pelle è troppo scura o abbronzata.

Inoltre, la *superficie di trattamento* attraverso la quale sono erogati gli impulsi di luce è rientrata nell'*unità della lampadina*. Questo consente a Silk'n SatinGlow di proteggere la tua pelle evitando un contatto diretto fra la *superficie di trattamento* e la pelle.


Silk'n SatinGlow protegge i tuoi occhi

Il Silk'n SatinGlow ha una caratteristica di sicurezza incorporata per la protezione degli occhi. È stato progettato in modo che un impulso di luce non possa essere emesso quando la *superficie di trattamento* è rivolta verso l'aria. L'interruttore di sicurezza consente l'attivazione solo quando la *superficie di trattamento* è a contatto con il tessuto.

4. Controindicazioni

Silk'n SatinGlow non è destinato a essere usato da chiunque. Leggi e tieni conto delle informazioni contenute nel paragrafo seguente prima dell'uso. Per ulteriori informazioni e consigli personalizzati puoi anche vedere www.silk'n.com o il tuo dominio locale di Silk'n.

Se non siete sicuri se Silk'n SatinGlow è sicuro per l'uso, chiedere al medico o dermatologo!

Attenzione	Risultati possibili	Consiglio di sicurezza
<p>Non usare Silk'n SatinGlow su carnagione naturalmente scura.</p> <p>Non è sicuro</p>  <p>Vedi la tabella del colore della pelle sul coperchio interno.</p>	<p>Trattare pelle scura con Silk'n SatinGlow può causare effetti collaterali negativi e fastidio alla pelle.</p>	<p>Nel Silk'n SatinGlow è incorporato un <i> sensore del colore della pelle </i> unico progettato in modo che misuri la carnagione della zona trattata all'inizio di ogni seduta e di tanto in tanto durante la seduta. Il <i> sensore del colore della pelle </i> assicura che gli impulsi siano emessi solo su tonalità di pelle idonee.</p>

Attenzione	Risultati possibili	Consiglio di sicurezza
<p>Non usare Silk'n SatinGlow su pelle abbronzata o dopo essere stati esposti al sole di recente (compresi apparecchi per abbronzatura artificiale). Non esporre al sole zone trattate.</p>	<p>L'esecuzione di un trattamento con Silk'n SatinGlow prima o dopo un'esposizione al sole può causare effetti collaterali negativi come rossore e fastidio alla pelle. La pelle abbronzata, soprattutto dopo l'esposizione al sole, contiene alte quantità del pigmento melanina. Questo vale per tutti i tipi di pelle e le carnagioni, comprese quelle che non sembrano abbronzarsi velocemente. La presenza di alte quantità di melanina espone la pelle a un rischio superiore quando viene usato qualsiasi metodo di depilazione basato sulla luce.</p>	<p>Evita di esporti al sole per 4 settimane prima del trattamento con Silk'n SatinGlow! L'esposizione al sole comprende un'esposizione non protetta costante alla luce del sole diretta di più di 15 minuti, o un'esposizione non protetta costante a luce del sole suffusa di più di 1 ora. Per proteggere pelle trattata di recente quando esposta al sole, assicurati di spalmare minuziosamente un filtro solare SPF 30 o superiore, per 2 settimane dopo ogni seduta di depilazione.</p>



Attenzione	Risultati possibili	Consiglio di sicurezza
<p>Non usare mai Silk'n SatinGlow intorno o vicino agli occhi.</p>	<p>Nonostante sia possibile usare Silk'n SatinGlow per il trattamento dei peli del viso, deve essere prestata particolare attenzione per evitare gli occhi.</p> <p>Questo dispositivo emette possibili radiazioni ottiche pericolose. Non guardare la lampada di funzionamento. Può causare lesioni agli occhi.</p>	<p>Silk'n SatinGlow contiene una caratteristica di sicurezza incorporata per la protezione degli occhi. È stato progettato in modo che non sia possibile emettere un impulso luminoso quando la <i>superficie di trattamento</i> è rivolta verso l'aria. L'interruttore di sicurezza consente di eseguire il trattamento solo quando la <i>superficie di trattamento</i> è a contatto con il tessuto.</p>
<p>Non eseguire un trattamento su tatuaggi o trucco permanente, macchie scure nere o marron (come grandi lentiggini, voglie, nei o verruche), capezzoli, organi genitali o labbra.</p>	<p>Il trattare con Silk'n SatinGlow una zona di colore scuro o che ha una quantità maggiore di pigmento può causare effetti collaterali negativi come scottature, vesciche, e cambiamenti nel colore della pelle (iper o ipopigmentazione).</p>	<p>Copri la zona con materiale che non assorba la luce, per esempio un panno bianco o nastro medico bianco.</p>

Attenzione	Risultati possibili	Consiglio di sicurezza
Non eseguire un trattamento su eczemi, psoriasi, lesioni, ferite aperte o infezioni (febbri), condizioni anormali della pelle causate da malattie sistemiche o metaboliche (per esempio diabete).	I trattamenti basati sulla luce possono causare reazioni negative su zone già sensibili.	Attendi che la zona colpita guarisca prima di usare Silk'n SatinGlow.
Una zona di trattamento con una storia di attacchi di herpes.	I trattamenti basati sulla luce possono causare reazioni negative su zone già sensibili.	Consulta il tuo medico per ricevere un trattamento preventivo prima di usare Silk'n SatinGlow.
Non eseguire un trattamento con Silk'n SatinGlow se sei incinta o allatti.	I cambiamenti ormonali che si verificano durante la gravidanza possono aumentare la sensibilità della pelle e il rischio di effetti collaterali negativi.	
Non trattare zone nelle quali potresti desiderare che i peli ricrescano.	I risultati sono permanenti.	

Attenzione	Risultati possibili	Consiglio di sicurezza
<p>Tenere Silk'n SatinGlow lontano dall'acqua! Non appoggiare o conservare Silk'n SatinGlow in un posto dal quale potrebbe cadere, essere spinto o messo in una vasca, lavandino o qualsiasi altro recipiente contenente acqua.</p>	<p>Questo potrebbe causare una grave elettrocuzione.</p>	<p>Non usare Silk'n SatinGlow durante il bagno o se è umido o bagnato. Staccare immediatamente dall'elettricità se è caduto in acqua.</p>
<p>Non provare a aprire o riparare il tuo apparecchio Silk'n SatinGlow.</p>	<p>Aprire Silk'n SatinGlow può esporre a componenti elettrici pericolosi e a energia luminosa pulsata, e questi possono causare gravi danni al corpo e/o una ferita permanente agli occhi. Aprire l'apparecchio può anche danneggiarlo e annullerà la garanzia.</p>	<p>Contatta il Servizio di Assistenza Clienti di Silk'n se hai un apparecchio rotto o danneggiato che deve essere riparato.</p>

5. Non usare Silk'n SatinGlow nei casi seguenti:

Se l'unità della lampadina usa e getta è danneggiata, o se la sua superficie di trattamento è spaccata, scheggiata o mancante.		Smetti immediatamente di usare l'apparecchio e contatta il Servizio di Assistenza Clienti di Silk'n.
Gli accessori non sono raccomandati da Home Skinovations Ltd.		
Se ha un cavo danneggiato o una spina danneggiata.	Tieni il cavo elettrico lontano da superfici calde.	
Vedi o senti odore di fumo durante l'uso.		
Non funziona correttamente o appare danneggiato.		
Il suo sensore del colore della pelle è scheggiato o rotto.		
L'involucro esterno è rotto.		

6. Evita di usare Silk'n SatinGlow nei casi seguenti:

Storia di formazione di cicatrici cheloidali.	Consulta il tuo medico prima di usare Silk'n SatinGlow.
Se soffri di epilessia.	
Se soffri di una malattia collegata con fotosensibilità, come proferia, eruzione polimorfa alla luce, orticaria solare, lupus, ecc.	
Se hai una storia di cancro alla pelle o zone di malattie potenziali della pelle.	
Se hai ricevuto una terapia di radiazioni o trattamenti di chemioterapia durante gli ultimi 3 mesi.	
Se hai altri problemi che a parere del tuo medico rendono poco sicuro il trattamento nel tuo caso.	
Se la tua pelle è stata trattata con una medicina che richiede ricetta medica durante gli ultimi 6 mesi, consulta il tuo medico.	

7. Possibili effetti collaterali usando Silk'n SatinGlow

Quando usato secondo le istruzioni, gli effetti collaterali e le complicazioni associate con l'uso di Silk'n SatinGlow sono rari. Tuttavia ogni procedura cosmetica, comprese quelle destinate a uso casalingo, comportano qualche rischio. Di conseguenza è importante capire e accettare i rischi e le complicazioni che possono avere luogo con i sistemi di depilazione a luce pulsata progettati per uso casalingo.

Reazioni collaterali negative

Lieve fastidio alla pelle

Nonostante la depilazione casalinga basata su impulsi luminosi sia generalmente molto ben tollerata, la maggior parte degli utenti provano un lieve fastidio durante l'uso, generalmente descritto come una leggera sensazione pungente sulle zone di pelle trattate. La sensazione cessa generalmente al termine dell'applicazione stessa o pochi minuti dopo. Qualunque sensazione che superi questa lieve sensazione di fastidio è anormale e significa che non puoi continuare a usare Silk'n SatinGlow perchè non puoi tollerare l'applicazione di depilazione, o che il livello di energia è troppo alto.

Rossore della pelle

La tua pelle può diventare rossa subito dopo l'uso di Silk'n SatinGlow o nel corso di 24 ore dopo l'uso di Silk'n SatinGlow. Il rossore scompare generalmente entro 24 ore. Consulta il tuo medico se il rossore non scompare entro 2 o 3 giorni.

Maggiore sensibilità della pelle

La pelle della zona trattata è più sensibile cosicchè è possibile che si secchi o si squami.

Cambiamenti di Pigmentazione

L'obiettivo di Silk'n SatinGlow è la radice del pelo, in particolare le cellule pigmentate nel follicolo del pelo e il follicolo del pelo stesso. Ciò nonostante c'è un rischio di iperpigmentazione (maggiore pigmento o decolorazione marron) o ipopigmentazione (sbiancamento) della pelle circostante. Questo rischio di cambiamenti alla pigmentazione della pelle è maggiore per persone con tonalità di pelle più scure. Generalmente la decolorazione o i cambiamenti al pigmento della pelle sono temporanei e una iperpigmentazione o ipopigmentazione permanente è molto rara.

Gonfiore e rossore eccessivo

In casi rari la pelle può diventare molto rossa e gonfia. Questo è più comune in zone del corpo sensibili. Il rossore e il gonfiore dovrebbero diminuire entro un periodo da 2 a 7 giorni e devono essere trattati con applicazioni frequenti di ghiaccio. È possibile pulire delicatamente, ma è necessario evitare di esporsi al sole.



In taluni soggetti, la depilazione condotta con il laser o con l'applicazione di fonti di luce pulsante ad alta intensità può produrre un aumento della crescita pilifera. Sulla base dei dati attualmente disponibili, i gruppi più a rischio per questo genere di risposta sono soggetti femmina di stirpe mediterranea, medio orientale o dell'Asia meridionale, per trattamenti su collo e viso.

8. Depilazione a lungo termine con Silk'n SatinGlow

Un ciclo tipico di crescita del pelo può richiedere da 18 a 24 mesi. Nel corso di questo intervallo di tempo possono essere necessarie più sedute con Silk'n SatinGlow per ottenere una depilazione permanente.

L'efficacia della depilazione varia da persona a persona secondo da zona del corpo, il colore dei peli, e come viene usato Silk'n SatinGlow. Programma tipico di depilazione con Silk'n SatinGlow nel corso di un ciclo completo di crescita del pelo:

- **Trattamenti 1-4:** Programmarli a due settimane di distanza uno dall'altro
- **Trattamenti 5-7:** Programmarli a quattro settimane di distanza uno dall'altro
- **Trattamenti 8 +:** Come necessario, fino a raggiungere i risultati desiderati

Risultato Previsto del Trattamento per la Depilazione

Tipo di pelle Fitzpatrick	Colore dei Peli	Fluena della Luce [J/cm ²]	Area anatomica del corpo ²	Numero Medio di Trattamenti ¹	Rapporto Rimozione ¹
I-IV	Da marron chiaro a marron	2.5 - 4	Gambe superiori e inferiori	Sedute da 10 a 12, a circa quattro settimane di distanza.	60%
			Braccia		50%
			Linea del Bikini		60%
			Ascella		55%
I-IV	Da marron a nero	2.5 - 4	Gambe superiori e inferiori	Sedute da 8 a 10, a circa quattro settimane di distanza.	70%
			Braccia		60%
			Linea del Bikini		70%
			Ascella		65%

1 La reazione individuale dipende dal tipo di peli e da fattori biologici che possono influenzare gli schemi di crescita dei peli. Alcuni pazienti possono reagire più velocemente o più lentamente del numero medio di trattamenti.

2 Non ci si può aspettare una depilazione duratura con una sola seduta o anche due. La durata del periodo di riposo per i follicoli dei peli dipende anche dalla zona del corpo.

9. Primi passi!

1. Rimuovi l'*unità di depilazione Silk'n SatinGlow* e gli altri componenti dalla confezione.
2. Verifica che l'*unità della lampadina usa e getta* sia inserita in modo corretto sulla punta dell'apparecchio e che non sia danneggiata.
3. Inserisci il cavo del l'adattatore nella *presa* del l'unità di depilazione Silk'n SatinGlow.
4. Inserisci l'adattatore in una presa elettrica. Si accenderà la *luce indicatrice di stand by*.

Il tuo Silk'n SatinGlow è pronto per l'uso.

 Esegui trattamenti con Silk'n SatinGlow in modo sicuro e corretto!

 Scegli zone da trattare che non sono state esposte recentemente al sole.

5. La pelle delle zone da trattare deve essere rasata, pulita, asciutta e senza cipria, antitraspiranti o deodoranti. Non fare la ceretta, strappare o depilare i peli. È importante rasare la zona per ottenere i risultati desiderati!

6. Premi il *pulsante on/stby*. Si accenderà la *luce indicatrice di accensione* (arancione) e si comincerà a sentire il rumore di un ventilatore (simile al rumore di un asciugacapelli).
7. Circa 3,5 secondi dopo avere premuto il *pulsante on/ stby*, si accenderà la *luce indicatrice di stato di pronto* (verde). L'apparecchio è allora pronto a emettere il primo impulso al livello di energia più basso.
8. Se questo è il tuo primo trattamento - scegli il livello di energia. Silk'n SatinGlow offre 5 livelli di energia da 1 (il più basso) a 5 (il più alto). Per scegliere il livello di energia giusto per il tuo primo trattamento, controlla separatamente ogni zona da trattare:
 - » Appoggia la *superficie di trattamento* sulla pelle e premi il *pulsante di impulso* per emettere un impulso. Se non provi un fastidio anormale premi il *pulsante di impostazione del livello di energia* una volta e emetti un impulso su un punto diverso al livello di energia 2.
 - » Continua a controllare a livelli di energia sempre più elevati fino a raggiungere il livello più alto con il quale ti senti a tuo agio. Se entro un'ora non provi effetti collaterali negativi, puoi cominciare il trattamento completo a questo livello di energia.
 - » Ripeti questo controllo per ogni parte del corpo che intendi trattare.
9. Imposta il livello di energia. Se il livello di energia desiderato è superiore a quello minimo, premi i *pulsanti di impostazione del livello di energia* usando rispettivamente “-” o “+” per ridurre o aumentare il livello di energia, fino a quando è impostato il livello di energia desiderato, rappresentato da tre *luci indicatrici del livello di energia* (per ulteriori informazioni vedere il capitolo “Livello di Energia” in questo manuale per l'utente).
10. Applica la *superficie di trattamento* alla pelle, accertandoti che la pelle sia stesa in modo uniforme e regolare. Appena la *superficie di trattamento* è pienamente a contatto con la pelle, la *luce indicatrice di stato di pronto* comincerà a lampeggiare.

11. Premi il *pulsante di impulso*. L'apparecchio determinerà per prima cosa il colore della tua pelle. Se il colore della pelle è sufficientemente chiaro per un'applicazione sicura, l'apparecchio emetterà sulla tua pelle un impulso di luce, e la *luce indicatrice di stato di pronto* si spegnerà.
 - » Vedrai un lampo intenso di luce e contemporaneamente sentirai un suono come un piccolo scoppio; questo è un rumore normale per l'apparecchio. Proverai una sensazione delicata di calore e solletico. Silk'n SatinGlow si ricaricherà immediatamente per l'impulso successivo.
 - » Dopo 3,5 secondi la *luce indicatrice di stato di pronto* si riaccenderà.
12. Rimuovi la *superficie di trattamento* dalla zona di pelle trattata.
13. Sposta la *superficie di trattamento* a un'altra zona di pelle. Usa i segni della pressione appena lasciati sulla pelle dall'apparecchio per aiutarti a sistemare l'impulso successivo nella posizione corretta, evitando sia spazi che sovrapposizioni fra gli impulsi.



Gli impulsi di Silk'n SatinGlow devono essere somministrati in file, cominciando da un'estremità di ogni fila e procedendo ordinatamente verso l'altra estremità. Questa tecnica permette un controllo migliore delle zone di pelle trattate, consentendo di coprire tutta la pelle, e ti aiuta a evitare di trattare la stessa zona più di una volta o di sovrapporre le zone di pelle trattate.



Cerca di non sovrapporre impulsi!



Non trattare la stessa zona di pelle più di una volta per seduta di depilazione!

14. Ripeti il processo fino alla copertura di tutta la zona da trattare.

❗ Se si forma sulla tua pelle una vescica, o la tua pelle brucia, interrompi immediatamente l'uso!

9.1. Livello di energia

Il livello di energia determina l'intensità dell'impulso di luce di Silk'n SatinGlow emesso sulla tua pelle, dal livello più basso (-) a quello più alto (+). Quando il livello di energia aumenta, anche i risultati della depilazione migliorano, ma aumenta anche il rischio di possibili effetti collaterali e complicazioni.

Silk'n SatinGlow offre 5 livelli di energia, da 1 (il più basso) a 5 (il più alto), rappresentati da 3 luci indicatrici del livello di energia:

- **Livello 1 (più basso):** La luce indicatrice sinistra è accesa stabilmente.
- **Livello 2:** La luce indicatrice sinistra è accesa stabilmente e la luce indicatrice centrale lampeggia.
- **Livello 3:** Sia la luce indicatrice sinistra che la luce centrale sono accese stabilmente.
- **Livello 4:** Le luci indicatrici sinistra e centrale sono accese stabilmente e la luce indicatrice destra lampeggia.
- **Livello 5 (il più alto):** Tutte le 3 luci indicatrici sono accese stabilmente.

Ogni volta che Silk'n SatinGlow si accende, il livello di energia è azzerato automaticamente e riportato al livello minimo di energia. Si accenderà solo una *luce indicatrice del livello di energia*.


Per impostare il livello di energia, premi i *pulsanti di impostazione del livello di energia* usando "-" o "+" rispettivamente per ridurre o aumentare il livello di energia.

9.2. Sensore del colore della pelle

Depilare pelle di tonalità scura usando il sistema basato sulla luce, può causare effetti collaterali negativi come scottature, vesciche, e cambiamenti del colore della pelle (iper- o ipopigmentazione).

Per evitare che Silk'n SatinGlow venga usato in modo scorretto su tonalità scure di pelle, un *sensore del colore della pelle* unico di Silk'n SatinGlow misura la carnagione della zona trattata all'inizio di ogni seduta e di tanto in tanto nel corso della seduta. Se il *sensore del colore della pelle* rileva una tonalità di pelle troppo scura per l'applicazione di Silk'n SatinGlow, l'apparecchio smetterà automaticamente di emettere impulsi. Se non vedi un impulso luminoso e la *luce indicatrice di avviso della tonalità della pelle* lampeggia, significa che la tonalità della tua pelle, misurata dal *sensore del colore della pelle* , è troppo scura per un'applicazione sicura. Prova a usare l'apparecchio su un'altra parte del corpo o contatta il servizio di assistenza di Silk'n.

9.3. Tecnica a pulsazione e a scorrimento



La tecnica a pulsazione è la migliore con livelli di energia elevati.

- Premere la *superficie di trattamento* contro la pelle. Procedere per linee (in orizzontale o in verticale). Iniziare a un estremo di ciascuna linea procedendo fino all'estremità opposta.

- Quando viene premuta sulla pelle, la *superficie di trattamento* crea delle "impronte" temporanee sull'area trattata. In questo modo, è possibile vedere le zone appena trattate.
- Dopo ciascun impulso, spostare la *superficie di trattamento* sul punto successivo. Continuare con l'azione pulsante su tutta che si sta trattando.
- Evitare vuoti o sovrapposizioni durante l'uso del dispositivo.

La tecnica di scorrimento è la migliore con livelli di energia più bassi.

- Premere bene la *superficie di trattamento* contro la pelle facendolo aderire e scorrendolo (in senso orizzontale o verticale). Assicurarsi che la *superficie di trattamento* tocchi sempre la pelle.
- A livelli di energia più bassi, il dispositivo impiega solo 1-3,5 secondi per ricaricarsi tra un impulso e l'altro. Ciò genera una sequenza ininterrotta di flash.
- Fare scorrere con una velocità che consenta di evitare spazi non trattati o sovrapposizioni.
- ! Non trattare più di una volta la stessa area nella medesima sessione di depilazione.
- ! Interrompere immediatamente l'uso se si avverte fastidio.

9.4. Cosa aspettarsi quando si fa il trattamento con Silk'n SatinGlow?

Per molte persone, l'uso di Silk'n SatinGlow costituisce la loro prima esperienza con un apparecchio basato sulla luce progettato per uso casalingo. Silk'n SatinGlow è facile da usare, e le sedute di depilazione sono veloci. Durante una seduta di Silk'n SatinGlow è normale provare e sentire:

- **Un rumore di ventilatore:** La ventola che raffredda Silk'n SatinGlow fa un rumore simile a quello di un fon. Questo è normale.
- **Un suono durante ogni impulso:** Quando è attivato un impulso di luce, è normale sentire un leggero suono contemporaneamente all'apparire della luce.
- **Una pressione leggera della superficie di trattamento:** Questa è necessaria e utile per mettere gli impulsi di luce uno vicino all'altro, e fa parte della caratteristica unica di sicurezza di Silk'n SatinGlow.
- **Una sensazione di calore e formicolio:** Durante ogni impulso di luce è normale provare una leggera sensazione di calore e formicolio proveniente dall'energia della luce.
- **Un lieve colore rosso o rosa:** Durante o subito dopo la seduta con Silk'n SatinGlow non è raro vedere del lievissimo colore rosa della pelle. Questo generalmente è visibile soprattutto intorno ai peli stessi.
- **!** Tuttavia se la pelle è molto rossa, con vesciche o brucia, interrompi immediatamente l'uso di Silk'n SatinGlow.

9.5. Dopo il trattamento con Silk'n SatinGlow

- Quando la seduta con Silk'n SatinGlow finisce spegni Silk'n SatinGlow premendo *il pulsante on/stby*. Tutte le luci accese si spegneranno e si accenderà la *luce indicatrice di standby* (Accertati di ricordarti l'ultimo valore del livello di energia che hai usato, poichè non sarà ripristinato quando riaccenderai Silk'n SatinGlow).
- Stacca il cavo dell'adattatore dalla presa elettrica.
- Si raccomanda di pulire l'apparecchio Silk'n SatinGlow dopo ogni seduta di depilazione, specialmente la *superficie di trattamento* (Vedi: "10.1. Pulizia di Silk'n SatinGlow").
- Dopo averlo pulito, si raccomanda di mettere l'apparecchio Silk'n SatinGlow nella sua confezione originaria, e tenerlo lontano dall'acqua.

Cura della pelle dopo la seduta di depilazione:

- ☀ Non esporre le zone della pelle trattate al sole. Assicurati di proteggere scrupolosamente la pelle trattata con una protezione contro il sole, durante tutto il periodo della depilazione e per almeno 2 settimane dopo l'ultima seduta con Silk'n SatinGlow.

10. Manutenzione

10.1. Pulizia di Silk'n SatinGlow

Si raccomanda di pulire l'apparecchio Silk'n SatinGlow, e specialmente la *superficie di trattamento*, dopo ogni seduta di depilazione.

- Stacca Silk'n SatinGlow dalla presa prima di pulirlo.
- Usa un panno asciutto, pulito e un detergente con formula speciale per attrezzatura elettronica per pulire delicatamente la superficie di Silk'n SatinGlow, e soprattutto la *superficie di trattamento*.
- ! Non immergere mai Silk'n SatinGlow o una delle sue parti nell'acqua!

10.2. Sostituzione dell'unità della lampadina

L'*unità della lampadina usa e getta* di Silk'n SatinGlow può emettere un numero prefissato e limitato di impulsi di luce. L'intensità dell'impulso è determinata solo dall'impostazione del livello di energia dell'apparecchio. Durante la durata utile dell'*unità della lampadina* l'energia non diminuisce.

- Quando nell'*unità della lampadina usa e getta* restano solo 100 impulsi luminosi, la *luce indicatrice di sostituzione dell'unità sul pannello di controllo* comincia a lampeggiare, indicando che presto l'*unità della lampadina usa e getta* dovrà essere sostituita.
- Quando il numero di impulsi luminosi nell'*unità della lampadina usa e getta* diminuisce ancora, la *luce indicatrice di sostituzione dell'unità* lampeggia più velocemente.

- Quando tutti gli impulsi in un'unità della lampadina usa e getta sono stati usati, la luce indicatrice di sostituzione dell'unità rimane accesa stabilmente, e indica che non possono essere emessi altri impulsi.
- Per continuare la sessione di depilazione, sarà allora necessario sostituire l'unità della lampadina usa e getta.



L'unità della lampadina usa e getta deve essere sostituita anche se appaiono grandi macchie dentro di essa o se la sua superficie di trattamento è rotta. Per le parti di ricambio contattare il Servizio Clienti.

Per sostituire un'unità della lampadina usa e getta:

1. Premi il pulsante on/stby per mettere Silk'n SatinGlow in modalità standby.
2. Stacca l'adattatore dell'alimentazione dalla presa elettrica.
3. Afferra l'unità della lampadina usa e getta usata da entrambi i lati, estraila dalla sua presa e gettala nella spazzatura normale.
4. Scarta un'unità della lampadina usa e getta nuova.
5. Premi delicatamente l'unità della lampadina usa e getta nuova al suo posto.



Dopo avere sostituito l'unità della lampadina usa e getta con una nuova, imposta sempre il livello di energia a uno inferiore rispetto a quello a cui lo imposti normalmente. Alza nuovamente il livello di energia, solo se non provi un disagio anomalo durante o dopo il trattamento.

11. Soluzione di problemi

11.1. “Il mio Silk'n SatinGlow non si accende”

- Accertati che l'adattatore dell'alimentazione sia collegato in modo corretto all'apparecchio Silk'n SatinGlow.
- Accertati che l'adattatore dell'alimentazione sia inserito in una presa elettrica nel muro.

11.2. “Quando premo il pulsante di impulso non viene emessa una luce”.

Accertati che la *luce indicatrice di stato di pronto* lampeggi per assicurare di avere un buon contatto con la pelle e che la *superficie di trattamento* venga premuta in modo uniforme e con fermezza alla pelle. Per la tua sicurezza, il *pulsante di impulso* emetterà un impulso solo se la *superficie di trattamento* è premuta bene contro la pelle.

- Controlla la *luce indicatrice di avviso della tonalità della pelle*. Se lampeggia, questo significa che la tonalità della tua pelle, misurata dal *sensore del colore della pelle*, è troppo scura per un'applicazione sicura. Prova a usare l'apparecchio su un'altra parte del corpo o contatta il servizio di assistenza di Silk'n.
- Controlla la *luce indicatrice di sostituzione dell'unità*. Se è accesa, stacca Silk'n SatinGlow e sostituisci l'*unità della lampadina usa e getta*.

- Accertati che la *luce indicatrice di stato di pronto* sia acceso.
 - » Se la *luce indicatrice di stato di pronto* rimane spento dopo 10 secondi, spegni Silk'n SatinGlow e riaccendilo premendo due volte il *pulsante on/stby*.
 - » Se il problema persiste, contatta il tuo Centro di Assistenza Clienti locale di Silk'n.
- Controlla la *luce indicatrice di avviso del sistema*.
 - » Se la luce è accesa, spegni Silk'n SatinGlow e riaccendilo premendo due volte il *pulsante on/stby*.
 - » Se il problema persiste, contatta il tuo Centro di Assistenza Clienti locale di Silk'n.
- ! Non provare a aprire o riparare il tuo apparecchio Silk'n SatinGlow. Solo centri di riparazione autorizzati di Silk'n possono eseguire riparazioni.

Aprire Silk'n SatinGlow può esporvi a componenti elettrici pericolosi e a energia di luce pulsata, e ognuna di queste cose può causare danni gravi al corpo e/o una ferita permanente agli occhi.

Provare a aprire Silk'n SatinGlow può anche danneggiare l'apparecchio e annulla la garanzia. Si prega di contattare il Servizio di Assistenza Clienti di Silk'n se hai un apparecchio rotto o danneggiato che deve essere riparato.

12. Servizio di assistenza clienti

Per maggiori informazioni, visitare il sito web: www.silkn.eu. È possibile anche scaricare questo manuale in formato PDF dal sito www.silkn.eu. Contattare il servizio di assistenza clienti per riferire operazioni o eventi non previsti, o qualunque altro problema con il dispositivo. I nostri contatti sono i seguenti:

Paese	Numero del servizio di assistenza	E-mail
Belgio	0900-25006	serviceconsommateurbe@silkn.eu
Francia	0891-655557	serviceconsommateurfr@silkn.eu
Germania	089 51 23 44 23	kundenservice@inno-essentials.de
Italia		servizioclientiit@silkn.eu
Paesi Bassi	0900-2502217	klantenservicenl@silkn.eu
Spagna	807088200	servicioalcliente@silkn.eu
Regno Unito	0906-2130009	customerareuk@silkn.eu
Stati Uniti e Canada	1-877-367-4556	contact@silkn.com
Altri Paesi europei:	+31 (0)180-330 550	info@silkn.com

13. Garanzia

Fare riferimento al certificato di garanzia Silk'n.

14. Smaltimento







Contribuiamo a proteggere l'ambiente. Non smaltire tra i rifiuti domestici e attenersi alla normativa relativa allo smaltimento di prodotti elettrici vigente nel proprio Paese.

15. Specificazioni

Dimensione della Luce		1.3cm x 3cm [3,9cm ²]
Velocità		1 impulso ogni 3,5 secondi: 1,1 cm ² /sec
Tecnologia		Home Pulsed Light™
Livello Massimo di Energia		Max 4J/cm ²
Lunghezza d'Onda		475-1200nm
Tempo di Ricarica / Fonte di Corrente		Operazione continua
Requisiti Elettrici		100-240VAC, 0,9A
Azionamento e Sicurezza		Sensore del colore della pelle assicura che l'apparecchio venga usato solo su carnagioni adatte.
Dimensioni della Confezione		22cm x 22cm x 13.5cm
Peso del sistema		0.35kg

Temperatura	Operazione	Da 10 a 40°C
	Conservazione	Da -40 a +70°C
Umidità relativa	Operazione	Da 30 a 75% rH
	Conservazione	Da 10 a 90% rH
Pressione atmosferica	Operazione	Da 700 a 1060 hPa
	Conservazione	Da 500 a 1060 hPa

16. Segni e simboli

	I prodotti contrassegnati da questo simbolo soddisfano i requisiti delle direttive UE.
	Classe II. L'adattatore è protetto contro le scosse elettriche per mezzo di un doppio isolamento.
IP30	Il dispositivo non consente l'ingresso di oggetti di diametro maggiore di 2,5 mm, come le dita, come misura di protezione dalle scosse elettriche.
	Non utilizzare in ambienti umidi.
	Non smaltire tra i rifiuti domestici. Smaltire conformemente alla normativa nazionale per contribuire a proteggere l'ambiente. Conforme alla direttiva WEEE.

PB112998A



 HomeSkinovations™
www.silkn.eu • info@silkn.com
InnoEssentials International
Donk 1b, 2991 LE Barendrecht, The Netherlands