

# Transportable Massage-Liege

## ***Inhalt:***

- 1 Massage-Liege
- 1 Kopfteil
- 2 Armauflagen
- 1 Schlinge
- 1 Anleitung

## ***Montageanweisung:***

Es sind keine Werkzeuge zum Zusammenbau notwendig

- Klappen Sie die Liege auf
- Klappen Sie die Füße auf
- Befestigen Sie die Armauflagen und das Kopfteil wie in der Abbildung
- Die Massage-Liege ist aufgebaut

## ***Höhe einstellen:*** (Die Höhe kann in 4 Stufen eingestellt werden)

Drücken Sie die Arretierungsstifte an jedem Fuss und ziehen bzw. schieben es auf die gewünschte Höhe. Vergewissern Sie sich, dass die Stifte wieder in die Löcher einrasten, bevor sich jemand auf die Liege legt!

