

# Table de massage portable

## **Contenu :**

- 1 table de massage
- 1 repose-tête
- 2 accoudoirs
- 1 repose-bras
- 1 manuel

## **Instructions d'assemblage :**

Aucun outil n'est nécessaire pour assembler la table de massage

- Déplier la table
- Déplier les pieds
- Monter les accoudoirs, le repose-tête, etc., si souhaité
- La table de massage est maintenant prête pour l'utilisation

## **Réglage de la hauteur :**

Presser les boutons sur chaque pied de la table de massage et tirer ou pousser jusqu'à ce que la table soit à la hauteur souhaitée. Avant d'utiliser la table, s'assurer que le mécanisme de verrouillage s'active / s'enclenche correctement dans les trous.

