

# Lettino da massaggio portatile

## **Contenuto:**

- 1 lettino da massaggio
- 1 poggiatesta
- 2 poggiatesta
- 1 tracolla
- 1 manuale

## **Istruzioni per il montaggio:**

Non occorrono attrezzi per montare il lettino da massaggio

- Aprire il lettino da massaggio
- Aprire le gambe
- Montare i poggiatesta, poggiatesta ecc. come si desidera
- Il lettino da massaggio è pronto per l'uso

## **Regolamento dell'altezza:**

Premere i pulsanti su ogni gamba del lettino da massaggio e tirare o premere fino a che il tavolo non raggiunga l'altezza desiderata. Assicurarsi che il meccanismo di bloccaggio sia attivo/ che si inserisca correttamente nei fori prima dell'utilizzo.

